

PHILIPS

AVENT

Sterilizator digital cu
abur

220-240 V

SCF276/42



Gata odată cu dumneavoastră

Tehnologie avansată pentru sterilizare de 24 de ore

Sterilizatorul digital cu abur Philips Avent funcționează rapid și continuu, menținând conținutul steril până când ai nevoie, oferindu-ți mai mult timp disponibil în cursul zilei.

Ușor de utilizat

- Doar adaugi apa, încarci și selectezi modul

Te menține informat

- Afișaj digital avansat și avertizoare sonore

Capacitate mare

- Încap până la șase biberoane Philips Avent

Gata odată cu dvs.

- Menține conținutul steril zi și noapte

Rapid

- Conținutul este steril și gata de utilizare în aprox. 6 min.

Repere

Afișaj digital avansat



Afișajul și avertizoarele sonore te anunță când este finalizată sterilizarea și cât timp vor rămâne sterile articolele. Afișajul te anunță, de asemenea, când ai umplut sterilizatorul cu apă prea multă sau prea puțină, astfel încât poți fi sigur întotdeauna că sterilizarea a fost finalizată cu acuratețe și fiabilitate.

Conținut steril în 6 min.



Avantajul sterilizării cu abur este că se face mult mai rapid (și mai sigur) decât metoda tradițională a fierberii sticlelor într-un vas pe plită. Sterilizatorul digital sterilizează o încărcătură completă de 6 biberoane, tetine și capace pentru vârf în numai 6 minute.

Încap până la 6 biberoane



Sterilizatorul are un design inteligent care ocupă spațiu redus în bucătărie, dar în care încap șase biberoane Philips Avent sau două pompe de sân Philips Avent. Cele două coșuri din interior se pot cupla pentru a forma un coș pentru mașina de spălat vase, care face procură pentru articolele mai mici, precum suzete și tetine, mult mai ușoară.

Doar adaugi apa și selectezi modul



Pe lângă funcționalitatea sa avansată, Sterilizatorul digital este simplu și ușor de utilizat. Este suficient să adaugi apă, să încarci sterilizatorul cu biberoanele, accesoriile sau pompa pentru sân și selectezi modul. Modul 1 îți permite să rulezi un singur ciclu de sterilizare, care este util când dorești să scoți

toate articolele odată. Modul 2 este pentru sterilizarea de 24 de ore, care este foarte comodă când dorești să lași articolele în sterilizator pe timpul nopții sau când dorești să scoți un singur biberon pentru fiecare hrănire. Indiferent de program, acest sterilizator va face sarcina sterilizării zilnice mai ușoară.

Menține conținutul steril



Acest sterilizator avansat se asigură că ai întotdeauna un biberon steril la dispoziție, păstrând conținutul steril timp de 24 de ore. Acesta va resteriliza automat conținutul la fiecare 6 ore. Cu butonul de pauză comod poți, de asemenea, să adaugi sau să scoți articole în orice moment și Sterilizatorul digital va resteriliza automat conținutul.

Sterilizare cu abur natural

Sterilizarea înseamnă protecția copilului împotriva bacteriilor foarte nocive din lapte, până când sistemul său imunitar este suficient de puternic. Sterilizatorul Philips Avent utilizează metoda din spitale a sterilizării cu abur, care este rapidă, ușoară și eficientă, fără a include substanțe chimice.

Specificații

Putere

Tensiune: 220 – 240 V

Greutate și dimensiuni

Dimensiuni: 320 (H), 235 (Lt), 235 (Lg) mm

Greutate: 1,609 kg

Țara de origine

Anglia: Yes

Include

Clești: 1 buc.

Measuring jug: 1 buc.

Etape de dezvoltare

Fază: 0 – 6 months

