




Philips
Lampa podczerwieni
InfraCare

200 W
Skupiony obszar naświetlania



HP3621

Skuteczne łagodzenie bólu

Głęboko wnikające ciepło podczerwieni

Głęboko wnikające ciepło lampy podczerwieni

Skuteczne łagodzenie bólu

- Głęboko wnikające ciepło podczerwieni

PHILIPS

Dane techniczne

Wygodne użytkowanie

- Możliwość regulowania: 0–40 stopni (do tyłu)
- Miękki uchwyt: do łatwego przenoszenia i ustawiania

Intuicyjność

- Wyłącznik

Skoncentrowane leczenie

- Halogenowa lampa podczerwieni: 200 W
- Powierzchnia naświetlania: 20 x 30 cm

Bezpieczeństwo

- Spełnia wymagania IEC: Zgodność z normami IEC 60601 i 60335

Skuteczne łagodzenie bólu

- Głęboko wnikające ciepło

Dane techniczne

- Moc: 200 W
- Długość przewodu: 200 m
- Napięcie: 110 lub 220–230 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz

- Izolacja: Klasa II (podwójna izolacja)
- Trwałość lamp: 500 hour(s)

Waga i wymiary

- Waga produktu: 1,2 kg
- Wymiary opakowania zbiorczego: 29 x 40,4 x 74,5 (wys. x szer. x dł.) cm
- Wymiary produktu: 20 x 30,9 x 17,2 (wys. x szer. x dł.) cm
- Waga pojedynczego opakowania: 1,6 kg
- Waga opakowania zbiorczego: 4,8 kg
- Liczba na europalecie: 60 pcs
- Liczba pojedynczych opakowań w opakowaniu zbiorczym: 3 pcs
- Wymiary pojedynczego opakowania: 28 x 38,6 x 24,5 (wys. x szer. x dł.) cm

Dane logistyczne

- Kraj pochodzenia: Niemcy
- Kod CTV: 884362101000

Urządzenie lecznicze

- Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń medycznych (MDD): 2007/47/WE, MDD 93/42/EWG

Zalety

Głęboko wnikające ciepło podczerwieni



Udowodniono, że ciepło podczerwieni skutecznie łagodzi bóle mięśni oraz bóle związane ze sztywnymi stawami. Przyjemne ciepło światła podczerwieni wnika głęboko w skórę, poprawia krążenie krwi i rozgrzewa mięśnie, co powoduje ich rozluźnienie. Ciepło zwiększa również elastyczność tkanki, co pozwala zmniejszyć sztywność stawów i poprawia ich ruchliwość.

