



Philips  
인프라케어 적외선 램프

300W  
부위별 집중 치료  
디지털 타이머



HP3631

## 효과적인 통증 완화

깊숙히 스며드는 적외선의 따뜻함

필립스 인프라케어는 근육 및 관절에 효과적인 통증 완화 작용을 합니다. 300W 적외선 램프는 매우 편안하게 적외선 열을 피부 깊숙이 침투시켜 혈액 순환을 촉진하고 통증부위 (40X30cm) 를 효과적으로 완화합니다.

### 효과적인 통증 완화

- 깊숙이 스며드는 적외선의 따뜻함

**PHILIPS**

## 사양

### 크기 및 무게

- Product dimensions: 20x30.9x17.2 (WxHxD) cm
- Power: 300 W
- 조절 기능 : 0-40 도 (뒤쪽)
- Product weight: 1.4 kg
- Voltage: 230 V
- Cord length: 200 m
- on/off(켜짐 / 꺼짐) 스위치
- Frequency: 50/60 Hz
- 부드러운 손잡이 : 손쉬운 휴대 및 비치

### 크기 및 무게

- A-box 크기 : 29x40.4x74.5 (WxHxD) cm
- F-box 중량 : 1.8 kg
- A-box 내 F-box 수 : 3 pcs
- A-box 중량 : 5.4 kg
- 유로 팔레트 수량 : 60 pcs
- F-box 크기 : 28x38.6x24.5 (WxHxD) cm

### 기술 사양

- 배터리 : LR-54- 알카라인 , 1,5 V ( 수명 200 회 )

- Insulation: Class II( 이중막 )
- 램프 수명 : 500 시간

### 안전

- IEC certified: IEC 60601 및 60335 준수
- Country of origin: 독일

### 물류 제원

- CTV 코드 : 884363101000
- 의료 기구 관계 : 2007/47/EC, MDD 93/42/EEC

### 효과적인 통증 완화

- 깊숙히 스며드는 따뜻함

### 국부 트리트먼트

- 치료 부위 : 40x30 cm
- 적외선 할로겐 램프 : 300 W

### 치료 컨트롤

- 디지털 타이머 : 명확한 피드백

## 주요 제품

### 깊숙이 스며드는 적외선의 따뜻함



적외선 치료는 근육통 및 경직된 관절이 주는 통증을 완화하는데 효과적이라는 사실이 입증되었습니다. 적외선의 편안한 보온 효과는 피부 깊숙이 침투하여 혈액 순환을 개선하고 근육을 따뜻하게 해 줍니다. 근육이 진정되면 저절로 긴장이 풀리고 편안해집니다. 온기에 의해 신체 조직이 더욱 유연해지면서 경직된 조직이 풀고 관절의 유연성이 높아집니다.

