


# PHILIPS

## AVENT

Электронный  
молокоотсос

Набор "Деловая мама"

SCF292/13



## Для вашего максимального удобства

### Вдохновение от природы

Уникальный молокоотсос не содержит бисфенол-А и обладает электронной памятью, что позволяет ему подстраиваться под вас, запоминать индивидуальный ритм сцеживания и продолжать работу в заданном ритме.

#### Функции и особенности:

- Запоминает и воспроизводит ваш ритм
- Термосумка с охлаждающими пакетиками с гелем

#### Для долгого кормления грудью

- Больше молока естественным путем

#### Мягко стимулирует быстрое выделение молока

- Мягкая массажная насадка имитирует ритм сосания груди ребенком
- Деликатный вакуум имитирует сосание малыша для лучшего потока молока

#### Три способа работы

- Работа от сети, аккумулятора и в ручном режиме

## Основные особенности

### Термосумка с охлаждающими пакетиками с гелем

Содержит все необходимое для поддержания лактации, сбора и хранения грудного молока, когда вы находитесь вдали от ребенка.

### Мягкие массажные лепестки

Запатентованные массажные лепестки молокоотсоса Philips Avent сжимаются и разжимаются в ритме сцеживания, имитируя сосание груди ребенком и стимулируя выделение молока.

### Бережное сцеживание

Деликатный вакуум имитирует сосание малыша для лучшего потока молока, что позволяет сцеживать с меньшими усилиями

### Запоминает и воспроизводит ваш ритм

Вы сами задаете ритм сцеживания, электронная память запоминает его и воспроизводит - вам достаточно лишь нажать кнопку.

### Сеть, аккумулятор, ручной режим

Для полного удобства электронный молокоотсос работает не только от сети, но и от аккумулятора, а также в ручном режиме сцеживания.

### Больше молока естественным путем

Содержит все необходимое для сбора и хранения грудного молока вдали от ребенка.

## Характеристики

### Питание

**Voltage:** 100—240 V

**England:** Да

**Stage:** 0–6 месяцев

### В комплект входят:

**Bottle stand/funnel cover:** 2 pcs

**Контейнер для хранения грудного молока (125 мл):** 2 pcs

**Newborn nipple travel pack:** 1 pcs

**Cool pack:** 2 pcs

**Spare parts:**

1 pcs

**Контейнер для хранения грудного молока**

**(260 мл):** 1 pcs

### В комплект входят:

**Battery pack:** 1 pcs

**Manual pump parts for when power is not available:** 1

**Microfiber travel bag:** 1 pcs

**Power cord:** 1 pcs

