



Philips  
InfraCare infrasarkanu  
staru lampa

**300 W**  
Zonu apstrādes laukums  
Digitāls taimeris



HP3631

## Efektīvs sāpju remdētājs

Infrasarkano staru siltums iekļūst dziļi ādā

Philips InfraCare efektīvi remdē muskuļu un locītavu sāpes. Tā 300 vatu infrasarkanu staru lampas radītais siltums ir ļoti patīkams, un tas dziļi iekļūst ādā, uzlabojot asinsriti un mazinot sāpes tā lietošanas vietā 40 x 30 cm zonā.

### Efektīvs sāpju remdētājs

- Infrasarkanu staru siltums iekļūst dziļi ādā

**PHILIPS**

## Specifikācijas

### Svars un izmēri

- Product dimensions: 20x30,9x17,2 (PxAxD) cm
- Product weight: 1,4 kg

### Vienkārša lietošana

- Regulācijas iespējas: 0 līdz 40 grādi (atpakaļ)
- Ieslēgt/izslēgt slēdzis
- Neslīdošs rokturis: vieglai transportēšanai un novietošanai

### Tehniskā specifikācija

- Cord length: 200 m
- Voltage: 230 V
- Power: 300 W
- Frequency: 50/60 Hz

### Svars un izmēri

- A kastēs izmēri: 29x40,4x74,5 (PxAxD) cm
- F kastēs svars: 1,8 kg
- Nr. F-kastu A-kastē: 3 pcs
- A kastēs svars: 5,4 kg
- Daudz. uz Euro plātnes: 60 pcs
- F kastēs izmēri: 28x38,6x24,5 (PxAxD) cm

### Tehniskā specifikācija

- Battery: LR-54 sārmu, 1,5 V (kalpošanas laiks 200

- darbības)
- Izolācija: II klase (dubulta izolācija)
- Spuldžu darbūzs: 500 hr

### Drošība

- IEC sertificēts: Atbilstība IEC 60601 un 60335

### Loģistikas dati

- Izcelsmes valsts: Vācija

### Loģistikas dati

- CTV kods: 884363101000

### Medicīniska ierīce

- Medicīnisko ierīču direktīva: 2007/47/EC, MDD 93/42/EEC

### Efektīvs sāpju remdētājs

- Siltums dziļi iekļūst ādā

### Zonu apstrāde

- Apstarojamā zona: 40 x 30 cm
- Infrasarkano staru halogēna lampa: 300 W

### Procedūras kontrole

- Digitāls taimeris: ar audio signālu

## Izceltie produkti

### Infrasarkano staru siltums iekļūst dziļi ādā



Ir pierādīts, ka infrasarkana starojuma efekti atvieglo un remdē sāpes, ko izraisa muskuļu sāpes un stīvas locītavas. Patīkamais siltums, ko rada infrasarkana starojuma, dziļi iekļūst jūsu ādā, uzlabojot asinsriti un sildot jūsu muskuļus. Tā kā jūsu muskuļi tiek nomierināti, tie automātiski tiek atbrīvoti un atslābst. Audiem kļūstot lokāniem, siltums samazina stīvumu un padara locītavas elastīgākas.



Izlaides datums  
2021-05-21

Versija: 7.2.1

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)