

# PHILIPS

## AVENT

Extractor de leche  
individual

SCF302/01



## Diseñado para más comodidad

### Extractor inspirado por la naturaleza

El exclusivo extractor de leche manual SCF302/01 de Philips Avent, libre de BPA, le asegura mayor eficacia. Además, se ha comprobado clínicamente que extrae más leche que los extractores eléctricos dobles de los hospitales\*.

#### **Ventajas y características:**

- Registra e imita su ritmo de extracción personal

#### **La ayudamos a prolongar el período de lactancia**

- Más leche. Más natural

#### **Estimule y extraiga**

- La succión suave imita el ritmo de succión continuo del bebé
- Las almohadillas masajeadoras suaves ofrecen un flujo más natural, similar a la succión del bebé

#### **Tres formas de uso**

- Funciona con electricidad, pilas y de forma manual

## Destacados

### Succión suave

La succión suave imita el ritmo de succión del bebé para obtener un flujo de leche continuo con menos esfuerzo.

### Almohadillas masajeadoras suaves



Las exclusivas almohadillas masajeadoras del extractor Philips Avent se flexionan hacia adentro y hacia afuera para imitar la succión del bebé y estimular el rápido descenso natural de la leche materna.

### Registra e imita su ritmo de extracción personal

La memoria electrónica registra e imita el ritmo de extracción personal con sólo presionar un botón.

### Más leche. Más natural



El método de extracción le permite alimentar a su bebé con leche materna aun cuando no está presente

### Con electricidad, a pilas y manual

Además de funcionar con electricidad, el extractor electrónico individual también puede usarse con pilas y como un extractor manual. Máxima flexibilidad.

## Especificaciones

### Potencia

Tensión: 100 - 240 V

### País de origen

Inglaterra

### Qué incluye

Paquete de pilas: 1 uds

Tetinas de recién nacido extrasuave: 1 uds

Tarritos conserveros para leche materna (125 ml): 1 uds

Bottle stand/funnel cover: 1 uds

Extractor de leche electrónico: 1 pieza

Pack de tetinas de viaje para recién nacidos: 1 uds

Spare parts: 1 uds

Piezas del extractor manual para usar sin electricidad: 1

### Etapas de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses

