

PHILIPS

Набор детских
цифровых термометров

SCH530/10



Основные особенности

Отсоединение от электронного устройства

Отсоединение соски от электронного устройства, чувствительного к температуре, позволяет безопасно стерилизовать или кипятить ту часть соски, с которой соприкасается ваш малыш.

Нагубник соски с углублениями

Отверстия обеспечивают циркуляцию воздуха за соской, что предотвращает раздражение чувствительной кожи вашего малыша

В комплект входит соска-пустышка

Регулярно давайте пустышку ребенку, чтобы он к ней привык.

Силиконовая соска

Силиконовая соска особой формы идеально подходит для вашего малыша и не препятствует естественному развитию неба. Вы можете быть уверены в том, что ребенку она понравится.

Стерилизация соски

Благодаря особому материалу соски можно безопасно стерилизовать ее в микроволновой печи или электрическом стерилизаторе, или прокипятить ее без боязни повреждений.

Характеристики

Страна изготовления

Сделано в Китае.: Да

Время работы от батарей: >100 часов часов

Тип элемента питания: LR41

Количество батарей: 1 шт. на термометр

Технические характеристики

Operating temperature range: 32-44 °C

Аксессуары

Руководство пользователя: Да

Элемент питания: Да

Технические характеристики

Погрешность: 35-38 +/- 0,1 °C

Комфорт

Автоматическое отключение: Да

Комфорт

Гибкий кончик: Да

Для новорожденных: Да

Четкое отображение результатов: Да

Индикатор заряда батареи: Да

