

PHILIPS

AVENT

Extractor de leche manual

con tarritos para leche materna

SCF290/20



Extrae mayor cantidad rápidamente.

Extractor de leche manual de eficacia mejorada

Un extractor de leche manual le ofrece un control total del nivel de succión y del ritmo de extracción. El exclusivo extractor de leche manual de Philips Avent garantiza una mayor eficacia y se ha probado clínicamente que extrae más leche que un extractor eléctrico de hospital.

Eficacia clínicamente comprobada

- Exclusiva almohadilla masajeadora

Estimule y extraiga

- El suave cojín de pétalos ofrece un masaje natural, como el del bebé

Fácil de transportar

- Fácil de usar y montar

Destacados

Suave cojín de pétalos masajeadores



Los pétalos de masaje patentados del extractor de leche de Philips Avent se flexionan hacia dentro y hacia fuera, imitando el patrón de succión del bebé, además, están diseñados para ayudar a estimular una bajada de leche rápida y natural.

Exclusiva almohadilla masajeadora



En la extracción, cinco masajeadores suaves en forma de pétalo se flexionan hacia dentro y hacia fuera para generar una sensación similar a la de la succión del bebé.

Fácil de usar y montar



Silencioso y portátil.

Especificaciones

País de origen

Inglaterra

Qué incluye

Tetinas de recién nacido extrasuave: 1 uds
Tarritos conserveros para leche materna (125 ml): 2 uds
Bottle stand/funnel cover: 2 uds
Disco sellador para almacenar leche: 2 uds
Pack de tetinas de viaje para recién nacidos: 1 uds
Spare parts: 1 uds
Extractor de leche manual: 1 uds

Etapas de desarrollo

Etapas: 0-6 meses

