

Philips
Digitālais mazuļu
termometra komplekts

SCH530/10



Vienkārša un precīza temperatūras mērīšana

Digitālais termometra knupis vienkāršai un precīzai mērīšanai

Ērtības jums un jūsu mazulim

- Iedobtais aizsegs novērš ādas kairinājumu
- Komplektā ir iekļauts māņu knupis, kura izmērs atbilst jaundzimuša mazuļa vajadzībām
- Izstrādāts speciāli jaundzimušiem mazuļiem

Mazuļa drošība

- Sterilizēšanai vai vārīšanai piemērots knupis
- Sniedz iespēju vārīt vai sterilizēt, nesabojājot elektroniskās detaļas

PHILIPS

Specifikācijas

Strāvas padeve

- Akumulatora darbības laiks: > 100 stunda(s) stundas
- Akumulatora tips: LR41
- Bateriju skaits: 1 uz termometru

Izcelsmes valsts

- Ražots Ķīnā

Tehniskā specifikācija

- Darbības temperatūras amplitūda: 32 – 44 °C

Piederumi

- Lietotāja rokasgrāmata
- Baterija

Tehniskā specifikācija

- Precizitāte: 35 – 38 +/- 0,1 °C

Lietošanas komforts

- Automātiskā izslēgšanās

Lietošanas komforts

- Elastīgs gals
- Piemērots jaundzimušajiem
- Skaidrs mērījumu displejs
- Baterijas statusa indikators

Izceltie produkti

Atvienojamas elektroniskās detaļas

Atvienojot jutīgās temperatūras mērīšanas elektroniskās detaļas no knupja, varat droši sterilizēt vai vārīt to daļu, kas nonāk saskarē ar mazuļi.

Iedobts aizsargs uz knupja

Iedobumi nodrošina, ka starp knupi un ādu plūst gaiss, kas aizsargā mazuļa jutīgo ādu pret kairinājumu.

Komplektā iekļauts māņu knupis

Knupi varat regulāri ielikt mazuļa mutītē, lai stimulētu viņa pieradumu pie knupja. Tas darbojas kā jebkurš parastais knupis.

Silikona knupis

Knupja īpaši formētā silikona knupīša daļa ir izstrādāta atbilstoši mazuļa mutei un nekavēs dabisko attīstību. Lietojiet to droši, lai nomierinātu savu mazuļi.

Sterilizējiet knupi

Pateicoties īpašajam materiālam, knupja knupīša daļu var droši sterilizēt mikroviļņu krāsnī vai elektriskajā sterilizatorā, vai to novārīt, knupi nesabojājot.



Izlaides datums
2021-02-16

Versija: 2.0.1

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com