


PHILIPS

AVENT

Extractor de leche
individual

Set portátil

SCF292/13



Diseñado para más comodidad

Inspirado en la naturaleza

Nuestros exclusivos extractores portátiles sin BPA tienen una memoria electrónica que le permite mantener el control, porque registra e imita su ritmo de extracción personal.

Ventajas y características:

- Registra e imita su ritmo de extracción personal
- Con estuche de viaje térmico y packs fríos

La ayudamos a prolongar el período de lactancia

- Más leche. Más natural

Estimule y extraiga

- Las almohadillas masajeadoras suaves ofrecen un flujo más natural, similar a la succión del bebé
- La succión suave imita el ritmo de succión continuo del bebé

Tres formas de uso

- Funciona con electricidad, pilas y de forma manual

Destacados

Con estuche de viaje térmico y packs fríos

Incluye todo lo necesario para extraer y almacenar su leche de la forma más adecuada cuando está fuera de su casa.

Almohadillas masajeadoras suaves

Las exclusivas almohadillas masajeadoras del extractor Philips Avent se flexionan hacia adentro y hacia afuera para imitar la succión del bebé y estimular el rápido descenso natural de la leche materna.

Succión suave

La succión suave imita el ritmo de succión del bebé para obtener un flujo de leche continuo con menos esfuerzo.

Registra e imita su ritmo de extracción personal

La memoria electrónica registra e imita el ritmo de extracción personal con sólo presionar un botón.

Con electricidad, a pilas y manual

Además de funcionar con electricidad, el extractor electrónico individual también puede usarse con pilas y como un extractor manual. Máxima flexibilidad.

Más leche. Más natural

El método de extracción le permite alimentar a su bebé con leche materna aun cuando no está presente

Especificaciones

País de origen

England

Fases de desarrollo

Etapa: 0 a 6 meses

Potencia eléctrica

Voltaje: 100-240 V

Qué se incluye

Recipientes conservadores para leche materna (125 ml): 2 pcs
Soporte para la mamadera / tapa para el embudo: 2 pcs
Pack frío: 2 pcs
Pack de tetinas de viaje para recién nacidos: 1 pcs
Repuestos: 1 pcs
Recipientes para leche materna (260 ml): 1 pcs

Qué se incluye

Paquete de pilas: 1 pcs
Piezas del extractor manual para usar sin electricidad: 1
Bolso de viaje de microfibra: 1 pcs
Cable de alimentación: 1 pcs

