

PHILIPS

AVENT

Bomba electrónica
de extracção dupla

SCF304/02

 Product Picture

Garantia de conforto

Inspirado na natureza

A nossa bomba sem BPA única foi concebida com uma memória electrónica que lhe oferece o controlo através da aprendizagem e continuação do seu estilo de bombear pessoal.

Caraterísticas e benefícios:

- Ultra confortável e eficaz
- Controlo na ponta dos dedos
- Velocidade, vácuo e ritmo totalmente flexíveis – sem predefinições
- Discreta, sem esforço e portátil
- Extrai mais leite, com maior rapidez

Estimula e extrai

- As almofadas massajadoras suaves proporcionam uma saída natural do leite
- O vácuo suave reproduz o mamar do bebé para uma saída constante do leite

Destques

Vácuo suave

O vácuo suave reproduz o mamar do bebé para uma saída constante do leite que requer menor extracção.

Almofadas massajadoras suaves



As almofadas massajadoras patenteadas da bomba tira leite da Philips Avent contraem e descontraem, reproduzindo a sucção do bebé com o objectivo de estimular uma saída rápida e natural do leite.

Controlo infinitamente flexível

Tenha controlo completo na velocidade, vácuo e padrão. Até pode definir a bomba para corresponder ao mamar do seu bebé.

Pega de controlo intuitivo

O controlo completo da bomba está na ponta dos dedos e junto ao peito, para poder ajustar instantânea e intuitivamente, sem precisar de mais nada.

Almofada massajadora patenteada



Assim que bombeia as cinco pétalas massajadoras contraem-se e descontraem-se suavemente, funcionando alternadamente com o vácuo. Desta forma consegue uma saída rápida e natural do leite.

Extraí mais leite, com maior rapidez

Comprovou-se que as bombas duplas aumentam a produção de leite. A bomba tira leite electrónica dupla é a única bomba tira leite desenhada para manter o mesmo nível de vácuo e controlar as duas bombas para garantir uma utilização eficaz.

Discreta, sem esforço e portátil

Discreta, sem esforço e portátil

Especificações

Potência

Voltagem: 100 - 240 V

País de origem

Inglaterra

Inclui

Tetina extra-suave, fluxo recém-nascido: 2 unid.

Frasco para leite materno (125 ml): 2 unid.

Bottle stand/funnel cover: 4 unid.

Disco vedante para armazenamento de leite: 2 unid.

Bomba Tira Leite Electrónica Dupla: 1 unid.

Cool pack: 4 unid.

Newborn nipple travel pack: 2 unid.

Spare parts: 1 unid.

Microfiber travel bag: 1 unid.

Bolsa Thinsulate™: 2 unid.

Fases de desenvolvimento

Fase: 0 - 6 meses

