

PHILIPS

Conjunto de termómetro digital para bebé

SCH530/87



Medição da temperatura simples e fiável

Chupeta com termómetro digital para uma medição fácil e precisa.

Medições rápidas e fiáveis

- Termómetro digital para uma medição fácil e precisa
- Medição da temperatura rápida e segura em segundos

Comodidade para si e para o seu bebé

- O escudo ondulado evita as irritações de pele
- Inclui uma chupeta de treino para um bebé recém-nascido
- Concebida especialmente para recém-nascidos

Segurança do bebé

- Tetina adequada para esterilização ou fervura
- Permite ferver ou esterilizar sem danificar o corpo electrónico

Destques

Termómetro corporal digital

Termómetro digital rápido, seguro e preciso para medir a temperatura do bebé.

Medição em segundos

Nunca demasiado quente, nunca demasiado frio - o termómetro digital da "temperatura certa" informa-o rapidamente se o leite ou a comida podem ser ingeridos em segurança. Já não é preciso adivinhar a temperatura de biberões e boiões e é óptimo para verificar se a comida ainda está quente depois de fazer uma pequena pausa na refeição.

Escudo ondulado na chupeta

O formato ondulado garante que o ar flui por trás da tetina para proteger a pele sensível do bebé de irritações.

Tetina em silicone

A tetina da chupeta em silicone de design especial foi concebida para se adaptar à boca do seu bebé e não inibe o desenvolvimento natural. Use-a com confiança para tranquilizar o seu bebé.

Chupeta de treino incluída

Pode colocar regularmente a chupeta na boca do bebé para o habituar. Funciona como uma chupeta normal.

Corpo electrónico destacável

Ao desprender o sensível corpo electrónico de medição da temperatura da chupeta, pode esterilizar ou ferver em segurança a parte com que o seu bebé entra em contacto.

Tetina esterilizável

Graças ao material especial, pode esterilizar com segurança a tetina da chupeta num microondas, esterilizador eléctrico ou ferver sem danificar a chupeta.

Especificações

Alimentação eléctrica

Tipo de pilha: LR41
Número de baterias: 2
Amovível/substituível

Potência

Tempo de funcionamento a bateria: 200 hr

Especificações técnicas

Limites de temperatura em funcionamento:
32-44 °C

Acessórios

Manual do utilizador
Pilha

Especificações técnicas

Precisão: 36,5-39,0C:±/-0,1C °C
Tempo de medição: 10 s

Funcionalidades

Desativação automática
Indicador de pronto

Conveniência

Ponta flexível
Adequado para recém-nascidos

