

PHILIPS

Skaitmeninio kūdikio
termometro rinkinys

SCH530/86



Paprasta ir patikima temperatūros matavimo priemonė

Skaitmeninio termometro čiulptukas – matuokite temperatūrą lengvai ir tiksliai.

Greitas ir patikimas matavimas

- Skaitmeninis termometras – matuokite temperatūrą lengvai ir tiksliai
- Greitas ir patikimas temperatūros matavimas per kelias sekundes

Patogumas jums ir jūsų kūdikiui

- Skydelis su skylutėmis apsaugo odą nuo dirginimo
- Pridėtas čiulptukas, skirtas kūdikiui
- Skirta naujagimiams

Kūdikio saugumas

- Čiulptuką galima sterilizuoti ar virinti
- Galite virinti ar sterilizuoti nepakenkdami elektroniniam prietaisui

Ypatybės

Skaitmeninis kūno termometras

Greitas, patikimas ir tikslus skaitmeninis termometras skirtas kūdikio temperatūrai matuoti.

Pamatuosite per kelias sekundes

Nei per karšta, nei per šalta – „Just Right“ skaitmeninis termometras greitai parodo, ar pienas bei maistas yra tinkamos temperatūros valgyti ar gerti. Šildant buteliukus ar indus neberekės spėlioti; jis puikiai tinka norint patikrinti, ar maistas yra vis dar pakankamai šiltas po trumpos maitinimo pertraukėlės.

Čiulptuko skydelis su skylutėmis

Dėl skylučių oras patenka po čiulptuku ir saugo jautrią kūdikio odą nuo dirginimo.

Silikoninis čiulptukas

Speciali čiulptuko forma sukurta taip, kad tilptų į kūdikio burnytę ir nekliudytų natūralaus vystymosi. Naudokite čiulptuką kūdikiui nuraminti.

Pridėtas čiulptukas

Galite reguliariai įdėti čiulptuką į kūdikio burnytę, kad šis prie jo priprastų. Čiulptukas yra toks pat, kaip ir bet kuris įprastas čiulptukas.

Nuimamas elektroninis prietaisas

Nuėmę jautrų temperatūrą matuojantį elektroninį prietaisą nuo čiulptuko, galite saugiai sterilizuoti ar virinti čiulptuką.

Čiulptuko sterilizavimas

Dėl specialios medžiagos galite saugiai sterilizuoti čiulptuką mikrobangų krosnelėje ar elektriniame sterilizatoriuje, taip pat virinti nepakenkdami čiulptukui.

Specifikacijos

Maitinimas

Akumulatoriaus veikimo laikas: 200 hr
Baterijos tipas: LR41
Maitinimo elementų skaičius: 2
Išimama / keičiama

Techniniai duomenys

Operating temperature range: 32–44 °C

Priedai

Vartotojo vadovas
baterija

Techniniai duomenys

Tikslumas: 36,5–39,0 °C: +/- 0,1 °C °C
Matavimo laikas: 10 s

Patogumas

Automatinis išjungimas
Parengties indikatorius

Patogumas

Lankstus galiukas
Tinka naujagimiams

