



Philips
Lampă cu infraroșii
InfraPhil

150 W



HP3616

Elimină durerile musculare

Căldură infraroșie profundă și concentrată

Căldură profundă și concentrată de la lampa cu infraroșu

Ușor de utilizat

- Comutator Pornit/Oprit (On/Off)
- Unghi reglabil

Elimină durerile musculare

- Căldura razelor infraroșii penetrează adânc

Ușor de depozitat

- Sistem stocare cablu

PHILIPS

Repere

Căldura razelor infraroșii penetrează adânc



S-a demonstrat că lumina infraroșie elimină eficient disconfortul cauzat de dureri musculare sau articulații anchilozate. Căldura confortabilă emisă de razele infraroșii penetrează adânc pielea, stimulând circulația sanguină și încălzind mușchii. Pe măsură ce mușchii sunt liniștiți, aceștia se relaxează. Deoarece face țesuturile mai pliabile, căldura reduce de asemenea redoarea și face articulațiile mai flexibile.

Unghi reglabil



Lampa cu infraroșii poate fi poziționată ușor cu până la 40 grade invers.

Comutator Pornit/Oprit (On/Off)



Comutator de pornire/oprire ușoară, în spatele lămpii cu infraroșii, astfel încât aparatul nu trebuie să fie deconectat după fiecare tratament.

Sistem stocare cablu



Lampa cu infraroșii are un suport pentru depozitarea cablului pe partea posterioară a aparatului. Înfășurați cablul în jurul acestuia și poate fi depozitat din nou ușor.

Specificații

Ușor de utilizat

- Reglabil: 0-40 grade (în spate)
- Comutator pornit/oprit

Greutate și dimensiuni

- Product weight: 1 kg
- Product dimensions: 22,0 x 13,0 x 18,5 (Î x l x a) cm

Specificații tehnice

- Cord length: 180 m
- Voltage: 220/230 sau 240/250 V V
- Power: 150 W
- Frequency: 50 Hz

Greutate și dimensiuni

- Dimensiuni box: 24,0 x 28,8 x 62,4 (Î x l x a) cm
- Greutate cutie (F-box): 1 kg
- Greutate cutie (A-box): 6,4 kg
- No. of F-boxes in A-box: 6 pcs
- Cantitate pe europalet: 192 pcs
- Dimensiune cutie: 22,5 x 14,0 x 20,4 (Î x l x a) cm

Specificații tehnice

- Izolație: Class II (izolație dublă)
- Tipuri de lămpi: PAR 38E, 150 W + inele prismatice, pentru concentrare mai bună
- Durata de viață a lămpii: 750 de sesiuni a 10 minute

Siguranță

- Certificat IEC: Respectă IEC 60335

Date logistice

- Țara de origine: Germania

Date logistice

- Cod CTV: 884361601000

Echipament medical

- Directiva pentru dispozitivele medicale: 2007/47/CE, DDM 93/42/CEE

Stocare ușoară

- Sistem stocare cablu

