




Philips
Lâmpada de
infravermelhos InfraCare

200 W
Área de tratamento localizada



HP3621

Alívio eficaz das dores

Penetração profunda de infravermelhos

Calor de penetração profundo com lâmpada de infravermelhos

Alívio eficaz das dores

- Penetração profunda de infravermelhos

PHILIPS

Especificações

Fácil de usar

- Ajustabilidade: 0-40 graus (para trás)
- Interruptor ligar/desligar
- Pega macia: para fácil transporte e posicionamento

Tratamento focalizado

- Lâmpada de halogéneo por infravermelhos: 200 W
- Área de tratamento: 20x30 cm

Segurança

- Certificação CEI: Em conformidade com IEC 60601 e 60335

Alívio eficaz da dor

- Penetração profunda de calor

Especificações técnicas

- Comprimento do cabo de alimentação: 200 m
- Potência: 200 W
- Voltagem: 110 ou 220-230 V
- Frequência: 50/60 Hz

- Isolamento: Classe II (isolamento duplo)
- Vida útil das lâmpadas: 500 hr

Peso e dimensões

- Dimensões da caixa-A: 29x40,4x74,5 (LxAxP) cm
- Peso do produto: 1,2 kg
- Dimensões do produto: 20x30,9x17,2 (LxAxP) cm
- Peso caixa F: 1,6 kg
- Peso caixa A: 4,8 kg
- Qtd. por Euro-paleta: 60 pcs
- N.º de caixas-F na caixa-A: 3 pcs
- Dimensões da caixa-F: 28x38,6x24,5 (LxAxP) cm

Dados logísticos


- Código CTV: 884362101000
- País de origem: Alemanha

Equipamento médico

- Directiva de dispositivos médicos: 2007/47/CE, 93/42/CEE relativa a dispositivos médicos

Destaques

Penetração profunda de infravermelhos



A luz infravermelha já demonstrou aliviar eficazmente o incómodo provocado por dores musculares e das articulações. O calor confortável criado pela luz infravermelha penetra em profundidade na pele, activando a circulação sanguínea e aquecendo os músculos. À medida que os músculos relaxam, ficam automaticamente mais soltos. Ao tornar os músculos mais flexíveis, o calor também ajuda a diminuir a rigidez e a tornar as articulações mais flexíveis.



Data de publicação
2023-02-01

Versão: 8.1.1

EAN: 08 71010 32458 03

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com