

PHILIPS

AVENT

Atsevišķs elektroniskais
piena sūknis

SCF292/01



Izstrādāts komfortam

Dabas iedvesmots

Mūsu unikālais sūknis ir izveidots ar elektronisku atmiņu, kas automātiski apgūst jūsu personisko sūknēšanas stilu un tam pielāgojas.

leguvumi un funkcijas:

- Apgūst jūsu noslaukšanas ritmu un tam piemērojas

Palīdz jums ilgāk barot mazuli ar krūti

- Vairāk piena dabiskā veidā

Stimulē un atslauc

- Mīkstie masāžas spilventiņi stimulē dabisku piena plūsmu

Trīs lietošanas paņēmieni

- Ar elektrotīkla strāvu, bateriju enerģiju un manuāli

Izceltie produkti

Miksti masāžas spilventiņi



Philips Avent krūts piena pumpja patentētīe masāžas spilventiņi izstiepjas un saraujas, atveidojot mazuļa zīšanas darbību, un tie ir paredzēti ātras un dabiskas piena plūsmas stimulēšanai.

Elektrotīkls, baterijas un manuāli



Papildus elektrotīkla strāvai šis atsevišķais elektroniskais pumpis var darboties ar baterijām un kā manuāls pumpis, lai būtu pilnībā pielāgojams.

Apģūst jūsu noslaukšanas ritmu un tam piemērojas



Elektroniskā atmiņa apģūst un, pieskaroties pogai, turpina jūsu personīgo noslaukšanas ritmu.

Vairāk piena dabiskā veidā



Atslaukšana padara krūts pienu pieejamu arī brīžos, kad jūs neesat mazuļa tuvumā

Specifikācijas

Strāvas padeve

Voltage: 100–240 V

Izcelsmes valsts

England

Attīstības posmi

Posms: 0–6 mēneši

Kas ir iekļauts

Bottle stand/funnel cover: 2 pcs

Krūts piena tvertne (125 ml / 4 unces): 1 pcs

Īpaši mīksts jaundzimušo knupītis: 1 pcs

Spare parts: 1 pcs

Krūts piena trauks (260 ml / 9 unces): 1 pcs

Kas ir iekļauts

Electronic Breast Pump: 1

Battery pack: 1 pcs

Elektrības vads: 1

Manual pump parts for when power is not available: 1

