

PHILIPS

인프라케어 적외선 램프

650W

반신 치료

63.5cm 높이

HP3641



주요 제품

650W 적외선 할로겐 램프



필립스 인프라케어 HP 3643은 등 전체, 어깨와 목 또는 허벅지 부위 등 60X40cm에 이르는 영역의 통증을 효과적으로 완화시키도록 최적화되어 있습니다. 인프라케어는 혁신적인 적외선 할로겐 램프 기능을 갖추고 있습니다. 특별 광학 기능 및 필터를 갖춘 650W 강력한 할로겐 램프는 적외선 온기를 치료 부위에 고루 분배하여 반신 치료 및 보다 편안한 보온 효과를 제공하도록 최적화되어 있습니다.


각도와 회전 조절 가능



인프라케어 HP 3643은 유연성있는 구조로, 반신 치료 및 기타 상황(예: 침대/소파에 누워 있는 경우)에도 용이하게 사용할 수 있습니다. 높이 조절기 옆

램프 외장을 수평 또는 수직으로(왼쪽/오른쪽 90도) 움직이고 위쪽 또는 아래로 기울여(45도) 몸의 오른쪽 부분을 효과적으로 치료할 수 있도록 쉽게 배치할 수 있습니다.

깊숙이 스며드는 적외선의 따뜻함



적외선 치료는 근육통 및 경직된 관절이 주는 통증을 완화하는 데 효과적이라는 사실이 입증되었습니다. 적외선의 편안한 보온 효과는 피부 깊숙이 침투하여 혈액 순환을 개선하고 근육을 따뜻하게 해줍니다. 근육이 진정되면 저절로 긴장이 풀리고 편안해집니다. 온기에 의해 신체 조직이 더욱 유연해지면서 경직된 조직이 줄고 관절의 유연성이 높아집니다.

사양

크기 및 무게

Product dimensions: 29.0x63.5x29.0 (WxHxD) cm

Power: 650 W

손잡이 2개: 손쉬운 휴대 및 비치

Product weight: 5.5 kg

Voltage: 230 V

Cord length: 300 m

on/off(켜짐/꺼짐) 스위치

Frequency: 50/60 Hz

디지털 사용자 인터페이스: 정시 피드백과 보온 강도 조정

Extendable height: 45-80 cm

손쉽게 설치할 수 있는 램프 외장(좌/우): 90

손쉽게 설치할 수 있는 램프 외장(위/아래): 45

크기 및 무게

유로 팔레트 수량: 18 pcs

F-box dimensions (=A-box): 33.9x80.0x36.5 (WxHxD) cm

F-box 중량(=A-box): 6.5 kg

기술 사양

Insulation: Class II(이중막)

램프 수명: 500 시간

안전

IEC certified: IEC 60601 및 60335 준수

Infrared halogen lamp: 650 W

Treatment area: 60x40 cm

Country of origin: 독일

물류 제원

CTV 코드: 884364101000

의료 기구 관계: 2007/47/EC, MDD 93/42/EEC

효과적인 통증 완화

깊숙히 스며드는 따뜻함

치료 컨트롤

디지털 타이머: 자동 전원 차단

3단계 온기 설정 조광기

일시 중지 기능

