

PHILIPS

AVENT

Podwójny laktator
elektroniczny

SCF294/02



Zaprojektowany dla wygody

Inspirowany naturą

Nasz wyjątkowy laktator został wyposażony w pamięć elektroniczną, w której zapisywany jest indywidualny rytm odciągania pokarmu.

Zalety i właściwości:

- Wygoda i skuteczność
- Sterowanie w zasięgu ręki
- Możliwość indywidualnego ustawienia tempa, siły i rytmu odciągania pokarmu
- Cichy, efektywny i zapewniający komfort
- Więcej pokarmu w krótszym czasie

Pobudza laktację i efektywnie odciąga pokarm

- Delikatne podciśnienie symuluje odruch ssania i utrzymuje stały dopływ mleka
- Miękkie nakładki masujące umożliwiają naturalne uwalnianie pokarmu podobnie, jak ssanie dziecka

Zalety

Miękkie nakładki masujące



Opatentowane nakładki masujące laktatora Philips Avent wyginają się do wewnątrz i na zewnątrz, symulując ssanie dziecka i stymulując szybkie, naturalne wydzielanie pokarmu.

Delikatna siła ssania

Delikatne podciśnienie symuluje odruch ssania u dziecka, co pozwala utrzymać wypływ pokarmu i zmniejszyć intensywność pompowania.

Opatentowana nakładka masująca



Pięć miękkich nakładek masujących o układzie płatków kwiatu ugina się lekko do wewnątrz i na zewnątrz, zgodnie z nieznacznym

podciśnieniem. Takie działanie pomaga stymulować szybkie i naturalne ściąganie pokarmu.

Więcej pokarmu w krótszym czasie

Podwójny laktator pozwala zwiększyć wytwarzanie pokarmu. Podwójny laktator elektroniczny to jedyny laktator zachowujący ten sam poziom podciśnienia w obu pompach, co pomaga zapewnić skuteczność ściągania pokarmu.

Możliwość regulacji

Ciesz się całkowitą kontrolą nad prędkością, podciśnieniem i sposobem odciągania pokarmu. Teraz możesz nawet przystosować laktator do rytmu ssania własnego dziecka.

Intuicyjne sterowanie

Wszystkie funkcje laktatora znajdują się w zasięgu Twoich palców i blisko piersi. Dzięki temu możesz błyskawicznie i intuicyjnie wyregulować urządzenie bez konieczności sięgania gdzieś daleko.

Cichy, efektywny i zapewniający komfort

Cichy, efektywny i zapewniający komfort

Dane techniczne

Moc

Napięcie: 100–240 V

Kraj pochodzenia

Wielka Brytania

Elementy w zestawie

Bottle stand/funnel cover: 4 szt.

Pojemnik na pokarm (125 ml): 2 szt.

Wyjątkowo miękki smoczek dla noworodków: 2 szt.

Pokrywka zamykająca do przechowywania pokarmu: 2 szt.

Newborn nipple travel pack: 2 szt.

Podwójny laktator elektroniczny: 1 szt.

Cool pack: 4 szt.

Spare parts: 1 szt.

Manual pump parts for when power is not available: 1

Pojemnik na pokarm (260 ml): 2 szt.

Microfiber travel bag: 1 szt.

Thinsulate™ carrier: 2 szt.

Etapy rozwoju

Etap: 0–6 miesięcy

