

PHILIPS

AVENT

Mazuļa vannas un
istabas termometrs

Zils zieds

 Product Picture

SCH550/20



Precīza temperatūra

Mazuļa termometrs peld ūdenī

Philips Avent digitālais vannas un guļamistabas termometrs paredzēts temperatūras kontrolei gan mazuļa istabā, gan vannā. Tas arī konstruēts un testēts kā droša, interesanta vannas rotaļlieta.

Ātri un uzticami mērījumi

- Precīza temperatūras nolasišana vannai vai guļamistabai

Drošs rotaļām

- Atbilst visiem būtiskajiem rotaļlietu un drošības standartiem
- Ūdenī peld
- Drošs un aizraujošs

Izceltie produkti

Precīza temperatūras nolasīšana vannai vai guļamistabai

Digitālais vannas un istabas termometrs ļauj jums ērti noteikt mazuļa vannas vai istabas ideālo temperatūru. Jūsu mazulis visērtāk jutīsies vannā, kuras ūdens temperatūra ir no 36,5 °C līdz 38 °C. Temperatūra ap 39 °C ir pārāk augsta, un mazulis var applaucēties! Vislabākā istabas temperatūra mazulim gulēšanai ir ap 18 °C.

Atbilst visiem būtiskajiem rotaļlietu un drošības standartiem

Izstrādājumi, kas atbilst rotaļlietu standartiem, ir rūpīgi pārbaudīti, lai nodrošinātu, ka tie atbilst šim normām un ir pilnīgi droši.

Ūdenī peld

Ūdenī peld

Drošs un aizraujošs

Radīts kā droša un aizraujoša rotaļlieta jebkura vecuma bērniem, lai rotaļātos vannāšanās laikā.

Specifikācijas

Jauda

Akumulatora tips: LR44

Bateriju skaits: 2

Noņemamas/nomaināmas

Attīstības posmi

Posms: 0-6 mēneši, 6-12 mēneši

Tehniskās specifikācijas

Atbilst: EN 71, ASTM F963-96a tehniskajām prasībām

Tehniskā specifikācija

Darbības temperatūras amplitūda: 10-45 °C

Piederumi

Lietotāja rokasgrāmata

Tehniskās specifikācijas

Precizitāte: +/-1 °C

