

PHILIPS

AVENT

Skaitmeninio kūdikio
termometro rinkinys

SCH540/02

 Product Picture

Švelnus ir tikslus

Skaitmeninio termometro ir termometro-čiulptuko derinys.

Padedą išmatuoti kūdikio temperatūrą jo nepravirkdant. Čiulptukui-termometrui naudojamas tas pats skydelis ir čiulptukas kaip ir „Avent Freeflow“ čiulptuko, kad čiulptuką būtų lengva pakeisti termometru.

Patogus jums ir jūsų kūdikiui

- Su „Avent Freeflow“ čiulptuku

Greitas ir patikimas temperatūros matavimas

- Skaidrus duomenų ekranas ir baterijos būsenos indikatorius
- Išsikraunančios baterijos indikatorius

Komfortas jūsų vaikui

- Skaitmeninis termometras minkštu, lanksčiu galu
- Galima pritaikyti temperatūros matavimo metodą kūdikiui
- Specialiai sukurtas termometras-čiulptukas

Ypatybės

Matavimo metodo pasirinkimas

„Philips Avent“ termometras tiksliai ir patogiai išmatuoja kūdikio kūno temperatūrą per burną, pažastyje arba tiesiojoje žarnoje.

Skaitmeninis termometras minkštu, lanksčiu galu

Skaitmeninis termometras minkštu, lanksčiu galu

Specialiai sukurtas termometras-čiulptukas

Galite lengvai čiulptuką pakeisti termometru.



Skaidrus duomenų ekranas

Skaidrus duomenų ekranas ir baterijos būsenos indikatorius

Išsikraunančios baterijos indikatorius

Išsikraunančios baterijos indikatorius

„Avent Freeflow“ čiulptukas

Padedą jūsų kūdikiui priprasti prie formos.

Specifikacijos

Maitinimas

Akumuliatoriaus veikimo laikas: >100 val.

Baterijos tipas: LR41

Maitinimo elementų skaičius: 1 vienam termometru

Kilmės šalis

Pagaminta Kinijoje: Termometrai, Taip

Pagaminta Anglijoje: Glodintuvai, Taip

Development stages

Stage: nuo 0 iki 6 mėn., nuo 6 iki 12 mėn.

Techniniai duomenys

Veikimo temperatūros intervalas: 32–42,9 °C

Tikslumas: 35–42 +/- 0,1 °C

Matavimo laikas: 10 sek. ±3 sek. vandenyje (vonelėje), 25 sek. ±10 sek. matuojant burnoje arba tiesiojoje žarnoje, 60 sek. ±10 sek. matuojant pažastyje

Priedai

Vartotojo vadovas

Patogumas

Automatinis išjungimas

Lankstus galiukas

Tinka naujagimiams

Ryškus duomenų ekranas

Baterijos būsenos indikatorius

