

# PHILIPS

# AVENT

Ручной молокоотсос

с системой хранения VIA

SCF300/12

 Product Picture

## Удобное сцеживание. Простое хранение.

Простое и удобное сцеживание, хранение и кормление.

Уникальный ручной молокоотсос Philips Avent SCF300/12 позволяет полностью контролировать интенсивность и ритм сцеживания молока. Клинически доказано, что он эффективнее электрических молокоотсосов, применяемых в роддомах.

### Функции и особенности:

- Мягко стимулирует быстрое выделение молока

### Эффективность, доказанная клинически

- Запатентованный массажер

### Совместимость со всеми молокоотсосами и сосками Philips Avent

- Используйте адаптер для сцеживания и кормления

### Для надежного хранения и транспортировки

- Герметичная закручивающаяся крышка

## Основные особенности

### Мягко стимулирует быстрое выделение молока

В процессе сцеживания лепестки запатентованной массажной насадки Philips Avent сжимаются и разжимаются, бережно массируя область вокруг соска и стимулируя естественное выделение молока.

### Зapatентованный массажер



Пять лепестков массажной насадки молокоотсоса Philips Avent сжимаются и разжимаются, имитируя сосание груди ребенком.

### Герметичная закручивающаяся крышка

Для надежного хранения и транспортировки

### Адаптер для сцеживания и кормления

Для сцеживания, хранения и кормления из одного и того же контейнера, используйте адаптер.

## Характеристики

### Страна изготовления

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Этап: 0–6 месяцев

### Материал

Не содержит бисфенол-А\*

Крышка чашки для хранения молока: 5 шт.

Адаптер для чашек для хранения молока: 2 шт.

Newborn nipple travel pack: 2 шт.

Ультратягкая соска для новорожденных: 2 шт.

Spare parts: 1 шт.

Стерильная чашка VIA (180 мл):

5 шт.

Ручной молокоотсос: 1 шт.

