

PHILIPS



Lampa podczerwieni InfraCare

650 W

Naświetlanie połowy ciała

Wysokość: 63,5 cm

HP3641

Skuteczne łagodzenie bólu

Głęboko wnikające ciepło podczerwieni

Lampa InfraCare firmy Philips skutecznie łagodzi bóle mięśni i stawów. Przyjemne ciepło emitowane przez tę lampę o mocy 650 W wnika głęboko w skórę i poprawia krążenie krwi, zapewniając kojące działanie na powierzchni 60 x 40 cm.

Wygodne użytkowanie

- Regulowany kąt ustawienia z możliwością obrotu

Skuteczne łagodzenie bólu

- Głęboko wnikające ciepło podczerwieni

Naświetlanie połowy ciała

- Halogenowa lampa podczerwieni o mocy 650 W

Zalety

Halogenowa lampa podczerwieni o mocy 650 W



Lampa InfraCare HP 3643 firmy Philips została stworzona, aby skutecznie łagodzić ból w miejscach o powierzchni 60 x 40 cm, takich jak plecy, barki, szyja lub udo. W InfraCare zastosowano innowacyjną technologię halogenowych lamp podczerwieni. Specjalna optyka, filtr i wydajna lampa halogenowa o mocy 650 W zostały tak zaprojektowane, aby zapewnić naświetlanie połowy ciała (60 x 40 cm) dużo przyjemniejszym ciepłem, rozkładając je bardziej równomiernie na powierzchni naświetlanego miejsca.

Regulowany kąt ustawienia z możliwością obrotu

Lampa InfraCare HP 3643 jest przeznaczona do naświetlania połowy ciała w różnych pozycjach (np. leżąc na łóżku lub kanapie).

Oprócz regulacji wysokości, górną część urządzenia można także ustawić w pozycji pionowej lub poziomej (90° w lewo/prawo) oraz odchylić w górę lub w dół o 45°, tak aby zapewnić optymalne naświetlanie odpowiedniej części ciała.

Głęboko wnikające ciepło podczerwieni



Udowodniono, że ciepło podczerwieni skutecznie łagodzi bóle mięśni oraz bóle związane ze sztywnymi stawami. Przyjemne ciepło światła podczerwieni wnika głęboko w skórę, poprawia krążenie krwi i rozgrzewa mięśnie, co powoduje ich rozluźnienie. Ciepło zwiększa również elastyczność tkanki, co pozwala zmniejszyć sztywność stawów i poprawia ich ruchliwość.

Dane techniczne

Intuicyjność

2 uchwyty: do łatwego przenoszenia i ustawiania

Wyłącznik

Regulacja wysokości: 45–80 cm

Łatwo regulowana obudowa lampy (lewo/prawo): 90

Łatwo regulowana obudowa lampy (górną/dół): 45

Bezpieczeństwo

Spełnia wymagania IEC: Zgodność z normami IEC 60601 i 60335

Leczenie połowy ciała

Powierzchnia naświetlania: 60 x 40 cm

Halogenowa lampa podczerwieni: 650 W

Skuteczne łagodzenie bólu

Głęboko wnikające ciepło

Kontrola leczenia

Zegar cyfrowy: z automatycznym wyłącznikiem

Regulacja oświetlenia z 3 ustawieniami ciepła

Funkcja wstrzymania

Dane techniczne

Długość przewodu: 300 m

Moc: 650 W

Napięcie: 230 V

Częstotliwość: 50/60 Hz

Izolacja: Klasa II (podwójna izolacja)

Trwałość lamp: 500 hour(s)

Waga i wymiary

Waga produktu: 5,5 kg

Wymiary produktu: 29,0 x 63,5 x 29,0 (szer. x wys. x głęb.) cm

Liczba na europalecie: 18 pcs

Wymiary opakowania pojedynczego (= opakowanie zbiorcze): 33,9 x 80,0 x 36,5 (szer.

x wys. x głęb.) cm

Waga opakowania pojedynczego (= opakowanie zbiorcze): 6,5 kg

Dane logistyczne

Kod CTV: 884364101000

Kraj pochodzenia: Niemcy

Wygodne użytkowanie

Elektroniczny interfejs użytkownika: sygnał dźwiękowy reagujący na czas i intensywność ciepła

Urządzenie lecznicze

Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń medycznych (MDD): 2007/47/WE, MDD 93/42/EWG

