

PHILIPS

Skaitmeninio kūdikio
termometro rinkinys

SCH530/10

 Product Picture

Paprasta tiksliai matuoti temperatūrą

Skaitmeninio termometro čiulptukas, skirtas matuoti temperatūrą lengvai ir tiksliai

Patogumas jums ir jūsų kūdikiui

- Skydelis su skylutėmis apsaugo odą nuo dirginimo
- Pridėtas čiulptukas, skirtas kūdikiui
- Skirta naujagimiams

Kūdikio saugumas

- Čiulptuką galima sterilizuoti ar virinti
- Galite virinti ar sterilizuoti nepakenkdami elektroniniam prietaisui

Ypatybės

Nuimamas elektroninis prietaisas

Nuėmę jautrų temperatūrą matuojantį elektroninį prietaisą nuo čiulptuko, galite saugiai sterilizuoti ar virinti čiulptuką.

Čiulptuko skydelis su skylutėmis

Dėl skylių oras patenka po čiulptuku ir saugo jautrią kūdikio odą nuo dirginimo.

Pridėtas čiulptukas

Galite reguliariai įdėti čiulptuką į kūdikio burnytę, kad šis prie jo priprastų. Čiulptukas yra toks pat, kaip ir bet kuris įprastas čiulptukas.

Silikoninis čiulptukas

Speciali čiulptuko forma sukurta taip, kad tilptų į kūdikio burnytę ir nekliudytų natūralaus vystymosi. Naudokite čiulptuką kūdikiui nuraminti.

Čiulptuko sterilizavimas

Dėl specialios medžiagos galite saugiai sterilizuoti čiulptuką mikrobangų krosnelėje ar elektriniame sterilizatoriuje, taip pat virinti nepakenkdami čiulptukui.

Kilmės šalis

Pagaminta Kinijoje

Maitinimas

Akumuliatoriaus veikimo laikas: > 100 valandų hour(s)

Baterijos tipas: LR41

Maitinimo elementų skaičius: 1 vienam termometrui

Techniniai duomenys

Veikimo temperatūros intervalas: 32–44 °C

Priedai

Vartotojo vadovas
baterija

Techniniai duomenys

Tikslumas: 35–38 +/- 0,1 °C

Patogumas

Automatinis išjungimas

Patogumas

Lankstus galiukas
Tinka naujagimiams
Ryškus duomenų ekranas
Baterijos būsenos indikatorius

