

Philips AVENT
Набор детских
цифровых термометров



SCH540/01

Бережное и точное измерение

Сочетание преимуществ цифрового термометра и термометра-соски

Удобно для вас и вашего малыша

- В комплекте пустышка AVENT Freeflow

Быстрое и точное отображение результатов измерения температуры

- Точное отображение результатов измерения и состояния заряда батареи
- Индикатор низкого заряда аккумулятора

Удобство для вашего ребенка

- Мягкий, гибкий наконечник цифрового термометра
- Выбор способа измерения, наиболее подходящего для вашего малыша
- Специально разработанный термометр-соска

PHILIPS
AVENT

Характеристики

Страна изготовления

- Сделано в Китае.: Термометры, Да
- Время работы от батарей: > 100 часов
- Тип элемента питания: LR41
- Количество батарей: 1 шт. на термометр

Аксессуары

- Инструкция по эксплуатации: Да

Технические характеристики

- Диапазон температур для работы: 90-109,9 °F
- Время измерения: 10 сек ±3 сек в воде (купание), 25 сек ±10 сек перорально и

- ректально, 60 сек ±10 сек подмышечно
- Точность: 95-107,6 +/-0,2 °F

Комфорт

- Автоматическое отключение: Да
- Произведено в Англии.: Пустышки, Да

Комфорт

- Гибкий кончик: Да
- Для новорожденных: Да
- Четкое отображение результатов: Да
- Индикатор заряда батареи: Да



Особенности

Выбор способа измерения

Термометр Philips Avent поможет вам с легкостью точно измерить температуру тела малыша орально, подмышечным или ректальным способом.

Мягкий, гибкий наконечник цифрового термометра

Мягкий, гибкий наконечник цифрового термометра

Специально разработанный термометр-соска

Простой переход от соски к измерению температуры.

Точное отображение результатов измерения

Точное отображение результатов измерения и состояния заряда батареи

Индикатор низкого заряда аккумулятора



Индикатор низкого заряда аккумулятора

Пустышка Avent Freeflow

Для привыкания ребенка к форме.



Дата выпуска 2021-02-16

Версия: 5.1.1

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com