

# PHILIPS

IPL uređaj za  
uklanjanje dlačica

Lumea Prestige

Sa tehnologijom SenseIQ

Precizna područja, telo, lice

Sa senzorom SmartSkin

Bežična i žična upotreba



BRI954/00



## Uživajte u 6 meseci glatke kože bez dlačica\* 3 inteligentna dodatka – za optimalne rezultate

Philips Lumea Prestige sa tehnologijom SenseIQ je naš najefektivniji IPL. Napravljen je za praktične tretmane kod kuće, uz inteligentne Lumea dodatke koji se savršeno prilagođavaju svakoj oblini i prilagođenim programima za sve delove tela.

### Maksimalna sloboda, minimalni napor

- Sa senzorom SmartSkin
- Lumea IPL aplikacija. Sa vama u svim fazama tretmana.
- Nema rezervnih delova, nema skrivenih troškova

### Dugotrajno glatka koža uz Lumea IPL tehnologiju


- Ekspertska tehnologija IPL kod kuće, razvijena u saradnji s dermatolozima
- Bežično ili žično korišćenje
- Dokazano nežan i efikasan tretman
- Pogodno je za širok dijapazon tipova dlačica i kože
- Tehnologija SenseIQ, za personalizovano uklanjanje dlačica

### Profesionalni IPL tretman za određene delove tela

- Pametni dodaci prilagođavaju programe svakom delu tela
- Dodatak za telo sa zaobljenim dizajnom prema unutra
- Precizni dodatak za lice sa dodatnim filterom
- Precizni dodatak za bikini zonu i pazuh


# Važne karakt.

## Lumea sprečava ponovni rast dlačica\*




IPL je skraćenica za intenzivno pulsirajuće svetlo (engl. intense pulsed light). Philips Lumea emituje nežne impulse svetlosti ka korenu dlačice stavljajući folikul u fazu mirovanja. Zahvaljujući tome, broj dlačica koji raste na vašem telu polako se smanjuje. Ponavljanjem tretmana vaša koža ostaje lepa bez dlačica i glatka na dodir. Tretman za sprečavanje ponovnog rasta dlačica je bezbedan i nežan čak i u osetljivim područjima. Philips Lumea je klinički testiran i razvijen u saradnji s dermatolozima radi jednostavnijeg i efikasnijeg tretmana iz udobnosti sopstvenog doma.

## Dokazana efikasnost




Objektivne studije ukazuju na smanjenje količine dlačica do 92% nakon tri tretmana\*\*. Prva četiri tretmana obavite na svake dve nedelje, a sledećih osam tretmana na svake četiri nedelje. Nakon 12 tretmana možete da uživate u šest meseci glatke kože bez dlačica\*.

## Pogodni tipovi dlačica i kože



Philips Lumea Prestige daje efektivne rezultate na širokom dijapazonu tipova dlačica i kože. Funkcioniše na prirodnim tamnoplavim, smeđim i crnim dlačicama i na bojama kože od izrazito bele do tamnosmeđe. IPL zahteva kontrast između pigmenta u boji dlačica i pigmenta u boji kože, pa (kao i drugi IPL tretmani) Lumea ne može da se koristi za tretiranje belih, sivih, svetloplavih niti crvenih dlačica. Takođe nije pogodan za veoma tamnu kožu.

## Tehnologija SenseIQ



Oseća. Lumea SmartSkin senzor detektuje nijansu kože i ukazuje na najugodniju postavku svetla za vas. Prilagodava se. Pametni dodaci prilagođavaju programe prema delu tela. Neguje. Razvijeno je u saradnji sa dermatolozima i inspirisano nežnim dugotrajnim uklanjanjem dlačica, čak i na osetljivim delovima\*\*\*.

## Tretman delova tela



Vaše telo je jedinstveno. Zbog toga bi njegovu kožu, obline i konture takođe trebalo tretirati na jedinstven način. Lumea dodaci za celo telo

napravljeni su tako da savršeno odgovaraju svakoj oblini, a prilagođavaju programe svakom delu tela. Otvori za tretiranje napravljeni su tako da maksimalno povećavaju kontakt sa kožom i sprečavaju rasipanje svetla, što pruža efektivne i nežne tretmane, čak i na nežnim ili osetljivim delovima.

## Dodatak za precizan rad



Ovaj pametni precizni dodatak je srednje veličine, sa otvorom površine 3 cm<sup>2</sup> za precizno pokrivanje bikini zone i pazuha. Zaobljeni dizajn se odlično prilagođava konturama tela, za maksimalni kontakt sa kožom. Kada se dodatak postavi na aparat, prilagođava program tim delovima tela.

## Dodatak za telo



Pametni dodatak za telo ima najveći otvor za tretiranje površine 4,1 cm<sup>2</sup>, pa je savršen za brzo tretiranje većih delova tela poput nogu, ruku i stomaka. Zaobljeni dizajn prema unutra odlično se prilagođava konturama tela, za maksimalni kontakt sa kožom. Kada postavite dodatak, on namenski prilagođava program delu tela. 83% žena je zadovoljno smanjenjem količine dlačica na nogama\*\*\*\*.

# Specifikacije

## Tehničke specifikacije dodataka

**Dodatak za tretman tela:** Oblik: ispuščen, Veličina prozora: 4,1 cm<sup>2</sup>, Prilagođeni tretman tela

**Dodatak za tretman lica:** Oblik: ravan, Veličina prozora: 2 cm<sup>2</sup>, dodatni filter, Prilagođeni tretman lica

**Dodatak za precizni tretman:** Oblik: udubljen, precizan, Veličina prozora: 3 cm<sup>2</sup>, Prilagođeni tretman pazuha, Prilagođeni tretman bikini zone

## Područja primene

**Delovi tela:** Ruke, Noge, Stomak

**Pazusi:** Pazusi, Bikini zona

**Delovi lica:** Brada, Gornja usna, Linija vilice

## Bezbednosne i prilagodljive postavke

**Integrirani UV filter:** Štiti kožu od ultraljubičaste svetlosti

**5 postavki svetlosti:** Prilagodljivo tipu kože

**Ugrađeni bezbednosni sistem:** Sprečite slučajno blicanje

**Senzor nijanse kože:** Detektuje nijansu kože

**Senzor SmartSkin:** Prava podešavanja kad poželite

## Režim korišćenja

**Klizanje i blicanje:** Za brzu primenu

**Na baterije / preko kabla:** Bežična i žična upotreba

**Prislanjanje i blicanje:** Za tretman malih područja

## Napajanje

**Napon:** 100-240 V

## Tehničke specifikacije

**Lampa visokih performansi:** Daje preko 250.000 bljesaka\*\*\*\*

## Servis

**Garancija:** 2 godine garancije širom sveta

## Predmeti koji se isporučuju

**Uputstva za upotrebu:** Koris. prir.

**Skладиštenje:** Luksuzna torbica

**Adapter:** 19,5 V / 4000 mA

## Vreme primene

**Pazuh:** 2,5 min

**Bikini zona:** 2 min

**Delovi lica:** 1,5 min

**Potkolenice:** 8,5 min

