

PHILIPS

IPL-
hårborttagningssystem

Lumea Precision Plus

För kropp och ansikte

15 minuter för att behandla
underbenen

Livslängd >100 000
ljuspulser

Sladdlös design



SC2003/11



Förhindra håråterväxt

IPL-hårborttagning: njut av len hud varje dag

Philips Lumea IPL-hårborttagningssystem gör underverk när det gäller att förhindra håråterväxt på hela kroppen. Om du regelbundet använder de skonsamma ljuspulseringarna håller huden sig silkeslen varje dag.

Varaktigt mjukhet

- Effektivt utan ansträngning
- Len hud varje dag

Hårborttagning med IPL-teknik

- Anpassad för säkert hemmabruk
- Lämplig för ett stort antal olika hår- och hudtyper

Skonsam och effektiv applicering på ansiktet och på kroppen

- Dra- och blinka-läge ger en bekvämare behandling
- Precisionstillbehör för säker ansiktsbehandling
- Större tillbehör för kroppshår ger snabbare resultat
- Fem justerbara ljusenergiinställningar
- Säker och effektiv även på känsliga områden

Maximal frihet, minimalt krångel

- Sladdlös bekvämlighet
- Inga reservdelar, inga dolda kostnader

Funktioner

Varaktig mjukhet



Philips Lumea tillämpar lätta ljuspulser på hårroten. På så sätt ramlar håret av naturligt och återväxten förhindras. Om du regelbundet upprepar behandlingen håller du huden len varje dag.

Effektivt utan ansträngning



Våra kliniska studier visar en betydande hårminskning redan efter fyra behandlingar varannan vecka. Behandlingen ger dig en len och hårfri hud. För att bibehålla resultatet upprepar du bara behandlingen vid behov. Behandlingsintervallet kan variera beroende på just din takt för håråterväxt.

IPL-teknik



Philips Lumea använder en innovativ ljusbaserad teknik som kallas IPL (Intense Pulsed Light) som har utvecklats från teknik som används i professionella skönhetsalonger. Philips har anpassat tekniken för säkert och effektivt hemmabruk. Philips har haft ett nära samarbete med ledande dermatologer för att utveckla det här

banbrytande hårborttagningssystemet. I över 10 år har vi gjort utförliga kundundersökningar med mer än 2 000 kvinnor.

Lämpliga hår- och hudtyper



Philips Lumea fungerar effektivt på (naturligt) mörkblont, brunt och svart hår. Som med andra ljusbaserade behandlingar fungerar Philips Lumea INTE på rött, ljusblont eller vitt/grått hår. Philips Lumea lämpar sig heller INTE för mycket mörk hud.

Fem ljusenergiinställningar



Philips Lumea har fem justerbara ljusenergiinställningar för att garantera en skonsam men effektiv behandling. Vid korrekt användning är Philips Lumeas IPL-behandling säker och skonsam, även på känslig hud och känsliga kroppsdelar.

Tillämpningsområden



Den kan tryggt användas för hårborttagning på ansikte (överläpp, haka och polisonger) och kroppsdelar, inklusive ben, underarmar, bikinilinj, mage och armar.

Sladdlös bekvämlighet



Lumeas unika sladdlösa design är perfekt för maximal räckvidd och enkel användning.

Inga reservdelar krävs



Philips Lumea är en komplett lösning som levereras körklar. Och framförallt krävs inga reservlampor eller någon gel.

Extra säkerhet för ansiktet



Det här precisionstillbehöret har ett extra inbyggt ljusfilter som gör att det tryggt kan användas på överläppen, hakan och polisongerna. Det kan även användas på andra känsliga delar av kroppen som underarmarna, bikinilinj och områden som är svåra att nå.

Specifikationer

Tillämpningsområden

Områden på kroppen: Ben, Mage, Bikini, Under armarna, Armar

Områden i ansiktet: Haka, Polisonger, Överläpp

Säkerhet och justerbara inställningar

Integrerat UV-filtrer: Skyddar din hud från UV-ljus

5 ljusenergiinställningar: Justerbar för din hudtyp

Integrerat säkerhetssystem: Förhindrar oavsiktliga ljussignaler

Programläge

Dra och skicka ljuspuls: För bekväm behandling

Applicera och blinka: För behandling på kurviga områden

Användning med eller utan sladd: Trådlös

Effekt

Spänning: 100–240 V

Laddningstid: 100 min.

Körtid: Minimum 370 ljussignaler

Tekniska specifikationer

Lampa med höga prestanda: Producerar <gt/> 100 000 ljussignaler

Tillbehör

Precisionstillbehör (2 cm²): För säker användning på ansiktet

Tillbehör för kroppsbehandling (4cm²): För användning nedanför halsen

Service

Garanti: 2 års global garanti

Artiklar som ingår

Laddare: Flerspänningsladdare

Bruksanvisning: Snabbstartguide, Användarhandbok

Förvaring: Fodral

Appliceringstid

Underben: 8 min

Armhåla: 1 min

Bikiniinje: 1 min

Områden i ansiktet: 1 min

