

# PHILIPS

Aparat IPL za  
odstranjevanje dlak

Lumea Prestige

S tehnologijo SenseIQ

Občutljivi predeli, telo, obraz

S senzorjem SmartSkin

Brezžična in žična uporaba



BRI954/00



## 6 mesecev uživajte v popolnoma gladki koži\* 3 pametni nastavki – za optimalne rezultate

Philips Lumea Prestige s tehnologijo SenseIQ je naš najučinkovitejši aparat IPL. Zasnovan je za prilagajanje oblikam vašega telesa in priročno domačo nego. Zaobljeni pametni nastavki aparata Lumea se popolnoma prilegajo vsem oblinam vašega telesa in zagotavljajo prilagajanje programov vsakemu posameznemu delu telesa.

### **Popolna svoboda z malo truda**

- S senzorjem SmartSkin
- Aplikacija Lumea IPL. Pomoč na vsakem koraku.
- Brez nadomestnih delov, brez skritih stroškov

### **Dolgotrajno gladka koža z aparatom Lumea s tehnologijo IPL**


- Strokovna tehnologija IPL za domačo rabo, razvita v sodelovanju z dermatologi
- Uporaba s kablom ali brez
- Dokazano nežno in učinkovito odstranjevanje dlak
- Primerno za različne vrste dlak in kože
- Tehnologija SenseIQ za prilagojeno odstranjevanje dlak

### **Profesionalen tretma IPL za posamezne predele telesa**

- Pametni nastavki za prilagojene programe za posamezne dele telesa
- Nastavek za telo z vbočeno obliko
- Natančen nastavek za obraz z dodatnim filtrom
- Natančni nastavek za predel bikinija in pazduhe


## Značilnosti

### Lumea preprečuje ponovno rast dlačic\*




IPL je kratica za angleški izraz Intense Pulsed Light (intenzivna pulzna svetloba). Philips Lumea korenino dlake osvetli z nežnim svetlobnim impulzom, kar v mešičku sproži fazo mirovanja. Tako bo na vašem telesu sčasoma raslo vedno manj dlak. Z redno uporabo aparata postane koža neporaščena in čudovito gladka na dotik. Uporaba aparata, ki preprečuje ponovno rast dlačic, je varna in nežna, tudi na občutljivih predelih. Philips Lumea je klinično testirana in razvita v sodelovanju z dermatologi za preprosto in učinkovito depilacijo v udobju lastnega doma.

### Dokazana učinkovitost



Neodvisne študije so pokazale, da je že samo s tremi posegi doseženo vsaj 92-% zmanjšanje poraščenosti\*\*. Prve štiri posege je treba ponavljati na dva tedna, naslednjih osem posegov pa je treba ponoviti vsake štiri tedne. Po 12 posegih lahko šest mesecev uživate v popolnoma gladki neporaščeni koži\*.

### Primerne vrste dlak in kože



Aparat Philips Lumea Prestige je učinkovit za uporabo pri raznolikih barvah dlačic in tipih kože. Uporabljate ga lahko pri naravnih temno

blond, rjavih in črnih dlačicah ter pri odtenkih kože od zelo svetle do temno rjave. Tehnologija IPL potrebuje kontrast med pigmentom v barvi las in pigmentom v odtenku kože, zato (tako kot pri drugih aparatih za odstranjevanje dlak s tehnologijo IPL) aparata Lumea ne morete uporabljati za odstranjevanje belih, sivih, svetlo blond ali rdečih dlak. Prav tako tudi ni primeren za zelo temno kožo.

### Tehnologija SenseIQ



Zaznavanje. Senzor SmartSkin aparata Lumea zazna vaš odtenek kože in označi najudobnejšo nastavitve osvetlitve za vas. Prilagoditev. Pametni nastavki prilagodijo programe, ki so prilagojeni za posamezne predele telesa. Nega. Razvit je v sodelovanju z dermatologi, navdih pa smo črpali pri vas, za nežno, dolgotrajno odstranjevanje dlak, celo na občutljivih predelih\*\*\*.

### Uporaba na predelih telesa



Vaše telo je edinstveno. Zato morate tudi na edinstven način obravnavati svojo kožo, obline in obliko. Nastavki aparata Lumea za nego celotnega telesa so oblikovani tako, da se popolnoma prilagodijo vsaki oblini in prilagodijo programe, ki so prilagojeni posameznemu predelu telesa. Okenca za odstranjevanje so zasnovana za povečanje stika s kožo, da zagotovijo, da ne uhaja svetloba, kar zagotavlja učinkovito in nežno odstranjevanje celo na občutljivih predelih.

### Natančni nastavek



Pametni natančni nastavek je srednje velik in ima okence velikosti 3 cm<sup>2</sup> za natančen zajem predelov bikinija in pazduh. Njegova ukrivljena oblika se prilagaja oblinam vašega telesa za čim večji stik s kožo. Ko je nastavek pritrjen na napravo, prilagodi po meri narejen program za ta predela telesa.

### Nastavek za telo



Pametni nastavek za telo ima največje okence za obdelavo (4,1 cm<sup>2</sup>), zato je popolna izbira za hiter tretma večjih delov telesa, na primer nog, rok in trebuha. Z vbočeno obliko se tesno prilagaja obliki telesa, kar zagotavlja najboljši stik s kožo. Ko ga priključite na aparat, se sproži prilagojeni program, ustvarjen posebej za te dele telesa. 83 % žensk je bilo zadovoljnih z zmanjšano poraščenostjo nog\*\*\*.

# Specifikacije

## Tehnični podatki za nastavke

**Nastavek za telo:** Oblika: konvexsno zaobljeno, Velikost okenca: 4,1 cm<sup>2</sup>, Prilagojen program za telo

**Nastavek za obraz:** Oblika: ravna, Velikost okenca: 2 cm<sup>2</sup>, dodaten filter, Prilagojen program za obraz

**Nastavek za natančno oblikovanje:** Oblika: konkavno zaobljeno, za natančno oblikovanje, Velikost okenca: 3 cm<sup>2</sup>, Prilagojen program za pazduhe, Prilagojen program za predel bikinija

## Območja uporabe

**Predeli telesa:** Roke, Noge, Trebuh

**Deli obraza:** Brada, Zgornja ustnica, Spodnja čeljust

**Pazusi:** Pazduhe, Predel bikinija

## Varnost in prilagodljive nastavitve

**Vgrajen UV-filtr:** Kožo varuje pred UV-svetlobo

**5 nastavitve svetlobne energije:** Prilagodljivo glede na vrsto kože

**Vgrajeni varnostni sistem:** Preprečuje nenamerno osvetljevanje

**Senzor barve kože:** Zazna barvo kože.

**Senzor SmartSkin:** Prava nastavitvev na ukaz

## Način uporabe

**Pomik in osvetlitev:** Za hitro uporabo

**Žična/brezžična uporaba:** Brezžična in žična uporaba

**Pritisni in osvetli:** Za uporabo na manjših predelih

## Napajanje

**Napetost:** 100–240 V

## Tehnične specifikacije

**Visokozmogljiva sijalka:** Zagotavlja > 250.000 osvetlitev\*\*\*\*

## Servis

**Garancija:** 2-letna globalna garancija

## Priloženi predmeti

**Navodila za uporabo:** Uporabniški priročnik

**Shranjevanje:** Razkošna torbica

**Napajalnik:** 19,5 V/4000 mA

## Čas uporabe

**Pazduha:** 2,5 min

**Predel bikinija:** 2 min

**Deli obraza:** 1,5 min

**Spodnji del nog:** 8,5 min

