

PHILIPS

IPL-
hårborttagningsenhet

Lumea Prestige

Med SenseIQ-teknik

Kropp och ansikte

Med SmartSkin-sensor



BRI950/00



Få sex månader hårfri mjuk hud*

Två intelligenta tillbehör – för optimala resultat

Philips Lumea Prestige med SenseIQ-teknik är vår mest effektiva IPL. Lumea är utformad för bekväm behandling i hemmet och har intelligenta tillbehör som passar perfekt för alla kroppsdelar med skräddarsydda program som är anpassade för varje kroppsområde.

Maximal frihet, minimalt krångel

- Med SmartSkin-sensor
- Lumea IPL-appen. Med dig hela vägen
- Inga reservdelar, inga dolda kostnader

Långvarig slät hud med Lumea IPL-teknik


- Avancerad IPL-teknik i hemmet som är utvecklad i samarbete med dermatologer
- Använd med eller utan sladd
- Bevisat skonsam och effektiv behandling
- Lämplig för ett stort antal olika hår- och hudtyper
- SenseIQ-teknik för personlig hårborttagning

Professionell IPL-behandling för din kropp

- Intelligenta tillbehör anpassar programmen för varje del av kroppen
- Kroppstillbehör med insvängd utformning
- Precisionstillbehör för ansiktet med extra filter


Funktioner

Lumea förhindrar håråterväxt*




IPL står för Intense Pulsed Light. Philips Lumea skickar lätta ljuspulser till hårroten, vilket försätter hårsäcken i en vilofas. Därigenom minskar gradvis mängden hår som växer tillbaka. Genom att behandlingen upprepas blir huden vackert hårfri och påtagligt slät. Behandlingen för att förhindra håråterväxt är säker och skonsam, även på känsliga områden. Philips Lumea är kliniskt testad, utvecklad i samarbete med dermatologer och enkel och effektiv att använda i hemmet.

Bevisad effektivitet



Objektiva studier visar upp till 92 % hårminskning efter tre behandlingar**. Utför de första fyra behandlingarna varannan vecka och de följande åtta behandlingarna var fjärde vecka. Efter 12 behandlingar kan du njuta av sex månaders hårfri len hud*.

Lämpliga hår- och hudtyper



Philips Lumea Prestige är effektiv på en mängd olika hår- och hudtyper. Den fungerar på naturligt mörkblont, brunt och svart hår och

på hudtoner från mycket vitt till mörkbrunt. IPL behöver kontrast mellan pigmentet i hårfärgen och pigmentet i hudtonen och därför (som med andra IPL-baserade behandlingar) kan Lumea inte användas för att behandla vitt, grått, ljusblont eller rött hår. Och är inte lämplig för mycket mörk hud.

SenseIQ-teknik



Känner av. SmartSkin-givaren i Lumea identifierar din hudton och visar den mest behagliga ljusinställningen för dig. Anpassar sig. Intelligenta tillbehör skräddarsyr program som är anpassade för varje kroppsområde. Vårdar. Utvecklad i samarbete med dermatologer och inspirerad av dig för skonsam hårborttagning som varar länge, till och med på känsliga områden***.

Behandling av kroppsdelar



Din kropp är unik. Och dess hud, kurvor och konturer bör också behandlas unikt. Lumeas tillbehör för hela kroppen är formade för att passa varje kurva perfekt, och anpassar program som är skräddarsydda för varje kroppsdel. Behandlingsfönsterna är utformade för att maximera kontakten mot huden för att säkerställa att inget ljus sipprar ut, vilket möjliggör effektiva och skonsamma behandlingar även i känsliga områden.

Kroppsbehandling



Det intelligenta kroppstillbehöret har det största behandlingsfönstret på 4,1 cm², vilket gör det perfekt för snabb behandling av större områden som benen, armarna och magen. Den insvängda utformningen följer kroppens konturer för att ge maximal hudkontakt. När det klickas fast på enheten anpassas enheten till ett skräddarsytt program särskilt för de här delarna av kroppen. 83 % av kvinnorna blev nöjda med hårreduceringen på benen***.

Ansiktsbehandling



Ansiktstillbehöret har utformats noga för att ha en litet platt fönster på 2 cm² så att du effektivt och skonsamt kan behandla ansiktsbehåring. Tillbehöret har även ett extra filter inbyggt – perfekt för överläppen, hakan eller käklinjen. När det intelligenta tillbehöret sätts fast på enheten anpassar det automatiskt ljusbehandlingen för ansiktet. 84 % av alla kvinnor blev nöjda med hårreduceringen i ansiktet****.

Specifikationer

Tekniska specifikationer, tillbehör

Body treatment attachment: Fönsterstorlek: 4,1 cm², Form: konvex svängd, Skräddarsydd behandling för kroppen

Face treatment attachment: Fönsterstorlek: 2 cm², extra filter, Form: platt, Skräddarsydd behandling för ansiktet

Effekt

Voltage: 100–240 V

Service

Garanti: 2 års global garanti

Tekniska specifikationer

High performance lamp: Producerar <gt/> 250 000 ljuspulser****

Tillämpningsområden

Body areas: Armar, Ben, Mage

Sensitive areas: Under armarna, Bikini

Face areas: Haka, Överläpp, Käklinje

Inkluderade objekt

Förvaring: Lyxigt fodral

Medföljande tillbehör

Instructions for use: Användarhandbok

Adapter: 19,5 V/4000 mA

Säkerhetsinställning och justerbara inställningar

5 lampenergiinställningar: Justerbar för din hudtyp

Hudtonssensor: Upptäcker hudtonen

Säkerhet och justerbara inställningar

Integrerat UV-filter: Skyddar din hud från UV-ljus

Integrerat säkerhetssystem: Förhindrar oavsiktliga ljussignaler

SmartSkin-sensor: Rätt inställning på begäran

Användningstid

Bikini line: 2 min

Face areas: 1,5 min.

Application time

Under armarna: 2,5 min.

Appliceringstid

Underben: 8,5 min

Programläge

Slide and Flash: För snabb användning

Med och utan sladd: Kan användas med eller utan sladd

Steg för steg-läge: För behandling på små områden



* Medelresultat efter 12 hårbehandlingar: 78 % på benen, 64 % på bikinilinen, 65 % i armhålorna

** Uppmätt på ben, efter tre behandlingar når 27 av 55 kvinnor 92 % eller bättre resultat.

*** När du följer behandlingsschemat

**** Studie som utfördes i Nederländerna och Österrike på 56 kvinnor, efter tre behandlingar i armhålan, bikiniområdet, benen och efter två behandlingar i ansiktet.

***** Lampans livslängd överskrider inte Philips två års världsomfattande garanti