

PHILIPS

IPL szőrtelenítő készülék

Lumea Prestige

SenseIQ technológiával

Hónalj, bikinivonal, test, arc

SmartSkin érzékelővel

Vezetékes és vezeték nélküli használat



BRI956/00



Élvezze a 6 hónapig tartó szőrmentes, sima bőrt* 4 intelligens tartozék – az optimális eredményekért

A SenseIQ technológiával rendelkező Philips Lumea Prestige a leghatékonyabb IPL készülékünk. A Lumea kényelmes otthoni kezelésre tervezett intelligens tartozékai tökéletesen követik a test minden hajlatát, és az adott testrészhez igazítják a kezelési programokat.

Maximális szabadság, problémák nélkül

- Nincs szükség cserealkatrészekre, nincsenek rejtett költségek
- A Lumea IPL alkalmazás. Minden lépésnél segít
- SmartSkin érzékelővel

Hosszan tartó sima bőr a Lumea IPL technológiának köszönhetően


- Professzionális IPL technológia otthon, bőrgyógyászokkal együtt fejlesztve
- Vezeték nélküli vagy vezetékes használat
- Bizonyítottan gyengéd és hatásos kezelés
- Többféle szőrzet- és bőrtípushoz egyaránt megfelel
- SenseIQ technológia a személyre szabott szőrtelenítéshez

Professzionális IPL-kezelés a különféle testrészekhez

- Bikinivonal-formázó tartozék extra fényszűrővel
- Testszőrtelenítő tartozék befelé ívelt kialakítással
- Az intelligens tartozékok az adott testrészhez igazítják a kezelési programot
- Hónalj-szőrtelenítő tartozék kifelé ívelt kialakítással


Fénypontok

A Lumea megelőzi a szőr újranövését*




Az IPL jelentése „intenzíven pulzáló fény”. A Philips Lumea gyengéd fényimpulzusokat juttat a szőrtüszőkbe, így a tüszők nyugalmi állapotba lépnek. Ennek következtében a szőrszálak növekedése fokozatosan csökken. Ismételt kezeléseket követően bőre érezhetően sima lesz. A szőrszálak visszánövését megakadályozó kezelés még az érzékeny területeken is biztonságos és gyengéd. A klinikailag igazolt, bőrgyógyászokkal együtt kifejlesztett Philips Lumea otthona kényelmében teszi lehetővé az egyszerű és hatékony kezelést.

Igazolt hatékonyságú



Objektív tanulmányok alapján a visszánövő szőr mennyiségében 3 kezelést követően akár 92%-os csökkenés mutatható ki.** Az első négy kezelést kéthetente, majd az ezeket követő nyolc kezelést négyhetente végezze el. 12 kezelés után már hat hónapig tartó, sima bőrt élvezhet*.


Megfelelő szőrzet- és bőrtípusok



A Philips Lumea Prestige hatékonyan működik többféle szőr- és bőrtípus esetén. A természetes sötétszőke, barna és fekete

szőrszálakon, valamint a nagyon fehértől a sötét barnáig terjedő bőrszín esetében működik. Az IPL technológia nagy kontrasztot igényel a haj és a bőr színpigmentje között, ezért (ahogy más IPL-alapú kezeléseket esetében is) a Lumea nem használható fehér, ősz, világos szőke és vörös szőrzet kezelésére, és nem alkalmazható nagyon sötét bőrszín esetén.

SenseIQ technológia



Érzékel. A Lumea SmartSkin érzékelője érzékeli bőrtónusát, és a lehető legkényelmesebb fénybeállításokat jelzi Önnek. Alkalmazkodik. Az intelligens tartozékok az adott testrészhez igazítják a kezelési programokat. Ápol. Bőrgyógyászokkal közreműködve kifejlesztve és Ön által ihletve, a gyengéd, tartós szőrtelenítésért, még az érzékeny területeken is***.

Testrészek kezelése



Az Ön teste egyedi. Ennek megfelelően a bőr, a test vonalai és kontúrjai is egyedi kezelést érdemelnek. A Lumea teljes test-szőrtelenítő készülék tartozékai kialakításukból adódóan tökéletesen követik a test minden hajlatát, és az adott testrészhez igazítják a kezelési programokat. A kezelőfelületek maximális érintkezést biztosítanak a bőrrel, fényvesztés nélkül, így hatékony és gyengéd kezelést biztosítanak a kényes vagy érzékeny területeken is.

Hónalj-szőrtelenítő tartozék



A nehezen elérhető hónalj-szőrzet kezeléséhez tervezett, közepes méretű intelligens hónalj-szőrtelenítő tartozék 3 cm²-es kezelőfelülettel van ellátva. Mikor a tartozékot felhelyezik a készülékre, a hónaljra szabott kezelés kerül kiválasztásra. A nők 86%-a elégedett a hónalj szőrzetének csökkenésével.****

Tartozék bikinivonal kezelésére



A bikinivonal-formázó tartozék felhelyezésével a kifejezetten arra a területre szabott kezelés kerül kiválasztásra. A plusz kényelmet szolgáló átlátszó szűrővel ellátott optimális 3 cm²-es kezelőfelület és az ívelt kialakítás követi a test körvonalait, a maximális érintkezés, hatékonyság és kényelem érdekében. A nők 78%-a elégedett a bikinivonal szőrzetének csökkenésével.****

Műszaki adatok

Műszaki adatok – tartozékok

Tartozék a test kezeléséhez: Forma: domborúan ívelt, Ablakméret: 4,1 cm², Testhez szabott kezelés

Tartozék az arc kezeléséhez: Forma: lapos, Ablakméret: 2 cm²-es, extra szűrő, Archoz szabott kezelés

Tartozék a hónalj kezeléséhez: Forma: homorúan ívelt, Ablakméret: 3 cm², Hónaljhoz szabott kezelés

Tartozék a bikinivonal kezeléséhez: Forma: homorúan ívelt, Ablakméret: 3 cm²-es, extra szűrő, Bikinivonalhoz szabott kezelés

Alkalmazási területek

Testterületek: Kar, Láb, Has

Arc: Áll, Felső ajak, Állkapocsvonal

Érzékeny területek: Hónalj, Bikinivonal

Biztonság és állítható beállítások

Beépített UV-szűrő: Védelmet nyújt a bőr számára az UV-sugaraktól

5 fényenergia-beállítás: Bőrtípushoz állítható

Beépített biztonsági rendszer: Véletlen villanás megakadályozása

Bőrtónus-érzékelő: Érzékeli a bőrtónusát

SmartSkin érzékelő: A megfelelő beállítás igény szerint

Alkalmazás módja

Csúsztat és villant: Gyors alkalmazás

Vezetékes/vezeték nélküli használat:

Vezetékes és vezeték nélküli használat

Lép és villant: Kisebb területek kezeléséhez

Energiaellátás

Feszültség: 100–240 V

Műszaki adatok

Nagy teljesítményű lámpa: 450 000 villanásra képes, amely egy lámpa esetén 39 évnyi élettartamnak felel meg*****

Szerviz

Jótállás: 2 év nemzetközi garancia és további 1 év garancia a termék regisztrációja esetén 90 napon belül

Tartozékok

Használati útmutató: Felhasználói útmutató

Tárolás: Luxus védőtok

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Alkalmazási idő

Hónalj: 2,5 perc

Bikininivonal: 2 perc

Arc: 1,5 perc

Alsó lábszárak: 8,5 perc



* Átlagos szőrmennyiség-csökkenés 12 kezelés után: 78% a lábakon, 64% a bikinivonalon, 65% a hónaljon
* * A lábak esetében 3 kezelést követően 55 nőből 27 92%-os vagy magasabb eredményt ért el
* ** A kezelési előírások betartása esetén
* *** Hollandiában és Ausztriában 56 nő részvételével hónaljon, bikinivonalon, lábakon 3 kezelés után, illetve arcon 2 kezelés után végzett felmérés
* **** A lámpa élettartama nem hosszabbítja meg a 2 éves, világszerte érvényes Philips garanciát.
* ***** A kezelési előírások betartása esetén. Az alsó lábszáron, bikinivonalon, hónaljon és arcon történő használatkal kalkulálva. A lámpa élettartama nem hosszabbítja meg a 2 éves, világszerte érvényes Philips garanciát.