

PHILIPS

IPL-
karvaeemaldussüsteem

Lumea Precision Plus

Kasutada kehal, näol,
bikiinipiirkonnas

15 minutit säärite töötlemiseks

Vastupidavus üle 140 000
valgusimpulsi

Juhtmevaba



SC2008/11



Ideaalne karvade taaskasvu ärahoidmise viis naha sileduse tagamiseks kodus

Philips Lumea IPL on kõige tõhusam juhtmeta IPL-lahendus, mis väldib karvade taaskasvu näol ja kehal. Regulaarsed õrnad valgusimpulsid hoiavad nahka iga päev siidpehmena.

Pikaaegne siledus

- Sile nahk iga päev
- Efektiivne, pingutuseta

Karvaeemaldus IPL-tehnoloogiaga

- Kohandatud mugavaks ja ohutuks koduseks kasutuseks
- Sobib paljudele juukse- ja nahatüüpidele

Õrn ja efektiivne kasutamine näol, kehal ja bikiinipiirkonnas


- Ohutu ja efektiivne ka tundlikes piirkondades
- Suurem kehakarvade eemaldamise tarvik kiiremaks töötamiseks
- Näoosak ohutuks näohoolduseks
- Spetsiaalselt bikiinipiirkonna karvade eemaldamiseks mõeldud otsak
- Viis reguleeritavat valgusenergia seadistust

Rohkem vabadust vähema pingutusega

- Juhtmevaba mugavus
- Ei vaja asendusosi, puuduvad varjatud kulud

Esiletõstetud tooted

Pikaaegne siledus



Philips Lumea tekitab karvajuurtele õrnu valgusimpulsi. Selle tulemusel langeb karv ise välja ning selle taaskasv on pärsitud. Töötamise regulaarsel kordamisel püsib nahk iga päev siledana.

Efektiivne, pingutuseta



Meie kliinilised uuringud on näidanud märkimisväärset karvakasvu vähenemist vaid nelja kaks korda nädalas tehtava töötlemisega, mille tulemuseks on sile, karvavaba nahk. Tulemuste säilitamiseks korrake lihtsalt vajaduse korral töötlemist. Töötlemiste intervall võib teie karvakasvust olenevalt varieeruda.

IPL-tehnoloogia



Philips Lumea kasutab uuenduslikku valgustehnoloogiat IPL (intensiivne pulseeriv valgus), mis on arendatud ilusalongides kasutatava tehnoloogia põhjal. Philips kohandas selle tehnoloogia ohutult ja efektiivselt koduses mugavuses kasutamiseks.

Selle läbimurdelise karvaeemaldussüsteemi loomisel tegi Philips lähedast koostööd juhtivate nahaarstidega. Rohkem kui 10 aasta jooksul viisime läbi laiaulatusliku tarbijauuringu, milles osales rohkem kui 2000 naist.

Sobivad juukse- ja nahatüübid

Suitable hair and skin tones

Skin Tone	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brownish black and darker
Hair Color						
Black	✓	✓	✓	✓	✓	⊗
Dark brown	✓	✓	✓	✓	✓	⊗
Brown	✓	✓	✓	✓	✓	⊗
Dark blond	✓	✓	✓	✓	✓	⊗
Light blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Red	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
White/grey	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

● This product is suitable for you to use ⊗ This product is neither suitable nor safe for your skin and hair type


Philips Lumea toimib efektiivselt (loomulike) tumeblondide, pruunide ja mustade karvade korral. Nagu teistegi valguspõhiste töötlemisviiside korral, EI SOBI Philips Lumea punaste, heleblondide või valgete/hallide karvade korral. Samuti EI SOBI Philips Lumea väga tumeda naha korral.

Kasutuspiirkonnad



Kasutage seadet julgelt näokarvade (ülahuulelt, lõualt ja põskedelt) ja kehakarvade eemaldamiseks (sh jalgadelt, kaenlaalustest, bikiinipiirkonnast, kõhult ja käelt).

Kiire jalgade töötlemine



Suurem kehakarvade eemaldamise tarvik kiirendab suurte alade (näiteks jalgade) raseerimist.

Lisaohutus näo jaoks



Näotsakul on spetsiaalne sisseehitatud valgusfilter, mis tagab ohutu ja mugava kasutuse ülahuule, lõua ja põskhabeme piirkonnas. Seda saab kasutada ka muudes tundlikes kehapiirkondades nagu kaenlaalused ja muud raskesti ligipääsetavad kohad.

Bikiinipiirkonna otsak



Bikiinipiirkonna otsak eemaldab tõhusalt bikiinikarvad. Selles piirkonnas kasvavad karvad kipuvad olema tavaliselt kõvemad ja tihedamad kui säärtel.

Viis valgusenergia seadistust



Philips Lumeal on viis reguleeritavat valgusenergia seadistust, mis tagavad õrna, kuid efektiivse töötlemise. Korrekse kasutamise korral on Philips Lumea IPL-töötlus ohutu ja õrn ka tundlikul nahal ja/või kehaosadel.

Spetsifikatsioon

Kasutuspiirkonnad

Kehapiirkonnad: Jalad, Käsivarred, Köht, Bikiinipiirkond, Kaenlaalused

Näopiirkonnad: Lõug, Põskhabe, Ülahuul

Ohutus ja kohandatavad sätted

Integreeritud UV-filter: Kaitseb nahka UV-valguse eest

Viis valgusenergia sätet: Reguleeritav vastavalt nahatüübile

Integreeritud ohutussüsteem: Vältib tahtmatut välgutamist

Kasutusrežiim

Libista ja välguta: Mugavaks töötlemiseks

"Samm ja välgatus": Ebatasaste kohtade töötlemiseks

Juhtmega / juhtmeta kasutamine: Juhtmeta

Toide

Pinge: 100–240 V

Laadimisaeg: 100 minutit

Tööaeg: Vähemalt 370 välgutust

Tehnilised andmed

Suure jõudlusega lamp: Tekitab üle 140 000 välgutuse

Lisatarvikud

Kehakarvade eemaldamise tarvik (4 cm²):

Kasutamiseks allpool kaela

Bikiinipiirkonna otsak (2 cm²): Spetsiaalselt bikiinipiirkonna karvade eemaldamiseks

Näootsak (2 cm²): Ohutuks kasutamiseks näol

Teenindus

Garantii: 2-aastane ülemaailmne garantii

Komplektis olevad esemed

Kasutusjuhend: Kiirjuhend, Kasutusjuhend

Laadija: Mitmevoldiline laadija

Hoiundamine: Kott

Kasutusaeg

Sääreosa: 8 min

Kaenlaauk: 1 min

Bikiinijoon: 1 min

Näopiirkonnad: 1 min

