

PHILIPS

IPL - Tüy alma
cihazı

Lumea Prestige

3 akıllı başlık

Hassas bölgeler, vücut, yüz

SmartSkin sensörü ile

Kablosuz ve kablolu kullanım



BRI953/00



6 ay boyunca* tüylerden arınmış, pürüzsüz cildin
keyfini çıkarın

En iyi sonuçlar için tasarlanan akıllı başlıklar

Şimdiye kadarki en güçlü IPL cihazımız Philips Lumea Prestige, vücudunuzun kıvrımlarına göre tasarlanmıştır ve en kolay evde kullanım deneyimini sunar. Benzersiz kavisli ve akıllı başlıkları vücudunuzun kıvrımlarına mükemmel bir şekilde uyum sağlar. Bu sayede uygulama programları her bir vücut bölgenize uyumlu hale gelir.

Maksimum özgürlük, minimum uğraş

- SmartSkin sensörü ile
- Lumea IPL uygulaması her adımda yanınızda
- Yedek parça yok, ek masraf yok

Lumea IPL teknolojisiyle uzun süre pürüzsüz bir cilt


- Dermatologlarla birlikte geliştirilen, evde kullanıma yönelik uzman IPL teknolojisi
- Kablosuz veya kablolu kullanabilirsiniz
- Kanıtlanmış hassas ve etkili uygulama
- Birçok tüy ve cilt tipine uygundur
- Kişisel bir tüy alma deneyimi için SenseIQ teknolojisi

Vücut bölgeleriniz için profesyonel IPL uygulaması

- Akıllı aparatlar, her bir vücut bölgesine göre program ayarlar
- İçeride doğru kavisli tasarıma sahip vücut aparatı
- Ek filtreli hassas yüz aparatı


Özellikler

Lumea, tüylerin yeniden uzamasını engeller*




IPL, (Intense Pulsed Light) Yoğunlaştırılmış Atışlı Işık anlamına gelir. Philips Lumea, tüy köküne hassas ışık atışları uygulayarak kökü bir dinlenme aşamasına geçirir. Sonuç olarak, vücudunuzda uzayan tüylerin miktarı zaman geçtikçe azalır. Uygulamanın tekrarlanması cildinizi tüylerden arındırarak pürüzsüz ve yumuşak hale getirir. Tüylerin yeniden uzamasını önlemenizi sağlayan bu işlemin uygulanması, hassas bölgelerde bile güvenlidir. Philips Lumea, evinizin rahatlığında kolay ve etkili kullanım için klinik olarak test edilmiş ve dermatologlarla birlikte geliştirilmiştir.

Kanıtlanmış etki




Tarafsız araştırmalar, üç uygulamadan sonra tüylerde %92'ye kadar azalma olduğunu gösteriyor**. İlk dört uygulamayı iki haftada bir, sonraki sekiz uygulamayı ise dört haftada bir gerçekleştirin. 12 uygulamadan sonra altı ay boyunca pürüzsüz cildin keyfini çıkarabilirsiniz*.

Uygun tüy ve cilt tipleri



Philips Lumea Prestige birçok tüy ve cilt tipinde etkilidir. Çok beyaz ile koyu kahverengi arasındaki cilt tonlarında ve doğal koyu sarı, kahverengi ve siyah tüylerde etkilidir. IPL, tüy rengindeki pigment ile cilt tonundaki pigment arasında kontrast gerektirir. Bu nedenle (diğer IPL tabanlı uygulamalarda olduğu gibi) Lumea beyaz, gri, açık sarı veya kırmızı tüylerde uygulama için kullanılamaz. Çok koyu ciltler için de uygun değildir.

SenseIQ teknolojisi



Algılar. Lumea'nın SmartSkin sensörü, cilt tonunuzu algılar ve sizin için en uygun ışık ayarını gösterir. Uyum sağlar. Akıllı başlıklar, tüm vücut bölgelerine uygun olarak hazırlanan programları uyarlar. Bakım yapar. Hassas bölgelerde bile nazik ve uzun ömürlü tüy alımı için*** dermatologlarla birlikte geliştirildi ve sizden ilham aldı.

Vücut bölgelerinde uygulama



Vücudunuz benzersizdir. Cildiniz, kıvrımlarınız ve vücudunuzun konturları da öyle. Lumea tüm vücut aparatları, her kıvrıma uyacak şekilde

geliştirilmiştir ve her bir vücut bölgesine göre program ayarlar. Uygulama pencereleri, ışığın kaçmaması için cildinizle teması maksimuma çıkaracak şekilde tasarlanmıştır. Böylece narın ve hassas bölgelerde bile etkili, nazik uygulamalar yapabilirsiniz.

Vücut aparatı



Akıllı vücut aparatı en geniş uygulama penceresine sahiptir (4,1 cm²). Bu sayede bacaklar, kollar ve karn bölgesi gibi daha geniş vücut bölgelerinde hızlı bir uygulama için mükemmeldir. İçeride doğru kavimli tasarım, vücudunuzun kıvrımlarını takip ederek maksimum cilt teması sağlar. Bu aparatı taktığınızda ilgili vücut bölgeniz için özel bir program ayarlanır. Kadınların %83'ü bacaklarındaki tüy azalmasından memnun kalmıştır****.

Yüz başlığı



Yüz aparatı, yüzünüzdeki tüyleri etkili bir şekilde yok etmek için küçük, düz, 2 cm² bir penceresi olacak şekilde tasarlanmıştır. Dudak üstü, çene veya çene çizgisinde kullanım için ideal olan başlık, iç kısımda entegre filtreye sahiptir. Akıllı aparat cihaza eklendiğinde ışık uygulamasını otomatik olarak yüzünüz için ayarlar. Kadınların %84'ü, yüzlerindeki tüy azalmasından memnun kalmıştır****.

Teknik Özellikler

Aparat teknik özellikleri

Body treatment attachment: Pencere boyutu: 4,1 cm², Şekil: Dışbükey kıvrımlı, Vücuda özel uygulama

Face treatment attachment: Şekil: Düz,

Pencere boyutu: 2 cm², ekstra filtre, Yüze özel uygulama

Hassas uygulama başlığı: Şekil: İçbükey kıvrımlı, hassas, Pencere boyutu: 3 cm², Koltuk altlarına özel uygulama, Bikini bölgesine özel uygulama

Uygulama alanları

Vücut alanları: Kollar, Bacaklar, Kann

Yüz alanları: Çene, Dudak üstü, Favoriler

Sensitive areas: Koltuk altları, Bikini bölgesi

Güvenlik ve değiştirilebilir ayarlar

Entegre UV filtresi: Cildi UV ışınlarına karşı korur

5 ışık enerjisi ayarı: Cilt tipinize göre ayarlanabilir

Entegre güvenlik sistemi: İstenmeyen atışları önler

Cilt Tonu sensörü: Cilt tonunuzu algılar

SmartSkin sensor: İsteğe uygun ayarlama

Uygulama modu

Slayt ve Flash: Hızlı uygulama için

Kablolu / kablosuz kullanım: Kablosuz ve kablolu kullanım

Damga ve Flaş: Küçük bölgelerde uygulama için

Güç

Gerilim: 100-240 V

Teknik özellikler

High performance lamp: 250.000'den fazla ışık atışı gönderir

Servis

Garanti: Dünya çapında 2 yıl garanti

Dahil olan ürünler

Kullanım için talimatlar: Kullanım kılavuzu

Depolama: Şık saklama kılıfı

Adaptör: 19,5 V / 4000 mA

Uygulama süresi

Armpit: 2,5 dk

Bikini line: 2 dk

Yüz alanları: 1,5 dk

Lower legs: 8,5 dk

