

PHILIPS



Reconditionné Épilateur à lumière pulsée

Lumea Prestige

Avec technologie SenseIQ

Aisselles, maillot, corps, visage

Avec capteur SmartSkin

Fonctionne sans fil et sur secteur



BRI956/00R1

Une peau lisse pendant 6 mois*

4 embouts intelligents, pour des résultats optimaux

Le Philips Lumea Prestige avec technologie SenseIQ est le plus efficace de nos épilateurs à lumière pulsée. Conçu pour une utilisation pratique à domicile, il est équipé d'accessoires intelligents qui épousent parfaitement vos courbes et adaptent les programmes d'épilation à chaque zone de votre corps.

Doux et efficace pour une peau lisse pendant longtemps

- Des résultats rapides avec une séance toutes les 2 semaines
- Avec ou sans fil pour plus de commodité
- Développé en collaboration avec des dermatologues pour assurer simplicité et efficacité

Une solution complète pour le visage et le corps

- Une solution complète pour le visage et le corps avec 4 accessoires intelligents
- Convient à la plupart des types de peau et de poils

Épilateur à lumière pulsée Lumea reconditionné

- Mêmes résultats, meilleur pour l'environnement

Épilation personnalisée à lumière pulsée

- Douceur et confort avec la technologie SenseIQ
- Optimisez votre routine de soins avec l'application Philips Lumea IPL

Points forts

Épilateur à lumière pulsée Lumea reconditionné



Nous avons à cœur de recycler les produits retournés et de leur donner une seconde vie, car les matériaux et les pièces que nous utilisons pour les produire ont un impact considérable en termes de CO2. Faire le choix d'un appareil reconditionné plutôt que neuf réduit l'empreinte carbone de 75 %***.

4 accessoires intelligents

Les accessoires spécialement conçus s'adaptent parfaitement aux courbes du corps et déclenchent les programmes les plus efficaces pour chaque partie du corps lorsqu'ils sont connectés. Visage : conception plate et petite fenêtre avec filtre UV. Corps : conception incurvée vers l'intérieur et grande fenêtre. Maillot et aisselles : conception courbée vers l'extérieur pour les zones difficiles d'accès.

Application Philips Lumea IPL

Notre application d'apprentissage gratuite vous aide à organiser et à respecter votre programme de séances, puis vous guide étape par étape à chaque séance. Téléchargée par plus de 2,1 millions d'utilisateurs.

Développé en étroite collaboration avec des experts



En tant que leader dans le domaine des technologies de soins de santé, Philips a développé l'épilateur à lumière pulsée Lumea IPL en collaboration avec des dermatologues, de manière à permettre un usage domestique facile et efficace. Dérivé de la technologie utilisée pour les épilations en instituts, le Lumea IPL permet une épilation douce, même sur les zones sensibles.

Des résultats rapides avec 2 séances par mois

Commencez par la phase initiale : 4 séances, à raison d'une séance toutes les 2 semaines. Cela représente deux fois moins de séances qu'avec d'autres marques ! Ensuite, faites des retouches mensuelles pour conserver les résultats.

Technologie SenseIQ



L'épilateur Lumea Prestige offre cinq niveaux d'intensité lumineuse faciles à régler. Notre capteur SmartSkin détermine votre teint de peau

et vous aide à trouver le réglage le plus adapté. Les accessoires intelligents adaptent l'épilation à chaque zone du corps.

Avec ou sans fil pour plus de commodité

Le Philips Lumea est conçu pour être pratique et facile à utiliser. Utilisez l'appareil branché sur le secteur pour épiler rapidement de grandes zones du corps, comme les jambes. Le mode sans fil sur batterie vous permet d'épiler avec précision les zones difficiles d'accès.

Pour la plupart des types de peau et de poils



La technologie de lumière pulsée nécessite un contraste entre la pigmentation du poil et de la peau. Elle fonctionne donc sur les poils naturellement blond foncé, bruns et noirs et sur les teints de peau clairs à foncés (I-V).

Caractéristiques

Caractéristiques techniques des accessoires

Accessoire corps: Forme : convexe, Taille de la fenêtre : 4,1 cm², Utilisation adaptée au corps : jambes, bras et ventre

Accessoire visage: Forme : plate, Taille de la fenêtre : 2 cm², filtre supplémentaire, Utilisation adaptée au visage : lèvre supérieure, menton et mâchoire

Embout pour le traitement du maillot: Forme : concave, Taille de la fenêtre : 3 cm², filtre supplémentaire, Utilisation adaptée aux zones sensibles du maillot

Embout pour le traitement des aisselles: Forme : concave, Taille de la fenêtre : 3 cm², Utilisation adaptée aux aisselles

Sécurité et paramètres réglables

Filtre UV intégré: Protège votre peau des rayons UV

5 réglages d'intensité lumineuse: S'adapte à

vos différents types de peau

Système de sécurité intégré: Évite les flashes accidentels

Capteur SmartSkin: Indication de réglage adaptée à la demande

Mode d'application

Flash Continu & Manuel: Pour une utilisation rapide

Flash & Manuel: Pour une utilisation sur les petites zones

Utilisation avec ou sans fil: Fonctionne sans fil et sur secteur

Spécificités techniques

Lampe haute performance: Conçu pour durer, 450 000 flashes, ce qui équivaut à une durée de vie de la lampe de 39 ans**

Entretien

Garantie: Garantie mondiale de 2 ans + 1 année supplémentaire de garantie si vous enregistrez le produit dans les 90 jours après l'achat

Accessoires inclus

Conditions d'utilisation: Mode d'emploi

Rangement: Trousse de rangement

Adaptateur: 19,5 V / 4 000 mA

Durée d'utilisation

Aisselles: 2,5 min

Maillot: 2 min

Parties du visage: 1,5 min

Demi-jambes: 8,5 min

