

PHILIPS

IPL uređaj za uklanjanje
dlačica sa tehn. SenseIQ

Lumea IPL Prestige

Senzor SmartSkin

2 inteligentna dodatka: telo, lice

Lumea IPL aplikacija

Bežična i žična upotreba

BRI950/00



Bežična lakoća, personalizovani tretman sa tehnologijom SenseIQ Uživajte u 12 meseci glatke kože bez dljučica*

Uživajte u personalizovanom tretmanu bez muke sa bežičnom verzijom našeg najbržeg uređaja Lumea IPL. Tehnologija SenseIQ sa pametnim dodacima i saveti aplikacije Lumea IPL pružice vam dugotrajno glatku kožu.

Nežan i efikasan za dugotrajno glatku kožu

- Tretirajte područja samo 2 puta mesečno za brze rezultate
- Jedini aparat Lumea sa bežičnim varijantom
- Razvijen sa dermatolozima kako bi bio efikasan i lak za upotrebu

Sveobuhvatno rešenje za lice i telo

- Sveobuhvatno rešenje za lice i telo uz 2 pametna dodatka
- Pogodan za većinu nijansi kože i boja kose

Personalizovani tretman uklanjanja dljučica uz IPL

- Nežno i udobno uz tehnologiju SenseIQ
- Pratite rutinu tretmana pomoću aplikacije Philips Lumea IPL


Važne karakt.

2 pametna dodatka




Posebno dizajnirani dodaci savršeno prate oblik vašeg tela i aktiviraju najefikasnije programe za svaki deo tela kada su povezani. Lice: ravan dizajn sa prozorčićem sa UV filterom. Telo: zakrivljen ka unutra sa velikim prozorom.

Philips Lumea IPL aplikacija



Naša besplatna aplikacija za obuku pomaže vam da isplanirate rutinu tretmana i da se pridržavate rasporeda tretmana, te vas vodi kroz svaku sesiju korak po korak. Aplikaciju je preuzelo više od 2,1 miliona korisnika.

Razvijeno sa dermatolozima



Kao lider na polju zdravstvene tehnologije, kompanija Philips je razvila aparat Lumea IPL u saradnji sa dermatolozima za laku i efikasnu

potrebu u sigurnosti vašeg doma. Izveden iz tehnologije koja se koristi u profesionalnim salonima, aparat Lumea IPL nudi nežan tretman, čak i na osetljivim područjima.

2 puta mesečno za brze rezultate



Svake 2 nedelje za početak – to je upola manje tretmana nego kod drugih brendova. Nakon toga sledi doterivanje samo jednom mesečno. Pokrivanje obe potkolenice traje 8,5 minuta.

Tehnologija SenseIQ



Aparat Lumea Prestige ima pet lako podešivih podešavanja svetla. Naš senzor SmartSkin učitava ton vaše kože i pomaže vam da pronađete najugodniju postavku. Inteligentni dodaci prilagođavaju tretman svakom delu tela.

Bežično, ukoliko želite



Za dodatnu praktičnost, aparat Lumea Prestige je naš jedini IPL uređaj sa bežičnim radom, što čini još lakšim da sa preciznošću dosegnete bilo gde i koristite ga na bilo kom mestu.

Za većinu tipova kože i kose



IPL zahteva kontrast između pigmenta u boji dlačica i pigmenta u boji kože, stoga funkcioniše dobro za prirodno tamnoplavu kosu, smeđu i crnu kosu, kao i na nijansama kože od svetle do tamno smeđe (I–V).

Specifikacije

Tehničke specifikacije dodataka

Dodatak za tretman tela: Oblik: ispuščen, Veličina prozora: 4,1 cm², Prilagođeni tretman tela: noge, ruke i stomak

Dodatak za tretman lica: Oblik: ravan, Veličina prozora: 2 cm², dodatni filter, Prilagođeni tretman lica: nausnice, brada i linija vilice

Bezbednosne i prilagodljive postavke

Integrirani UV filter: Štiti kožu od ultraljubičaste svetlosti

5 postavki svetlosti: Prilagodljivo tipu kože

Ugrađeni bezbednosni sistem: Sprečite slučajno blicanje

Senzor SmartSkin: Prava podešavanja kad poželite

Režim korišćenja

Klizanje i blicanje: Za brzu primenu

Na baterije / preko kabla: Bežična i žična upotreba

Prislanjanje i blicanje: Za tretman malih područja

Tehničke specifikacije

Tip baterije: Punjiva baterija

Napon: 100-240 V

Lampa visokih performansi: Dizajniran da dugo traje, pruža 450.000 bljesaka, što je jednako 39 godina radnog veka lampe**

Servis

Garancija: 2 godine garancije širom sveta + 1 dodatna godina garancije posle registracije proizvoda u roku od 90 dana

Predmeti koji se isporučuju

Uputstva za upotrebu: Kompletan korisnički priručnik

Skladištenje: Luksuzna torbica

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Vreme primene

Pazuhi: 2,5 min

Bikini zona: 2 min

Delovi lica: 1,5 min

Potkolenice: 8,5 min

