

# PHILIPS

## IPL – 脉冲光脱毛仪

### Lumea Prestige

采用 SenseIQ 智能微感应科技  
腋下、比基尼区域、身体、面部  
附带 SmartSkin 肤色传感器  
有线、无线均可使用



BRI956/80

## 让肌肤享受 6 个月的丝般柔滑好时光\*

### 4 款智能附件 – 获得理想效果

飞利浦 Lumea Prestige 采用 SenseIQ 智能微感应科技，是目前飞利浦较为有效的 IPL。专为在家中便利照射而设计，Lumea 的智能附件可充分贴合每条身体曲线，并且会根据每个身体部位调整照射程序。

#### 灵活自如，省心省力

- 不需要替换部件，无隐性花费
- Lumea IPL 应用程序。为您的每一步操作提供帮助
- 附带 SmartSkin 肤色传感器

#### 借助 Lumea IPL 技术，让肌肤持久柔滑


- 采用家庭专业 IPL 技术，与皮肤科专家合作开发
- 无绳和有绳均可使用
- 经验证，可轻柔高效地照射
- 适合各类毛发和皮肤类型
- SenseIQ 智能微感应科技。带来个性化脱毛体验。

#### 专业 IPL 照射，可根据您的身体部位进行调整

- 比基尼部位附件，具有轻盈过滤网
- 身体部位附件，采用弧形设计
- 腋下部位附件采用外凹弧形设计
- 智能附件针对每个身体部位采用程序


## 产品亮点

### Lumea 可抑制毛发再生\*




IPL 表示强脉冲光。飞利浦 Lumea 以柔和的光脉冲深入照射毛发根部，从而使毛囊进入休眠期。如此一来，您的毛发量会逐渐减少。重复照射可使您的肌肤美丽柔滑且触感光滑。即使在敏感部位，照射也可安全而柔和地抑制毛发再生。飞利浦 Lumea 经临床验证且与皮肤科专家合作开发，便于您在舒适的家中轻松、高效地照射。

### 实验表明，效果出众




客观研究表明在照射 3 次后即可减少高达 92% 的毛发\*\*。对于最初的四次照射，每两周进行一次；对于接下来的八次照射，每四周进行一次。照射 12 次后，您可以让肌肤享受 6 个月的丝般柔滑好时光\*。

### 适合的毛发和皮肤类型



飞利浦 Lumea Prestige 能高效地处理各类毛发和皮肤类型。它适用于深金色、褐色和染黑的发色，及十分白到深褐色范围内的肤色。IPL 在发色颜色与肤色颜色之间需要达到一个高对比效果（与其他基于 IPL 的照射产品一样），因此，Lumea 不适合灰白、浅金色或红色毛发。也不适合肤色十分深的皮肤。

### SenseIQ 智能微感应科技



感应。Lumea SmartSkin 传感器可检测您的肤色，并指示舒适的光线设置。适应。智能附件会根据每个身体部位调整照射程序。护理。与皮肤科专家共同研制，从您那里汲取灵感，带来轻柔、持久的脱毛效果，即使是在敏感部位\*\*\*。

### 照射身体部位



您的身体是独一无二的。身体的皮肤、曲线和轮廓也应该特别对待。Lumea 的全身附件完美贴合每个曲线，并且会根据每个身体部位自行调整程序。照射窗口旨在尽力接触您的皮肤，以确保照射灯光不会漏出，从而为纤细或敏感的部位营造高效轻柔的照射体验。

### 腋下部位附件



智能腋下部位附件采用匠心设计，旨在照射难以触及的腋下部位。它采用中等大小设计，带有一个 3 平方厘米的窗口。将此附件安装在设备上时，它会采用专为腋下区域专门设计的程序。86% 的女性对于腋下区域的毛发减少情况感到满意\*\*\*\*。

### 比基尼部位附件



将智能比基尼部位附件安装在设备上时，它会采用专为此部位设计的程序。它采用经过优化的 3 平方厘米窗口，同时搭配透明过滤网，为您营造舒适感受。曲线设计贴合身体曲线，提升接触面积，缔造高效舒适的使用体验。78% 的女性对于比基尼区域的毛发减少情况感到满意\*\*\*\*。

### 身体部位附件



智能身体部位附件具有大照射窗口（4.1 平方厘米），因此它非常适合于快速照射腿部、手臂和腹部等大面积身体部位。弧形设计紧密贴合您的身体轮廓，可有效提升皮肤接触面积。将此附件安装在设备上时，它会采用专门为身体部位设计的程序。83% 的女性对于腿部区域的毛发减少情况感到满意\*\*\*\*。

### 面部部位附件



面部附件采用匠心设计，设计有一个小巧平整的 2 平方厘米的窗口，因此您可以高效、轻柔地照射面部毛发。该附件是嘴唇上方、下巴或下颌的理想之选，也拥有额外的集成式内置过滤网。添加到设备时，智能附件可自动调节照射到面部的光线。84% 的女性对于面部区域的毛发减少情况感到满意\*\*\*\*。

# 规格

## 技术规格附件

**身体治疗附件:** 窗口大小: 4.1 平方厘米, 形状: 凸曲, 针对身体的定制照射

**面部治疗附件:** 窗口大小: 2 平方厘米, 额外滤光器, 形状: 平直, 针对面部的定制照射

**腋下治疗附件:** 窗口大小: 3 平方厘米, 形状: 凹曲, 针对腋下的定制照射

**比基尼治疗附件:** 形状: 凹曲, 窗口大小: 3 平方厘米, 额外滤网, 针对比基尼区域的定制照射

## 应用领域

**身体区域:** 手臂, 腿部, 腹部

**敏感区域:** 腋下, 比基尼区域

**面部区域:** 下巴, 嘴唇上方, 下颌轮廓

## 安全性和可调节设置

**集成紫外线滤光器:** 防止皮肤受到紫外线伤害

**5 种光能设置:** 可根据您的皮肤类型进行调节

**集成式安全系统:** 防止意外闪光

**肤色传感器:** 检测肤色

**SmartSkin 传感器:** 按需求进行适当设置

## 照射模式

**滑动和闪光:** 适合快速应用

**有线/无线使用:** 有线、无线均可使用

**重压和闪烁:** 适于照射面积小的部位

## 功率

**电压:** 100-240 伏

## 技术规格

**高性能灯:** 提供 25 万多次闪光\*\*\*\*\*

## 服务

**保修:** 2 年全球保修

## 包含

**使用说明书:** 用户手册

**存储:** 精美旅行软袋

**适配器:** 19.5 伏/4000 毫安

## 照射时间

**腋下:** 2.5 分钟

**比基尼线:** 2 分钟

**面部区域:** 1.5 分钟

**小腿:** 8.5 分钟

