

PHILIPS

IPL-
Haarentfernungsgerät

Lumea IPL 7000
Series

5 manuell einstellbare
Intensitätsstufen

2 Aufsätze: Körper, Gesicht

Lumea IPL App

Verwendung mit Kabel

BRI922/00



Sanft, glatt und langanhaltend

Genießen Sie bis zu 12 Monate seidig glatte Haut*

Lumea IPL Advanced bietet mit speziellen Aufsätzen für jeden Körperbereich und der Lumea IPL App effektive und lang anhaltende Ergebnisse. Kabelgebunden.

Sanft und effizient für langanhaltend glatte Haut

- Schnelle Ergebnisse mit Behandlungen nur alle zwei Wochen
- Entwickelt in Zusammenarbeit mit Dermatologen
- Extralanges Kabel für mehr Flexibilität während der Behandlung

Komplettlösung für Gesicht und Körper

- Komplettlösung für Gesicht und Körper mit 2 Aufsätzen
- VisaPure Mini-Gesichtsreinigungsbürste enthalten
- Geeignet für viele Haar- und Hauttypen

Individuelle IPL-Haarentfernung

- Hauttensensor und 5 Intensitätsstufen
- Optimieren Sie Ihre Behandlungsroutine mit der Philips Lumea IPL-App.

Lumea IPL 7000 Series

IPL-Haarentfernungsgerät

Besonderheiten

Schnelle Ergebnisse durch 2x im Monat durchgeführte Behandlung



Beginnen Sie mit 4 Behandlungsphasen nur alle zwei Wochen während der Anfangsphase – das sind nur halb so viele Behandlungen im Vergleich zu anderen Marken. Fahren Sie dann mit monatlichen Auffrischungsphasen fort, um das Ergebnis beizubehalten.

Skin Tone Sensor



Wählen Sie aus fünf Intensitätsstufen, die eine komfortable Behandlung ermöglichen. Der Hauttonsensor verhindert die Behandlung von Hautbereichen, die für eine IPL-Behandlung zu dunkel sind.

Extralanges Kabel



Dank besonders langem Kabel ist eine komfortable und flexible Behandlung verschiedener Körperbereiche möglich.

2 dedicated attachments



Verschiedene Aufsätze für Körper und Gesicht ermöglichen selbst in empfindlichen Bereichen eine sanfte, schnelle und präzise Haarentfernung. Der Aufsatz für das Gesicht sorgt durch einen integrierten Lichtfilter für eine präzise Behandlung.

Mit Dermatologen entwickelt



Als ein führender Anbieter in der Gesundheitstechnologie hat Philips in Zusammenarbeit mit Dermatologen Lumea IPL

BRI922/00

entwickelt – zur einfachen und effektiven Verwendung zu Hause. Dank der Technologie aus professionellen Schönheitssalons bietet Lumea IPL eine sanfte Behandlung, selbst in empfindlichen Bereichen.

Philips Lumea IPL-App



Unsere kostenlose Coaching-App hilft Ihnen, einen Behandlungsplan zu erstellen und einzuhalten und führt Sie schrittweise durch jede Sitzung. Von über 2,1 Millionen Benutzern heruntergeladen.

VisaPure Mini Gesichtsbürste

Für Ihre vollständige Beauty-Routine: Die VisaPure Mini-Gesichtsbürste ist ein kompaktes Gerät zur einfachen Reinigung für sichtbar frische und weiche Haut.

Für viele Haut- und Haartypen



IPL benötigt einen Kontrast zwischen dem Pigment in der Haarfarbe und dem Pigment im Hautton und funktioniert daher bei natürlich dunkelblondem, braunem und schwarzem Haar und hellen bis mittelbraunen Hauttönen (I-IV).

Daten

Technische Daten der Aufsätze

Körperaufsatz: Größe des Behandlungsfensters: 4,0 cm², Behandlung folgender Körperbereiche: Beine, Arme, Bauch und Unterarme

Aufsatz für das Gesicht: Größe des Behandlungsfensters: 2 cm², zusätzlicher Filter, Behandlung des Gesichts: Oberlippe, Kinn und Kieferpartie

Sicherheit und anpassbare Einstellungen

Integrierter UV-Filter: Schützt die Haut vor UV-Licht

5 Lichtenergieeinstellungen: An Ihren Hauttyp anpassbar

Integriertes Sicherheitssystem: Verhindert unbeabsichtigte Lichtimpulse

Anwendungsmodus

Schieben und blinken: Für eine schnelle Anwendung

Stempel und Blitz: Für die Behandlung kleiner

Bereiche

Schnurgebundene / schnurlose Verwendung: Verwendung mit Kabel

Leistung

Verwendung mit Kabel

Technische Daten

Hochleistungslampe: Langlebiges Produkt mit 250.000 Lichtimpulsen – entspricht einer Lampen-Lebensdauer von 20 Jahren**

Stromspannung: 100 bis 240 V

Aufsätze

Körperaufsatz (4 cm²): Für den Gebrauch unterhalb des Halses

Aufsatz fürs Gesicht (2 cm²): Für den Gebrauch unterhalb der Augen

Bedienung

Gewährleistung: 2 Jahre Gewährleistung und 1 weiteres Jahr Gewährleistung bei Produktregistrierung innerhalb von 90 Tagen

Artikel enthalten

Gebrauchsanweisung: Bedienungsanleitung

Lager: Kosmetiktasche

Adapter: 24 V/1500 mA

Zubehör: Reinigungstuch

Anwendungszeit

Bikini: 4 Min.

Unterschenkel: 15 Min.

Unterarme: 2,5 Min.

Bikinizone: 4 Min.

Gesichtsbereiche: 2 Min.

VisaPure Mini Gesichtsreinigungsbürste

Anwendungsbereiche: Gesicht und Hals

Benutzerfreundlichkeit: Kabellos, Wasserfest, 1 Geschwindigkeitseinstellung

Artikel enthalten: Bürstenkopf für normale Haut, Netzadapter

Zubehör: Bürstenkopf für normale Haut, Netzadapter

Leistung: Netzadapter

