

PHILIPS

Фотоепилатор за обезкосмиване

Philips Lumea 7000 Series

5 ръчни настройки на интензивност

2 приставки: за тяло и лице

Приложение Lumea IPL

Използване със захранване от ел. мрежа

BRI921/00



Страхотни резултати, страхотно съотношение цена-качество

Насладете се на гладка кожа без косъмчета до 12 месеца*

С нашия фотоепилатор Lumea серия 7000 получавате гладка кожа без косми. Третирането е нежно и ефективно с приставки за всяка зона на тялото.

Нежен и ефективен за дълготрайно гладка кожа

- Третирайте само 2 пъти на месец за бързи резултати
- Разработен с помошта на дерматолози, за да бъде лесен и ефективен
- Изключително дълъг кабел за допълнителна гъвкавост при третиране

Пълно решение за лицето и тялото

- Пълно решение за лицето и тялото с 2 приставки
- Доставя се с тример тип „писалка“ Satin Compact
- Подходящ за широка гама тонове на кожата и цветове на косъма

Персонализирано третиране с IPL обезкосмиване

- Сензор за тон на кожата и 5 настройки на интензитета
- Оптимизирайте процедурите си с приложението Philips Lumea IPL

Акценти

2 пъти на месец за бързи резултати



На всеки 2 седмици като начало – това е половината от третиранията с други марки. Следват леки корекции само веднъж месечно. Това е всичко. Минаването на долните части на двета крака отнема 15 минути.

Сензор за цвят на кожата



Изберете от 5 настройки на интензитета за удобно използване. Сензорът за тон на кожата ви предпазва от третиране на зони от кожата, които са прекалено тъмни за третиране с IPL.

Изключително дълъг кабел



Удобен за използване благодарение на изключително дългия кабел за лесен достъп и подобрена маневреност.

2 специални приставки



Различни приставки за третиране на тялото и лицето със скорост и прецизност за нежна употреба дори за чувствителните зони. Приставката за лице има вграден светлинен филър за прецизно третиране.

Разработено с помощта на дерматолози



Като лидер в областта на здравните технологии, Philips разработи Lumea IPL в консултация с дерматолози – за лесно и ефективно използване в безопасността на Вашия дом. Благодарение на технологията, използвана в професионалните салони, Lumea IPL предлага нежно третиране – дори и на чувствителни зони.

Приложение Philips Lumea IPL



Нашето бесплатно приложение за насоки ви помага да планирате и да се придържате към графика си за третиране, след което ви ръководи стъпка по стъпка при всяка сесия. Изтеглено от повече от 2,1 милиона потребители.

Пример тип писалка Satin Compact



Завършете своя ритуал за красота: тримерът тип писалка Satin Compact е дискретен инструмент за разкрасяване, докато сте в движение, за бързо и лесно премахване дори на най-фините косми по лицето.

За много типове кожа и косми



Suitable skin tones



Suitable body hair colors

IPL се нуждае от контраст между пигмента в цвета на косъма и пигмента в тона на кожата, поради което е ефективен при естествено тъмнорус, кафяв и черен косъм и при тонове на кожата от светла до умерено тъмна (I – IV).

Спецификации

Безопасност и регулируеми настройки

Вграден UV филър: Предпазва кожата от UV светлината

5 настройки за светлинната енергия: Регулируеми според вашия тип кожа

Вградена система за безопасност: Предотвратява случайното генериране на импулс

Режим на приложение

Пълзгане и импулс: За бързо приложение

Прилагане и импулс: За третиране на малки зони

Употреба с кабел/без кабел: Използване със захранване от ел. мрежа

Пример тип писалка

Аксесоари: Гребен за вежди, Четка за почистване

Лесна употреба: Компактна дръжка

Захранване: Батерия AAA

Захранване

Използване със захранване от ел. мрежа

Технически спецификации

Лампа с високи работни характеристики: Създаден, за да издръжи, осигурява 250 000 импулса, еквивалентни на 20 години живот на лампата**

Напрежение: 100 – 240 V

Приставки

Приставка за тяло (4 кв.см): Използва се от врата надолу

Приставка за лице (2 см²): За използване под очите

Сервизно обслужване

Гаранция: 2-годишна гаранция + 1 допълнителна година гаранция при регистрация на продукта в рамките на 90 дни

Включени артикули

Инструкции за употреба: Ръковод. за потребителя

Съхранение: Козметична чантичка

Адаптер: 24V / 1500mA

Аксесоар: Кърпичка за почистване

Продължителност на процедурата

Бикини линия: 4 мин

Долна част на крака: 15 мин

Долна част на ръцете: 2,5 мин

Бикини линия: 4 мин

Зони на лицето: 2 мин

Технически характеристики на приставките

Приставка за тяло: Прозорец с размер: 4,0 см², Третиране на тялото: крака, ръце, стомах и подмишници

Приставка за лице: Прозорец с размер: 2 см², допълнителен филър, Третиране на лицето: горна устна, брадичка и челюст

