

PHILIPS

IPL-hårborttagningssystem:
presentutgåva

Lumea Essential

För användning endast på
kroppen

15 minuter för att behandla
underbenen

Livslängd <gt/>100 000
ljuspulser

Extra lång sladd



Product Picture

SC1991/04



Förhindra håråterväxt

För len hud varje dag

Philips Lumea IPL-hårborttagningssystem gör underverk och förhindrar håråterväxt på kroppen. Milda ljuspulser håller huden silkeslen varje dag. Presentutgåva: ladyshaver för behandling innan IPL-behandlingen ingår.

Lättanvänd

- Inga reservdelar, inga dolda kostnader
- Förbered dig på IPL-behandlingen med den EXTRA-rakapparaten.

Varaktig mjukhet

- Len hud varje dag
- Effektivt utan ansträngning

Hårborttagning med IPL-teknik

- Anpassad för säkert hemmabruk

Säker, snabb och effektiv på kroppen

- Tillbehör för kroppen: snabb behandling (15 min. för båda underbenen)
- Justerbar för din hudtyp
- För användning på kroppen
- Fem justerbara ljusenergiinställningar

Funktioner

Len hud varje dag



Philips Lumea tillämpar lätta ljuspulser på hårroten. På så sätt faller håret av naturligt och återväxten förhindras. Om du regelbundet upprepar behandlingen håller du huden len varje dag.

Effektivt utan ansträngning

Våra kliniska studier visar en betydande hårminskning redan efter fyra behandlingar varannan vecka. Behandlingen ger dig en len och hårfri hud. För att bibehålla resultatet upprepar du bara behandlingen vid behov. Behandlingsintervallet kan variera beroende på just din takt för håråterväxt.

IPL-teknik



Philips Lumea använder en innovativ ljusbaserad teknik som kallas IPL (Intense Pulsed Light) och har utvecklats från teknik som används i professionella skönhetsalonger. Philips har anpassat tekniken för säkert och effektivt hemmabruk. Philips har haft ett nära samarbete med ledande dermatologer för att utveckla det här banbrytande hårborttagningssystemet. I över 10 år har vi gjort utförliga kundundersökningar med mer än 2 000 frivilliga.

Stort tillbehör för kroppen, 4 cm²



Stort tillbehör för kroppen möjliggör en snabb behandling på större områden, till exempel benen.

Lämpliga hår- och hudtyper

Vello y tipos de piel adecuados / Tipos de pelo e pele adequados							
Tono de piel / Tom de pele		1	2	3	4	5	6
Escala de vello corporal / Escala de pelo	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Puede utilizar este producto / Este producto é adequado para si		✗	✗	✗	✗	✗	✗
Este producto no es seguro ni adecuado para su tono de piel y tipo de vello / Este produto não é adequado nem seguro para o seu tom de pele e a cor do seu pelo		✗	✗	✗	✗	✗	✗


Philips Lumea fungerar effektivt på (naturligt) mörkblont, brunt och svart hår. Som med andra ljusbaserade behandlingar fungerar Philips Lumea INTE på rött, ljusblont eller vitt/grått hår. Philips Lumea lämpar sig heller INTE för mörk hud.

Tillämpningsområden



Du kan behandla och ta bort hår på kroppsdelar nedanför halsen: benen, under armarna, bikinilinjén, armarna och magen.

5 lampenergiinställningar



Philips Lumea har fem justerbara ljusenergiinställningar för att garantera en skonsam men effektiv behandling. Vid korrekt användning är Philips Lumeas IPL-behandling säker och skonsam, även på känslig hud och känsliga kroppsdelar.

Inga reservdelar krävs

Philips Lumea är en komplett lösning som levereras körklar. Framförallt krävs inga reservlampor eller någon gel.

Presentföremål: ladyshaver



Förbered dig på IPL-behandlingen med den EXTRA-rakapparaten. Med Philips kompakta ladyshaver kan du raka dig överallt på kroppen snabbt och enkelt. Du kan använda den i duschen och i torra förhållanden när det passar dig. Kompakt och batteridrivna.

Specifikationer

Tillämpningsområden

Områden på kroppen: Armar, Ben, Mage, Bikini, Under armarna

Säkerhet och justerbara inställningar

Integrerat UV-filtrer: Skyddar din hud från UV-ljus

5 ljusenergiinställningar: Justerbar för din hudtyp

Integrerat säkerhetssystem: Förhindrar oavsiktliga ljussignaler

Programläge

Applicera och blinka: För behandling på kurviga områden

Användning med eller utan sladd: Med sladd

Effekt

Spänning: 100–240 V

Tekniska specifikationer

Lampa med höga prestanda: Producerar <gt/> 100 000 ljussignaler

Tillbehör

Tillbehör för kroppsbehandling (4cm²): För användning nedanför halsen

Service

Garanti: 2 års global garanti

Artiklar som ingår

Bruksanvisning: Snabbstartguide,

Användarhandbok

Förvaring: Fodral

Adapter: 24 V/1500 mA

Appliceringstid

Underben: 8 min

Armhåla: 1 min

Bikiniinje: 1 min

