

PHILIPS

IPL plaukų šalinimo sistema

Lumea Precision Plus

Skirta kūnui, veidui ir bikinio sričiai

15 min. procedūra blazdoms

Naud. trukmė <gt/>140 000 šviesos impulsų

Belaidis



SC2008/11



Puikus būdas, kuris neleidžia plaukams ataugti švelni oda namų sąlygomis

„Philips Lumea“ IPL yra veiksmingiausias belaidis IPL prietaisas, kuris neleidžia plaukams ant veido ir kūno odos vėl ataugti. Reguliariai naudojami švelnūs šviesos impulsai išlaiko odą švelnią kiekvieną dieną.

Ilgai trunkantis švelnumas

- Kasdien džiaukitės glotnia oda
- Veiksminga be pastangų

Plaukų šalinimas naudojant IPL technologiją

- Pritaikytas saugiai naudoti jūsų namų komforte
- Tinka daugeliui įvairių plaukų ir odos tipų

Švelnus ir veiksm. kūno, veido ir bikinio srit. plaukų šalinimas

- Saugus ir veiksmingas net jautriose vietose
- Didesnis kūno priedas padės greičiau atlikti procedūrą
- Saugus priedas veido plaukams šalinti
- Specialus priedas bikinio srities plaukams šalinti
- Penki reguliuojami šviesos energijos nustatymai

Maksimali laisvė, minimalūs rūpesčiai

- Belaidis patogumas
- Nereikia keičiamųjų dalių, nėra netikėtų išlaidų

Ypatybės

Ilgai trunkantis švelnumas



„Philips Lumea“ skleidžia švelnius šviesos impulsus į plauko šaknį. Dėl to plaukai natūraliai iškrinta, o plauko ataugimas sustabdomas. Reguliariai kartojant šią procedūrą jūsų oda bus glotni kiekvieną dieną.

Veiksminga be pastangų



Atliekant mūsų klinikinius tyrimus, pastebėtas pastebimas plaukuotumo sumažėjimas jau po keturių kas dvi savaites atliekamų procedūrų – oda tampa glotni ir be plaukų. Norint išlaikyti tokią odą, procedūra paprasčiausiai kartojama, kada reikia. Laikas tarp procedūrų gali būti skirtingas, atsižvelgiant į individualų plaukų ataugimą.

IPL technologija



„Philips Lumea“ naudoja naujovišką šviesa paremtą technologiją, vadinamą IPL (intensyvi impulsinė šviesa, angl. „Intense Pulsed Light“), sukurtą remiantis profesionaliuose grožio salonuose naudojama technologija. „Philips“ pritaikė šią technologiją, kad galėtumėte

saugiai ir veiksmingai naudoti ją namuose. „Philips“ glaudžiai bendradarbiavo su geriausiais dermatologais, kad sukurtų šią modernią plaukų šalinimo technologiją. Per daugiau nei 10 metų mes atlikome išsamius vartotojų tyrimus su daugiau nei 2000 moterų.

Tinkami plaukų ir odos tipai

Suitable hair and skin tones

Skin Tone	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brownish black and darker
Hair Color						
Black	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Dark brown	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Brown	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Dark blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Light blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Red	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
White/grey	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

⊗ This product is suitable for you to use ⊗ This product is neither suitable nor safe for your skin and hair type


„Philips Lumea“ yra veiksmingas šalinant (natūraliai) tamsiai geltonus, rudus ir juodus plaukus. Kaip ir atliekant kitas šviesa paremtas procedūras, „Philips Lumea“ NĖRA veiksmingas šalinant raudonus, šviesiai geltonus arba baltus / žilus plaukus. „Philips Lumea“ taip pat NĖRA tinkamas labai tamsiai odai.

Taikymo sritys



Drąsiai naudokite plaukams nuo veido (viršutinės lūpos, smakro ir žandenu) ir kitų kūno dalių, įskaitant kojas, pažastis, bikinio sritį, pilvą ir rankas, šalinti.

Greita procedūra kojoms



Didesnis kūno priedas padės greičiau atlikti procedūrą didelėse srityse, tokiose kaip kojos.

Itin saugus veidui



Veidui skirtame priede yra specialiai jam sukurtas integruotas šviesos filtras, todėl galite jį saugiai ir patogiai naudoti tvarkydami viršutinę lūpą, smakrą ir žandeną. Jis taip pat tinka kitoms jautrioms kūno vietoms, pvz., pažastims ir kitoms sunkiau pasiekiamoms vietoms.

Priedas bikinio sričiai



Efektyvus priedas bikinio srities plaukams šalinti. Paprastai šioje srityje augantys plaukai yra stipresni ir tankesni nei ant kojų.

Penki šviesos energijos nustatymai



„Philips Lumea“ turi penkis reguliuojamus šviesos energijos nustatymus, kurie užtikrina švelnų, bet veiksmingą poveikį. Teisingai atliekama „Philips Lumea“ IPL procedūra yra saugi ir švelni net jautriai odai bei jautriose kūno vietose.

Specifikacijos

Taikymo sritys

Kūno sritys: Kojos, Rankoms, Pilvas, Bikinis, Pažastys

Veido sritys: Smakras, Žandenos, Viršutinė lūpa

Saugūs ir reguliuojami nustatymai

Integruotas UV filtras: Apsaugo odą nuo UV spindulių

5 šviesos energijos nustatymai: Pritaikoma prie jūsų odos tipo

Integruota saugos sistema: Apsaugo nuo netyčinių blyksnių

Naudojimo režimas

Slinkti ir šviesti: Patogiam naudojimui užtikrinti

Perkėlimo ir blyksnių režimas: Skirtas lenktoms sritims apdoroti

Laidinis / belaidis naudojimas: Belaidė

Maitinimas

Įtampa: 100–240 V

Įkrovimo laikas: 100 min.

Veikimo laikas: Mažiausiai 370 blyksnių

Techniniai duomenys

Didelio našumo lempa: Atlieka <gt/> 140 000 blyksnių

Priedai

Kūno priedas (4 cm²): Skirtas naudoti žemiau kaklo linijos

Priedas bikinio sričiai (2 cm²): Specialus režimas bikinio srities plaukams

Veidui skirtas priedas (2 cm²): Saugiai naudojamas veido srityje

Techninė priežiūra

Garantija: 2 metų tarptautinė garantija

Pridėti priedai

Įkroviklis: Įvairių įtampų įkroviklis

Naudojimo instrukcijos: Greitos pradžios vadovas, Vartotojo vadovas

Laikymas: Krepšelis

Procedūros laikas

Apatinė kojos dalis: 8 min.

Pažastis: 1 min.

Bikini linija: 1 min.

Veido sritys: 1 min.

