

PHILIPS



Dispositivo de
depilación IPL

Lumea IPL 7000
Series

5 intensidades

1 accesorio: cuerpo

Aplicación Lumea IPL

Uso con cable



BRI920/30

Disfrutá de estar sin vello durante al menos 12 meses*

Disfrutá de 12 meses de piel suave sin vello*

Consiga una piel suave y sin vellos con nuestra Lumea IPL Serie 7000. Los tratamientos son suaves y eficaces e incluyen accesorios para cada zona del cuerpo.

Suave y eficaz para lograr una piel suave por más tiempo

- Resultados rápidos con tratamientos solo cada dos semanas
- Desarrollado con dermatólogos para ofrecer un uso sencillo y de alto rendimiento
- Cable extralargo para brindar mayor flexibilidad durante el tratamiento

Solución completa para el rostro y el cuerpo

- 1 accesorio para el cuerpo
- Incluye lápiz recortador Satin Compact
- Ideal para una amplia variedad de tonos de piel y colores de vello

Tratamiento personalizado de depilación IPL

- Sensor de tono de piel y 5 ajustes de intensidad
- Optimice su rutina con la aplicación Philips Lumea IPL

Lumea IPL 7000 Series

Dispositivo de depilación IPL

BRI920/30

Destacados

2 veces al mes para obtener resultados rápidos




Comience con la fase inicial de cuatro tratamientos solo cada dos semanas, lo cual representa la mitad del número de tratamientos en comparación con otras marcas. Luego, realice un retoque mensual para mantener los resultados.

Sensor de tono de piel



Elija entre 5 ajustes de intensidad para lograr una experiencia cómoda. El sensor de tono de piel evita que trate áreas de su piel demasiado oscuras para el tratamiento con IPL.

Cable extralargo




Conveniente de usar gracias a su cable extralargo que proporciona un acceso fácil y una mejor maniobrabilidad.

1 accesorio para el cuerpo




El accesorio para el cuerpo se puede utilizar para conseguir un tratamiento suave y eficaz. La amplia ventana de tratamiento es perfecta para tratar rápidamente zonas corporales más grandes, como las piernas, los brazos y el estómago.

Desarrollado con dermatólogos



Como un líder en la tecnología de la salud, Philips desarrolló Lumea IPL tras consultar con dermatólogos para brindar un uso fácil y de alto rendimiento en la seguridad de su hogar. Se basa en la tecnología utilizada en salones profesionales, por lo que Lumea IPL ofrece un tratamiento suave, incluso en zonas sensibles.

Aplicación IPL Lumea de Philips



Nuestra aplicación gratuita de capacitación ayuda a que planifique y siga su programa de tratamiento y, luego, le proporciona una guía paso a paso por cada sesión. Descargada por más de 2,1 millones de usuarios.

Lápiz recortador Satin Compact



Complete su rutina de belleza: el lápiz recortador Satin Compact es una herramienta de belleza sencilla que elimina de forma rápida y fácil incluso los vellos faciales más finos.

Para muchos tipos de piel y cabello



La IPL necesita contraste entre el pigmento del color del vello y el del tono de la piel, por lo tanto, funciona en cabello rubio oscuro, castaño y negro natural, y en pieles claras a morenas de tono medio (I-IV).

Especificaciones

Configuración de seguridad y ajustable

Filtro UV integrado: Protege la piel de la luz UV
5 ajustes de intensidad de la luz: Se ajusta al tipo de piel

Sistema de seguridad integrado: Evita los disparos accidentales

Modo de aplicación

Deslice y dispare: Para una aplicación cómoda

Estampe y dispare: Para tratamiento en zonas pequeñas

Uso con y sin cables: Uso con cable

Especificaciones técnicas

Lámpara de alto rendimiento: Diseño duradero, 250 000 destellos, equivalentes a 20 años de vida útil de la lámpara**

Voltaje: 100-240 V

Servicio

Garantía: 2 años de garantía global + 1 año adicional de garantía al registrar el producto en un plazo de 90 días

Elementos incluidos

Instrucciones de uso: Manual del usuario

Almacenamiento: Funda de belleza

Adaptador: 24V/1500mA

Tiempo de aplicación

Pierna: 15 min

Axilas: 2,5 min

Línea del bikini: 4 min

Zonas del rostro: 2 min

Especificaciones técnicas de los accesorios

Accesorio para el cuerpo: Tamaño de la ventana: 4,0 cm², Tratamiento para el cuerpo: piernas, brazos, estómago y axilas

