PHILIPS



IPL-Haarentfernungsgerät

Lumea Prestige

Mit SenselQ Technologie

Achseln, Bikinizone, Körper, Gesicht

Mit SmartSkin Sensor

Mit Kabel und kabellos verwendbar



BRI959/00

Genießen Sie bis zu 6 Monate haarfreie, glatte Haut*

4 intelligente Aufsätze – für optimale Ergebnisse

Philips Lumea Prestige mit SenselQ Technologie ist unsere effektivstes IPL. Die intelligenten Aufsätze von Lumea wurden für die bequeme Behandlung zu Hause entwickelt. Diese passen sich perfekt an jede Körperform an und spezielle Programme erkennen jeden Körperbereich.

Maximale Freiheit, minimaler Aufwand

- Mit SmartSkin Sensor
- Die Lumea IPL-App begleitet Sie bei jedem Schritt
- Keine Ersatzteile, keine versteckten Kosten

Lang anhaltend glatte Haut mit Lumea IPL-Technologie

- Professionelle IPL-Technologie für zu Hause, mit Dermatologen entwickelt
- Mit Kabel oder kabellos verwenden
- Nachweislich sanfte und wirksame Behandlung
- Geeignet für viele Haar- und Hauttypen
- SenseIQ Technologie für individuelle Haarentfernung

Professionelle IPL-Behandlung für verschiedene Körperbereiche

- $\bullet \;$ Intelligente Aufsätze passen Programme für jeden Körperbereich an
- Aufsatz für die Achselhöhlen mit geschwungenem Design
- Aufsatz für die Bikinizone mit zusätzlichem Lichtfilter
- Körperaufsatz mit geschwungenem Design


Besonderheiten

Lumea verhindert Nachwachsen der Haare*




IPL steht für Intense Pulsed Light. Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen und versetzt die Haarfollikel so in einen Ruhezustand. Folglich sinkt die Haarwuchsmenge nach und nach. Mit Behandlungs-Wiederholungen bleibt Ihre Haut wunderbar haarfrei und spürbar glatt. Die Behandlung für weniger Haarwachstum ist sicher und sanft, selbst an empfindlichen Stellen. Philips Lumea ist klinisch getestet und wurde zusammen mit Dermatologen entwickelt – für eine einfache und effektive Behandlung, bequem von zu Hause aus.

Erwiesene Wirksamkeit



Unabhängige Studien belegen bis zu 92 % weniger Haare nach 3 Behandlungen.** Führen Sie die ersten vier Behandlungen alle zwei Wochen und die nächsten acht Behandlungen alle vier Wochen durch. Nach zwölf Behandlungen können Sie bis zu sechs Monate haarfreie, glatte Haut genießen.*

Geeignete Haar- und Hauttypen



Philips Lumea Prestige eignet sich für eine Vielzahl von Haar- und Hauttypen. Es funktioniert bei natürlich dunkelblondem, braunem und schwarzem Haar und bei einer Hauttönung von hellweiß bis dunkelbraun. IPL benötigt einen Kontrast zwischen dem Pigment in der Haarfarbe und dem Pigment im Hautton. Daher kann Lumea (wie bei anderen IPL-basierten Behandlungen) nicht zur Behandlung von weißem, grauem, hellblondem oder rotem Haar sowie von sehr dunkler Haut verwendet werden.

SenselQ Technologie



Wahrnehmen. Der SmartSkin Sensor von Lumea erkennt Ihren Hautton und zeigt die angenehmste Lichteinstellung für Sie an. Sich anpassen. Intelligente Aufsätze passen Programme an jeden Körperbereich an. Pflegen. Gemeinsam mit Dermatologen entwickelt und von Ihnen für eine sanfte, lang anhaltende Haarentfernung inspiriert, selbst an empfindlichen Stellen.***

Behandlung von Körperpartien

Ihr Körper ist einzigartig. Seine Haut, Kurven und Konturen sollten ebenfalls individuell behandelt werden. Die Ganzkörperaufsätze des Lumea sind so geformt, dass sie sich jeder Kontur perfekt anpassen und die für jeden Körperbereich individuell zugeschnittenen Programme anwenden. Die Behandlungsfenster wurden entwickelt, um den Kontakt mit der Haut zu

maximieren, damit kein Licht entweicht. Auf diese Weise ermöglichen sie effektive und sanfte Behandlungen auch in empfindlichen Bereichen.

Aufsatz für die Achselhöhlen

Der speziell für die Behandlung der schwer erreichbaren Achselbereiche entwickelte Aufsatz ist mittelgroß und verfügt über ein 3 cm² großes Fenster. Wenn der Aufsatz am Gerät einrastet, wird das speziell auf Ihren Achselbereich abgestimmte Programm eingestellt. 86 % der Frauen sind zufrieden mit der Haarreduzierung in den Achselhöhlen.****

Aufsatz für die Bikinizone

Bringen Sie den intelligenten Aufsatz für die Bikinizone an, um das speziell für diesen Bereich zugeschnittene Programm einzustellen. Das optimale 3 cm² große Fenster mit transparentem Filter sorgt für zusätzlichen Komfort und das geschwungene Design passt sich den Konturen Ihres Körpers an und sorgt so für maximalen Kontakt, Effizienz und Komfort. 78 % der Frauen sind zufrieden mit der Haarreduzierung in der Bikinizone.****

Körperaufsatz

Der intelligente Körperaufsatz verfügt über unser größtes Behandlungsfenster (4,1 cm²), weshalb er optimal für eine schnelle Behandlung an größeren Körperpartien wie den Beinen, Armen und dem Bauch geeignet ist. Das geschwungene Design schmiegt sich genau an die Körperkonturen für maximalen Hautkontakt an. Nach dem Aufstecken auf das Gerät startet dieser Aufsatz eine für diese Körperpartien maßgeschneiderte Behandlung. 83 % der Frauen sind zufrieden mit der Haarreduzierung an den Beinen.****

Aufsatz für das Gesicht

Der Aufsatz für das Gesicht wurde speziell mit einem kleinen, flachen 2 cm² großen Fenster ausgestattet, damit Sie Haare im Gesicht effizient und sanft behandeln können. Der Aufsatz eignet sich ideal für Oberlippe, Kinn oder Kieferpartie und verfügt außerdem über einen integrierten Zusatzfilter. Nach dem Aufstecken auf das Gerät startet der intelligente Aufsatz automatisch die Lichtbehandlung für Ihr Gesicht. 84 % der Frauen sind zufrieden mit der Haarreduzierung im Gesicht.****

IPL-Haarentfernungsgerät BRI959/00

Besonderheiten

SmartSkin Sensor

Philips Lumea Prestige mit SenselQ Technologie verfügt über fünf einfach zu wählende Lichteinstellungen. Der SmartSkin Sensor erkennt Ihren Hautton und zeigt dann die angenehmste Lichteinstellung für den zu behandelnden Bereich an.

Mit Kabel sowie kabellos verwendbar

Lumea Prestige ist das einzige kabellose IPL, sodass schwer erreichbare Körperpartien einfach behandelt werden können, ohne dass ein Kabel Ihre Reichweite oder Ihren Winkel beeinträchtigt. Dank der kabellosen Bedienung können Sie Ihr Körperhaar bequem von überall in Ihrem Zuhause aus behandeln.

Philips Lumea IPL-App

Mit der kostenlosen Lumea IPL-App ist es noch einfacher, bis zu sechs Monate lang glatte Haut zu erhalten – und das alles bequem von zu Hause aus. Die intuitive App hilft Ihnen bei jedem Schritt mit Tipps und Tricks zur Technik, während die individuellen Behandlungsprogramme und die adaptive

Planung Ihre idealen Behandlungszeitpunkte vorgeben. So sind Sie so schnell wie möglich immer bereit.

Keine Ersatzteile notwendig



Philips Lumea ist eine Komplettlösung, die sofort einsatzbereit ist. Keine Ersatzteile, kein Nachfüllen, keine Gels und nicht einmal eine Ersatzlampe sind erforderlich.

Daten

Technische Daten der Aufsätze

Aufsatz zur Behandlung am Körper: Form: konvex geschwungen, Größe des Behandlungsfensters: 4,1 cm², Individuelle Behandlung für den Körper

Aufsatz zur Behandlung im Gesicht: Form: Flach, Größe des Behandlungsfensters: 2 cm², zusätzlicher Filter, Individuelle Behandlung für das Gesicht

Achselhöhlenbehandlungs-Aufsatz: Form: konkav geschwungen, Größe des Behandlungsfensters: 3 cm², Individuelle Behandlung für die Achselhöhlen Bikinizonenbehandlungs-Aufsatz: Form: konkav geschwungen, Größe des Behandlungsfensters: 3 cm², zusätzlicher Filter, Individuelle Behandlung für die Bikinizone

Anwendungsbereiche

Körperbereiche: Arme, Beine, Bauch Gesichtsbereiche: Kinn, Oberlippe, Kinn Empfindliche Bereiche: Achselhöhlen, Bikini

Sicherheit und anpassbare Einstellungen

Integrierter UV-Filter: Schützt die Haut vor UV-Licht

5 Lichtintensitätseinstellungen: An Ihren Hauttyp anpassbar

Integriertes Sicherheitssystem: Verhinderung unbeabsichtigter Lichtimpulse

Hauttonsensor: Erkennt Ihren Hautton SmartSkin Sensor: Die richtige Einstellung auf Abruf

Anwendungsmodus

Slide and Flash: Für eine schnelle Anwendung Manuell und automatisch: Für die Behandlung kleiner Bereiche

Mit Kabel/kabellos einsetzbar: Mit Kabel und kabellos verwendbar

Leistung

Stromspannung: 100 bis 240 V

Technische Daten

High Performance-Lampe: Bietet > 250.000 Lichtimpulse*****

Service

Gewährleistung: 2 Jahre Gewährleistung

Artikel enthalten

Gebrauchsanweisungen: Bedienungsanleitung Aufbewahrung: Hochwertige Aufbewahrungstasche Adapter: 19,5 V/4.000 mA

Anwendungszeit

Achselhöhle: 2,5 Min. Bikinizone: 2 Min. Gesichtsbereiche: 1,5 Min. Unterschenkel: 8,5 Min.

© 2025 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen. Ausstellungsdatum 2025-04-21 Version: 1.0.2

EAN: 87 10103 77602 4

www.philips.com



- * Durchschnittliche Haarreduzierung nach 12 Behandlungen: 78 % weniger Haare an den Beinen, 64 % in der Bikinizone, 65 % in den Achselhöhlen.
- * ** Gemessen an den Beinen nach 3 Behandlungen: 27 von 55 Frauen erreichen 92 % oder höhere Ergebnisse.
- * * * Bei Einhaltung des Behandlungsplans
- * * * * Die Studie wurde in den Niederlanden und in Österreich an 56 Frauen nach 3 Behandlungen an Achselhöhlen, Bikinizone und Beinen bzw. nach 2 Behandlungen im Gesicht durchgeführt.
- * * * * * Die Lebensdauer der Lampe übersteigt nicht die weltweite Philips Garantie von zwei Jahren.