

# PHILIPS

IPL-  
hårfjerningssystem

Lumea Precision  
Plus

Kun til brug på kroppen og i  
ansigtet

15 minutter for at behandle  
underbenene

Levetid <gt/> 100.000  
lysimpulser

Ledningsfrit design



SC2003/11



## Forebyg hårvækst

IPL-hårfjerning: Nyd glat hud hver dag

Philips Lumea påvirker hårroden med blide lysimpulser, så håret falder af naturligt, og den nye hårvækst hæmmes. Hvis behandlingen gentages med jævne mellemrum, holder du huden glat hver dag. Test i 120 dage!

### **Glathed, der holder længe**

- Problemfri og effektiv
- Nyd glat hud hver dag

### **Hårfjernelse med IPL-teknologi**

- Tilpasset til sikker brug hjemme hos dig selv
- Velegnede til en lang række hår- og hudtyper

### **Nænsom og effektiv anvendelse i ansigtet og på kroppen**

- Slide and Flash-tilstand for nemmere anvendelse
- Præcisionstilbehør til sikker ansigtsbehandling
- Større kropstilbehør for hurtigere behandling
- 5 justerbare lysenergi-indstillinger
- Sikker og effektiv selv på følsomme steder

### **Maksimal frihed, minimalt besvær**

- Trådløs komfort
- Ingen udskiftelige dele, ingen skjulte udgifter

# Vigtigste nyheder

## Glatthed, der holder længe



Philips Lumea påvirker håroden med blide lysimpulser, så håret falder af naturligt, og den nye hårvækst hæmmes. Hvis behandlingen gentages med jævne mellemrum, holder du huden glat hver dag.

## Problemfri og effektiv



Vores kliniske test har vist en betydelig reduktion af hårvækst efter kun fire behandlinger med to ugers mellemrum, der resulterer i glat hud uden hår. Disse resultater kan vedligeholdes ved blot at gentage behandlingen efter behov. Tiden mellem behandlingerne afhænger af individuel hårvækst.

## IPL-teknologi



Philips Lumea anvender en innovativ lysbaseret teknologi, der kaldes IPL (Intense Pulsed Light) og stammer fra den teknologi, der anvendes i professionelle skønhedssaloner. Philips har tilpasset denne teknologi og gjort den sikker og effektiv til privat brug. Philips har arbejdet tæt sammen med førende hudspecialister for at udvikle vores banebrydende hårfjerningssystem. I mere end 10 år har vi gennemført omfattende forbrugerundersøgelser med hjælp fra over 2000 kvinder.

## Velegnede hår- og hudtyper




Philips Lumea er effektiv mod (naturligt) mørkblond, brun og sort hårvækst. Ligesom andre lysbaserede behandlinger virker Philips Lumea IKKE på rødt, lysblond og hvidt/gråt hår. Philips Lumea egner sig heller IKKE til meget mørk hud.

## 5 lysenergi-indstillinger



Philips Lumea har 5 justerbare lysenergi-indstillinger, der sikrer nænsom, men effektiv behandling. Ved korrekt anvendelse af Philips Lumeas IPL-behandling er den sikker og skånsom mod huden og følsomme kropszoner.

## Anvendelsesområder



Du kan trygt bruge den til hårfjerning i ansigtet (overlæbe, hage og bakkenbarter) og fra forskellige kropszoner som ben, armhuler, bikiniområde, mave og arme.

## Trådløs komfort



Lumeas unikke ledningsfri design er perfekt til maksimal rækkevidde og brugervenlighed.

## Ingen udskiftelige dele



Philips Lumea er en komplet løsning, der leveres klar til brug, og du skal hverken bruge udskiftelige pærer eller gel.

## Ekstra sikkerhed til ansigtet



Præcisionstilbehøret er udstyret med et ekstra integreret lysfilter og giver mulighed for sikker og komfortabel anvendelse på overlæben, hagen og bakkenbarter. Det kan også anvendes på andre følsomme områder på kroppen, f.eks. i armhulerne, ved bikiniområdet og på steder, som er svære at nå.

## Hurtig behandling på ben



Større kropstilbehør for hurtigere behandling på store områder som f.eks. ben.

# Specifikationer

## Anvendelsesområder

**Body areas:** Ben, Mave, Bikinilinje, Armhuler, Arme

**Face areas:** Hage, Bakkenbarter, Overlæbe

## Sikkerhed og justerbare indstillinger

**Integreret UV-filer:** Beskytter huden mod UV-lys

**5 lysenergiindstillinger:** Justerbar i forhold til din hudtype

**Integreret sikkerhedssystem:** Undgå utilsigtede blink

## Programtilstand

**Slide and Flash:** Til praktisk anvendelse

**Step and Flash:** Til behandling på ujævne områder

**Ledningsbaseret/ledningsfri brug:** Ledningsfri

## Strøm

**Voltage:** 100-240 V

**Opladningstid:** 100 min.

**Driftstid:** Minimum 370 blink

## Tekniske specifikationer

**High performance lamp:** Giver <gt/> 100.000 blink

## Tilbehør

**Præcisionstilbehør (2 cm<sup>2</sup>):** For sikker anvendelse i ansigtet

**Kropstilbehør (4 cm<sup>2</sup>):** Til brug fra halsen og nedefter

## Service

**Garanti:** 2 års global reklamationsret

## Medfølgende dele

**Oplader:** Oplader til brug ved forskellige netspændinger

**Instructions for use:** Lynhåndbog, Brugervejledning

**Opbevaring:** Etui

## Anvendelsestid

**Underben:** 8 min.

**Armhule:** 1 min.

**Bikini line:** 1 min.

**Face areas:** 1 min.

