

PHILIPS

IPL-
Haarentfernungsgerät


Lumea Prestige

4 intelligente Aufsätze

Achseln, Bikinizone, Körper,
Gesicht

Mit SmartSkin Sensor

Mit Kabel und kabellos
verwendbar

 Product Picture

BRI956/05



Genießen Sie bis zu 6 Monate* seidig glatte Haut

Intelligente Aufsätze für beste Ergebnisse

Philips Lumea Prestige ist unser bisher bestes IPL-Haarentfernungsgerät. Es wurde für die Konturen Ihres Körpers und den einfachen Gebrauch zu Hause entwickelt. Einzigartig geschwungene, intelligente Aufsätze schmiegen sich perfekt an Ihre Konturen an und bieten für jeden Körperbereich das richtige Behandlungsprogramm.

Maximale Freiheit, minimaler Aufwand

- Mit SmartSkin Sensor
- Keine Ersatzteile, keine versteckten Kosten
- KOSTENLOSE Lumea-App für einen persönlichen Coach auf Abruf

Lang anhaltend glatte Haut mit Lumea IPL-Technologie


- Professionelle IPL-Technologie für zu Hause, mit Dermatologen entwickelt
- Mit Kabel oder kabellos verwenden
- Nachweislich sichere und wirksame Behandlung
- Geeignet für viele Haar- und Hauttypen

Spezialisierte Behandlung unterschiedlicher Körperbereiche

- Intelligente Aufsätze passen Programme für jeden Körperbereich an
- Körperaufsatz mit geschwungenem Design
- Aufsatz für die Bikinizone mit zusätzlichem Lichtfilter
- Aufsatz für die Achselhöhlen mit geschwungenem Design
- Präzisionsaufsatz für das Gesicht mit zusätzlichem Filter


Besonderheiten

Lumea verhindert Nachwachsen der Haare*



IPL steht für Intense Pulsed Light. Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen und versetzt die Haarfollikel so in einen Ruhezustand. Folglich sinkt die Haarwachstummenge nach und nach. Mit Behandlungs-Wiederholungen bleibt Ihre Haut wunderbar haarfrei und spürbar glatt. Die Behandlung für weniger Haarwachstum ist sicher und sanft, selbst an empfindlichen Stellen. Philips Lumea ist klinisch getestet und wurde zusammen mit Dermatologen entwickelt – für eine einfache und effektive Behandlung, bequem von zu Hause aus.

Erwiesene Wirksamkeit



Unabhängige Studien belegen bis zu 92 % weniger Haare nach nur 3 Behandlungen**. Die ersten vier Behandlungen müssen alle zwei Wochen durchgeführt werden. Danach sollten Sie bereits die gewünschten Ergebnisse sehen. Um die Ergebnisse beizubehalten, wiederholen Sie die Behandlung einfach alle vier Wochen. Nach nur acht Behandlungsauffrischungen sind Sie bis zu sechs Monate lang haarfrei*. Um dieses Bild zu vergrößern, klicken Sie oben auf dieser Seite auf das Bild in der Bildgalerie.

Geeignete Haar- und Hauttypen



Philips Lumea Prestige kann bei vielen Haar- und Hauttypen verwendet werden. Geeignet für (von Natur aus) dunkelblonde, braune und schwarze Haare und für Hauttöne von sehr weiß bis dunkelbraun. Aufgrund des erforderlichen hohen Kontrasts zwischen Haar- und Hautpigmenten ist Philips Lumea, wie andere lichtbasierte Behandlungsmethoden auch, weder für die Behandlung von weißen/grauen, hellblonden oder roten Haaren noch für die Behandlung von sehr dunkler Haut geeignet.

Behandlung von Körperpartien



Ihr Körper ist einzigartig. Seine Haut, Kurven und Konturen sollten ebenfalls individuell behandelt werden. Die Ganzkörperaufsätze des Lumea sind so geformt, dass sie sich jeder Kontur perfekt anpassen und die für jeden Körperbereich individuell zugeschnittenen Programme anwenden. Die Behandlungsfenster wurden entwickelt, um den Kontakt mit der Haut zu maximieren, damit kein Licht entweicht. Auf diese Weise

ermöglichen sie effektive und sanfte Behandlungen auch in empfindlichen Bereichen.

Aufsatz für die Achselhöhlen



Der speziell für die Behandlung der schwer erreichbaren Achselbereiche entwickelte Aufsatz ist mittelgroß und verfügt über ein 3 cm² großes Fenster. Wenn der Aufsatz am Gerät einrastet, wird das speziell auf Ihren Achselbereich abgestimmte Programm eingestellt. 86 % der Frauen sind zufrieden mit der Haarreduzierung in den Achselhöhlen.****

Aufsatz für die Bikinizone



Bringen Sie den intelligenten Aufsatz für die Bikinizone an, um das speziell für diesen Bereich zugeschnittene Programm einzustellen. Das optimale 3 cm² große Fenster mit transparentem Filter sorgt für zusätzlichen Komfort und das geschwungene Design passt sich den Konturen Ihres Körpers an und sorgt so für maximalen Kontakt, Effizienz und Komfort. 78 % der Frauen sind zufrieden mit der Haarreduzierung in der Bikinizone.****

Daten

Technische Daten der Aufsätze

Körperbehandlungsaufsatz: Shape: Convex curved, Window size: 4.1 cm², Tailored treatment for body

Gesichtsbehandlungsaufsatz: Shape: Flat, Window size: 2 cm², extra filter, Tailored treatment for face

Behandlung zur Behandlung der

Achselhöhlen: Shape: Concave curved, Window size: 3 cm², Tailored treatment for armpits

Bikini-Behandlungsaufsatz: Shape: Concave curved, Window size: 3 cm², extra filter, Tailored treatment for bikini

Anwendungsbereiche

Körperbereiche: Arms, Legs, Stomach

Gesichtsbereiche: Chin, Upper lip, Jawline

Empfindliche Bereiche: Armpits, Bikini

Sicherheit und anpassbare Einstellungen

Integrierter UV-Filter: Protects skin from UV light

5 Lichtenergieeinstellungen: Adjustable to your skin type

Integriertes Sicherheitssystem: Prevent unintentional flashing

Hauttonsensor: Detects your skin tone

SmartSkin-Sensor: The right setting on demand

Anwendungsmodus

Schieben und blinken: For quick application

Schnurgebundene / schnurlose Verwendung: Both cordless and corded use

Stempel und Blitz: For treatment on small areas

Leistung

Spannung: 100-240 V

Technische Daten

Hochleistungslampe: Delivers <gt/> 250,000 flashes

Bedienung

Gewährleistung: 2 Jahre Garantie

Artikel enthalten

Gebrauchsanweisung: User manual

Lager: Luxurious pouch

Adapter: 19.5V / 4000mA

Anwendungszeit

Achsel: 2,5 min

Bikinizone: 2 min

Gesichtsbereiche: 1,5 min

Unterschenkel: 8,5 min

