

PHILIPS



IPL – Plaukų
mažinimo įrenginys

Lumea IPL 7000
Series

5 rankiniai intensyvumo
nustatymai

3 priedai: kūnui, veidui, bikinio
sričiai

Programa „Lumea IPL“

Naudojimas įjungus į el. tinklą



SC1998/00

Puikūs rezultatai, puiki kaina

12 mėn. mėgaukitės glotnia oda be plaukelių*

Švelni oda be plaukelių su mūsų „Lumea IPL 7000“ serija. Procedūros švelnios ir efektyvios, o kiekvienai kūno sričiai skirti specialūs priedai.

Švelnus ir veiksmingas ilgai išliekančiai lygiai odai

- Greitas rezultatas atliekant procedūras vos kas 2 savaites
- Sukurta kartu su dermatologais, kad būtų lengva ir veiksminga
- Ypač ilgas kabelis, skirtas didesniam lankstumui gydymo metu

Visapusiškas sprendimas veidui ir kūnui


- Visapusiškas sprendimas veidui ir kūnui su 3 priedais
- Tinka įvairiems odos tonams ir plaukų spalvoms

Individuali IPL plaukų šalinimo procedūra

- Skin Tone Sensor and 5 intensity settings
- Optimizuokite procedūras naudodami režimą „Philips Lumea IPL“.


Ypatybės

Norėdami gauti greitų rezultatų, naudokite 2 kartus per mėnesį




Iš pradžių atlikite tik 4 procedūras kas 2 savaites – dvigubai mažiau nei kitų gamintojų prietaisais. Paskui reikia kartoti procedūrą kas mėnesį, kad plaukeliai neataugtų.

Odos atspalvio jutiklis



Pasirinkite iš 5 intensyvumo nustatymų, kad užtikrintumėte komfortą. Odos tono jutiklis neleidžia gydyti odos vietų, kurios yra per tamsios IPL gydymui.

Ypač ilgas laidas




Patogu naudoti dėl ypač ilgo kabelio, kad būtų lengva pasiekti ir pagerinti manevringumą.

3 specialūs priedai



Skirtingos kūno, veido ir bikinio srities galvutės veikia greitai ir tiksliai, todėl švelniai naudojamos net jautriose vietose. Prietaisas veidui turi integruotą šviesos filtrą tiksliam gydymui.


Sukurta padedant dermatologams



Būdama sveikatos technologijų lyderė ir konsultuodamasi su dermatologais, „Philips“ sukūrė „Lumea IPL“, kad būtų lengva ir

veiksminga saugiai naudoti jūsų namuose. Profesionaliuose salonuose naudojamos technologijos sukurtas „Lumea IPL“ siūlo švelnų gydymą net jautriose vietose.

Programa „Philips Lumea IPL“



Mūsų nemokama instruktavimo programa padeda planuoti ir laikytis gydymo grafiko, tada žingsnis po žingsnio padeda atlikt kiekvieną seansą. Atsisiuntė daugiau nei 2,1 milijono vartotojų.

Daugeliui odos ir plaukų tipų

Suitable skin tones



Suitable body hair colors



IPL reikia kontrasto tarp plaukų spalvos pigmento ir odos tono pigmento, todėl veikia natūraliai tamsiai šviesiais, rudais ir juodais plaukais bei odos atspalviais nuo šviesaus iki vidutinio rudo (I-IV).

Specifikacijos

Techninės priedų specifikacijos

Kūno priedas: Langelio dydis: 4,0 cm², Procedūra kūnui: kojos, rankoms, pilvui ir pažastims

Veidui skirtas priedas: Langelio dydis: 2 cm², papildomas filtras, Procedūra veidui: viršutinei lūpai, smakrui ir žandikauliui

Priedas bikinio sričiai: Langelio dydis: 2 cm², Bikinio srities procedūra

Taikymo sritys

Kūno sritys: Bikinis, Kojos, Pažastys, Pilvas, Rankoms

Veido sritys: Smakras, Viršutinė lūpa, Žandenos, Žandikaulio linija

Saugūs ir reguliuojami nustatymai

Integruotas UV filtras: Apsaugo odą nuo UV spindulių

5 šviesos energijos nustatymai: Pritaikoma prie jūsų odos tipo

Integruota saugos sistema: Apsaugo nuo netyčinių blyksnių

Odos atspalvio jutiklis: Nustato jūsų odos atspalvį

Naudojimo režimas

Slinkti ir šviesti: Patogiam naudojimui užtikrinti

Priglausti ir šviesti: Procedūroms mažame plote

Perkėlimo ir blyksnių režimas: Skirtas lenktoms sritims apdoroti

Laidinis / belaidis naudojimas: Naudojimas įjungus į el. tinklą

Maitinimas

Įtampa: 100–240 V

Naudojimas įjungus į el. tinklą

Techniniai duomenys

Didelio našumo lempa: Sukurtas taip, kad tarnautų, 250 000 blyksnių, atitinkančių 20 lempos tarnavimo metų**

Įtampa: 100–240 V

Priedai

Tikslus priedas (2 cm²): Skirta naudoti pažastų ir bikini srityje

Kūno priedas (4 cm²): Skirtas naudoti žemiau kaklo linijos

Veido priedas (2 cm²): Skirtas naudoti žemiau

akių

Priedas bikinio sričiai (2 cm²): Specialus režimas bikinio srities plaukams

Techninė priežiūra

Garantija: 2 metų pasaulinė garantija ir 1 metų papildoma garantija užregistravus gaminį internetu per 90 dienų

Pridėti priedai

Naudojimo instrukcijos: Vartotojo vadovas

Laikymas: Krepšelis

Adapteris: 24 V / 1 500 mA

Priedas: Valymo šluostė

Procedūros laikas

Bikinis: 4 min.

Apatinė kojos dalis: 15 min.

Pažastys: 2,5 min.

Bikini linija: 4 min.

Veido sritys: 2 min.

