

PHILIPS

IPL aparat za
uklanjanje dlačica

Lumea Prestige

S tehnologijom SenseIQ

Precizna područja, tijelo, lice

Uz senzor SmartSkin

Uporaba s kabelom ili bežično



BRI954/00



Uživajte u 6 mjeseci glatke kože bez dlačica*

3 pametna nastavka – za optimalne rezultate

Philips Lumea Prestige s tehnologijom SenseIQ naš je najučinkovitiji IPL uređaj. Dizajniran je za praktične tretmane kod kuće uz pametne Lumea nastavke koji savršeno pristaju svakom obliku tijela te prilagođene programe za svako područje tijela.

Najviše slobode, najmanje gnjavaže

- Uz senzor SmartSkin
- Aplikacija Lumea IPL. S vama pri svakom koraku
- Nema zamjenskih dijelova, nema skrivenih troškova

Dugotrajno glatka koža uz tehnologiju IPL aparata Lumea


- Stručna IPL tehnologija kod kuće, razvijena u suradnji s dermatolozima
- Upotrebljavajte bežično ili s kabelom
- Dokazano nježan i učinkovit tretman
- Pogodan za široku lepezu tipova dlačica i kože
- SmartSkin senzor

Profesionalni IPL tretman za određene dijelove tijela

- Pametni nastavci prilagođavaju programe za svako područje tijela
- Nastavak za tijelo sa zaobljenim dizajnom
- Precizni nastavak za lice s dodatnim filtrom
- Precizni nastavak za bikini područje i pazuha


Istaknute znač.

Lumea sprječava ponovni rast dlačica*




IPL znači Intense Pulse Light, tj. pulsirajuće svjetlo visokog intenziteta. Uređaj Lumea tvrtke Philips primjenjuje nježne svjetlosne impulse na korijen dlačice, potičući prelazak folikula dlake u fazu mirovanja. To za posljedicu ima postepeno smanjenje količine dlačica koje izrastaju na tijelu. Ponavljanjem tretmana koža ostaje predivno glatka i bez dlačica. Tretman za sprječavanje ponovnog rasta dlačica siguran je i nježan, čak i na osjetljivim područjima. Lumea tvrtke Philips klinički je testirana i razvijena u suradnji s dermatolozima kako bi osigurala jednostavan i učinkovit tretman kod kuće.

Dokazana učinkovitost




Objektivne studije dokazuju uklanjanje dlačica do 92 % nakon ovih tretmana**. Prva četiri tretmana obavite svaka dva tjedna, a sljedećih osam tretmana svaka četiri tjedna. Nakon 12 tretmana možete uživati do šest mjeseci u glatkoj koži bez dlačica*.

Odgovarajući tip dlačica i kože



Philips Lumea Prestige učinkovit je na raznim tipovima dlačica i kože. Funkcionira na prirodno tamnoplavim, smeđim i crnim dlačicama te na boji tena od vrlo bijelog do tamnosmeđeg. IPL-u je potreban kontrast između pigmenta boje dlačica i pigmenta boje tena, stoga se (kao ni s drugim tretmanima IPL-om) Lumea ne može upotrebljavati za tretman bijelih, sijedih, svijetloplavih ili crvenih dlačica. A nije prikladan ni za vrlo tamnu kožu.

IPL technology



Osjeti. Lumein senzor SmartSkin otkriva boju vašeg tena te naznačuje najudobniju postavku svjetlosti za vas. Prilagodava. Pametni nastavci prilagođavaju programe osmišljene za svako područje tijela. Brine. Razvijen u suradnji s dermatolozima, a nadahnut vama za nježno, dugotrajno uklanjanje dlačica, čak i na osjetljivim područjima***.

Tretman područja tijela



Vaše je tijelo jedinstveno. Sa svojom kožom, oblinama i konturama trebali biste postupati na jedinstven način. Nastavci za cijelo tijelo

uređaja Lumea oblikovani su tako da savršeno pristaju svakoj oblini, a programi su prilagođeni za svako područje tijela. Prozori za tretiranje osmišljeni su za maksimalno povećanje doticaja s vašom kožom kako bi osigurali da svjetlost ne pobjegne te tako omogućili učinkovite i nježne tretmane čak i na delikatnim ili osjetljivim područjima.

Precizni nastavak



Ovaj pametni precizni nastavak srednje je veličine s prozorom površine 3 cm² za precizno obuhvaćanje bikini područja i područja ispod pazuha. Zaobljeni dizajn tijesno prati obrise vašeg tijela u cilju maksimalnog doticaja s kožom. Kada se pričvrsti pritiskom na uređaj, nastavak pokreće prilagođeni program tim područjima tijela.

Nastavak za tijelo



Ovaj pametni nastavak za tijelo ima najveći prozor za tretman od 4,1 cm², pa je savršen za brzi tretman velikih područja tijela, kao što su noge, ruke i trbuh. Zaobljen dizajn prema unutra precizno prati obline tijela radi postizanja maksimalnog dodira s kožom. Pritiskom na kožu, nastavak pokreće prilagođeni program posebno za to područje tijela. 83 % žena zadovoljno je smanjenjem dlačica na nogama****.

Specifikacije

Tehnički podaci za nastavke

Nastavak za tijelo: Oblik: Konveksno zaobljen, Veličina prozora: 4,1 cm², Prilagođeni tretman za tijelo

Nastavak za lice: Oblik: plosnati, Veličina prozora: 2 cm², dodatni filter, Prilagođeni tretman za lice

Nastavak za osjetljiva područja: Oblik: konkavno zaobljen, precizni, Veličina prozora: 3 cm², Prilagođeni tretman za pazuhe, Prilagođeni tretman za bikini liniju

Područja primjene

Tijelo: Ruke, Noge, Trbuh

Lice: Brada, Gornja usnica, Linija čeljusti

Osjetljiva područja: Pazusi, Bikini područje

Sigurnost i prilagodljive postavke

Integrirani UV filter: Štiti kožu od UV zračenja
5 postavki jačine svjetlosti: Može se prilagoditi prema vašem tipu kože

Integrirani sigurnosni sustav: Sprječava nehodično odašiljanje svjetlosnih impulsa

Senzor nijanse kože: Otkriva nijansu kože

Senzor SmartSkin: Odgovarajuća postavka na zahtjev

Način primjene

"Slide and Flash": Za brzu primjenu

Žično/bežično: Uporaba s kabelom ili bežično

"Stamp and Flash": Za primjenu na manjim područjima

Napajanje

Napon: 100 – 240 V

Tehničke specifikacije

Snažna žarulja: Odašilje <math>< > 250.000</math> svjetlosnih impulsa*****

Servis

Jamstvo: Međunarodno 2-godišnje jamstvo

Predmeti u kompletu

Upute za uporabu: Upute

Pohrana: Luksuzna torbica

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Vrijeme primjene

Pazusi: 2,5 min

Bikini linija: 2 min

Lice: 1,5 min

Potkoljenice: 8,5 min

