

PHILIPS

Фотоэпилятор IPL для
удаления волос

Lumea Prestige

С технологией SenseIQ

Подмышки, зона бикини, тело, лицо

С датчиком SmartSkin

Проводной и беспроводной
режимы работы



BRI956/00



Гладкая кожа на срок до 6 месяцев*

4 интеллектуальные насадки для оптимальных результатов

Philips Lumea Prestige с технологией SenseIQ — это наш самый эффективный IPL-эпилятор. Созданные для комфортного выполнения процедур в домашних условиях, интеллектуальные насадки Lumea идеально повторяют все контуры вашего тела и выбирают программы в соответствии с выбранным участком кожи.

Максимум свободы, минимум проблем

- Не нужно покупать дополнительные запасные части, никаких лишних расходов
- С датчиком SmartSkin

Гладкая кожа надолго с технологией Lumea IPL


- Экспертная IPL-технология для дома, разработанная совместно с дерматологами
- Использование в проводном и беспроводном режимах
- Доказанная безопасность и эффективность процедур
- Подходит для большинства типов волос и кожи
- Технология SenseIQ для персонализации удаления волос

Профессиональная обработка IPL для определенных участков тела

- Насадка для зоны бикини с дополнительным фильтром
- Изогнутая насадка для тела
- Интеллектуальные насадки адаптируют программы под каждый участок вашего тела
- Насадка для подмышек с изогнутым дизайном
- Насадка для лица с дополнительным фильтром для точечной обработки


Основные особенности

Lumea предотвращает повторный рост*




Сокращение IPL означает Intense Pulsed Light — интенсивный световой импульс. Philips Lumea направляет мягкий пульсирующий свет на корень волоса, стимулируя переход волосяного фолликула в фазу покоя. В результате рост волос на теле постепенно сокращается. При регулярном проведении процедур кожа сохраняет превосходную гладкость надолго. Процедура предотвращения повторного роста волос безопасна и не вызывает болевых ощущений даже в чувствительных областях. Устройство Philips Lumea разработано совместно с дерматологами и протестировано в клинических условиях, чтобы вы могли легко и эффективно выполнять эту процедуру дома в удобное для себя время.

Доказанная эффективность




Независимые исследования показали, что уже после 3 сеансов** волосков становится до 92 % меньше. Выполняйте первые четыре процедуры с интервалом в 2 недели, а следующие восемь процедур — с интервалом в 4 недели. После 12 процедур вы сможете наслаждаться идеально гладкой кожей на протяжении 6 месяцев*.

Типы волос и кожи



Philips Lumea Prestige эффективно воздействует на разные типы волос и кожи. Он подходит для натуральных русых, каштановых и черных волос, а также для кожи от очень светлого до темного оттенков. Этот прибор, как и другие решения IPL, не подходит для удаления белых/седых, светло-русых и рыжих волос, а также для очень темной кожи. Эти ограничения связаны с тем, что для работы технологии необходима высокая контрастность пигментации кожи и волос.

Технология SenseIQ



Определяет. Датчик Lumea SmartSkin определяет оттенок кожи и подбирает наиболее комфортные именно для вас параметры импульса. Адаптирует. Доступны уникальные программы для каждого участка тела. Заботится. Прибор создан при поддержке дерматологов и с учетом потребностей потребителей, чтобы вы могли наслаждаться бережным и долгосрочным удалением волос даже на чувствительных участках кожи***.

Обработка разных участков тела



Ваше тело уникально. Поэтому ваша кожа, изгибы и контуры тела требуют особого ухода. Насадки Lumea для обработки всех участков тела идеально


повторяют контуры вашего тела, а при их установке прибор автоматически выберет нужную программу для той или иной области вашей кожи. Световое окошко обеспечивает тесный контакт с кожей и максимально эффективное использование света, чтобы вы могли эффективно и безопасно обрабатывать даже деликатные и чувствительные участки.

Насадка для области подмышек



Специальная интеллектуальная насадка с размером светового окошка 3 см² имеет изогнутую форму, что позволяет обрабатывать труднодоступную область подмышек. При установке насадки на устройство активируется специальная программа обработки подмышек. 86 % женщин остались довольны уменьшением роста волос в области подмышек****.

Насадка для линии бикини



Установите интеллектуальную насадку для зоны бикини, чтобы активировать на устройстве специальную программу для этого участка тела. Насадка имеет световое окошко размером 3 см² с прозрачным фильтром, а ее изогнутая форма обеспечит максимально тесный контакт с кожей, эффективность и комфорт, повторяя контуры вашего тела. 78 % женщин остались довольны уменьшением роста волос в зоне бикини****.

Характеристики

Технические характеристики: насадки

Насадка для обработки тела: Форма: выпуклая и изогнутая, Размер окошка: 4,1 см², Особые настройки для обработки тела

Насадка для обработки лица: Форма: плоская, Размер окошка — 2 см², дополнительный фильтр, Особые настройки для обработки лица

Насадка для обработки подмышечных впадин: Форма: вогнутая, Размер окошка: 3 см², Индивидуальные настройки для обработки подмышек

Насадка для обработки зоны бикини: Форма: вогнутая, Размер окошка — 3 см², дополнительный фильтр, Индивидуальные настройки для обработки зоны бикини

Области применения

Участки тела: Руки, Ноги, Живот

Чувствительные участки: Область подмышек, Область бикини

Участки лица: Подбородок, Верхняя губа, Подбородок

Безопасность и регулируемые настройки

Встроенный УФ-фильтр: Защищает кожу от ультрафиолетовых лучей

5 настроек мощности света: Выбор настройки в зависимости от типа кожи

Встроенная система безопасности: Предотвращает случайные вспышки

Датчик оттенка кожи: Определяет оттенок кожи

Датчик SmartSkin: Подсказки по выбору правильной настройки

Режим применения

Подача вспышек при скольжении: Для быстрого результата

Проводной / беспроводной режим работы: Проводной и беспроводной режимы работы

Подача вспышек при прижатии: Для обработки небольших участков

Мощность

Напряжение: 100–240 В

Технические характеристики

Высокоэффективная лампа: Обеспечивает 450 000 вспышек, что соответствует 39 годам срока службы лампы*****

Обслуживание

Гарантия: Международная гарантия сроком на 2 года + дополнительная гарантия на 1 год при регистрации продукта в течение 90 дней

В комплекте

Инструкция по эксплуатации: Руководство пользователя

Хранение: Роскошный футляр

Адаптер: 19,5 В/4000 мА

Время эксплуатации

Подмышечная впадина: 2,5 мин

Линия бикини: 2 мин

Участки лица: 1,5 мин

Голени: 8,5 мин



* Среднее уменьшение роста волос после 12 процедур: 78 % на ногах, 64 % в зоне бикини, 65 % в области подмышек
** * При проведении процедур на ногах: после 3 процедур 27 из 55 женщин отметили, что волос стало меньше как минимум на 92 %
*** При соблюдении рекомендуемой частоты использования
**** Исследования проводились в Нидерландах и Австрии с участием 56 женщин; результаты после проведения 3 процедур в области подмышек, зоне бикини, на ногах; после проведения 2 процедур на лице
***** Международная 2-летняя гарантия Philips не увеличивается в зависимости от срока службы лампы
***** При соблюдении рекомендуемой частоты использования. Рассчитано на основе использования на голени, в зоне бикини, подмышек и на лице. Срок действия 2-летней международной гарантии Philips не увеличивается в зависимости от срока службы лампы