

PHILIPS

IPL- hårfjerningssystem

Lumea Essential

Kun til brug på kroppen

15 minutter for at behandle
underbenene

Klinisk dokumenteret resultat

120 dages garanti med pengene
tilbage



SC1991/00



Den ideelle metode til at undgå ny hårvækst for glat hud derhjemme

Philips Lumea IPL-teknologien gør underværker for at forhindre ny hårvækst på kroppen. Blide lysimpulser holder huden silkeblød hver dag ved regelmæssig anvendelse. Test i 120 dage!

Glathed, der holder længe

- Problemfri og effektiv
- Nyd glat hud hver dag

Hårfjernelse med IPL-teknologi

- Tilpasset til sikker brug hjemme hos dig selv

Blid og effektiv selv på følsom hud

- Bruges til kroppen
- Justerbar i forhold til din hudtype
- 5 justerbare lysenergi-indstillinger
- Større kropstilbehør for hurtigere behandling

Kompakt design med ledning

- Ingen udskiftelige dele, ingen skjulte udgifter

Vigtigste nyheder

Nyd glat hud hver dag



Philips Lumea påvirker håroden med blide lysimpulser, så håret falder af naturligt, og den nye hårvækst hæmmes. Hvis behandlingen gentages med jævne mellemrum, holder du huden glat hver dag.

Problemfri og effektiv



Vores kliniske test har vist en betydelig reduktion af hårvækst efter kun fire behandlinger med to ugers mellemrum, der resulterer i glat hud uden hår. Disse resultater kan vedligeholdes ved blot at gentage behandlingen efter behov. Tiden mellem behandlingerne afhænger af individuel hårvækst.

IPL-teknologi



Philips Lumea anvender en innovativ lysbaseret teknologi, der kaldes IPL (Intense Pulsed Light) og stammer fra den teknologi,

der anvendes i professionelle skønhedssaloner. Philips har tilpasset denne teknologi og gjort den sikker og effektiv til privat brug. Philips har arbejdet tæt sammen med førende hudspecialister for at udvikle vores banebrydende hårfjerningssystem. I mere end 10 år har vi gennemført omfattende forbrugerundersøgelser med hjælp fra over 2000 frivillige.

5 lysenergiindstillinger



Philips Lumea har 5 justerbare lysenergiindstillinger, der sikrer nænsom, men effektiv behandling. Ved korrekt anvendelse af Philips Lumeas IPL-behandling er den sikker og skånsom mod huden og følsomme kropszoner.

Anvendelsesområder



Du kan trygt bruge den til at fjerne hår på alle kropszoner fra halsen og nedefter: Ben, armhuler, bikinilinen, arme og mave.

Større kropstilbehør, 4cm²




Større kropstilbehør gør det muligt med hurtigere behandling på store områder som f.eks. ben.

Ingen udskiftelige dele



Philips Lumea er en komplet løsning, der leveres klar til brug, og du skal hverken bruge udskiftelige pærer eller gel.

Velegnede hår- og hudtyper



Philips Lumea er effektiv mod (naturligt) mørkblond, brun og sort hårvækst. Ligesom andre lysbaserede behandlinger virker Philips Lumea IKKE effektivt på rødt, lysblond og hvidt/gråt hår. Philips Lumea egner sig heller IKKE til mørk hud.

Specifikationer

Anvendelsesområder

Body areas: Arme, Ben, Mave, Bikinilinje, Armhuler

Sikkerhed og justerbare indstillinger

Integreret UV-filer: Beskytter huden mod UV-lys

5 lysenergiindstillinger: Justerbar i forhold til din hudtype

Integreret sikkerhedssystem: Undgå utilsigtede blink

Programtilstand

Step and Flash: Til behandling på ujævne områder

Ledningsbaseret/ledningsfri brug: Med ledning

Strøm

Voltage: 100-240 V

Tekniske specifikationer

High performance lamp: Giver > 100.000 blink

Tilbehør

Kropstilbehør (4 cm²): Til brug fra halsen og nedefter

Service

Garanti: 2 års global reklamationsret

Medfølgende dele

Instructions for use: Lynhåndbog,

Brugervejledning

Opbevaring: Etui

Adapter: 24 V/1500 mA

Anvendelsestid

Underben: 8 min.

Armhule: 1 min.

Bikini line: 1 min.

