

PHILIPS

IPL szőrtelenítő készülék

Lumea Prestige

SenseIQ technológiával

Kényes területek, test, arc

SmartSkin érzékelővel

Vezetékes és vezeték nélküli
használat



BRI954/00



Élvezze a 6 hónapig tartó szőrmentes, sima bőrt* 3 intelligens tartozék – az optimális eredményekért

A SenseIQ technológiával rendelkező Philips Lumea Prestige a leghatékonyabb IPL készülékünk. A Lumea kényelmes otthoni kezelésre tervezett intelligens tartozékai tökéletesen követik a test minden hajlatát, és az adott testrészhez igazítják a kezelési programokat.

Maximális szabadság, problémák nélkül

- SmartSkin érzékelővel
- A Lumea IPL alkalmazás. Minden lépésnél segít
- Nincs szükség cserealkatrészekre, nincsenek rejtett költségek

Hosszan tartó sima bőr a Lumea IPL technológiának köszönhetően


- Professzionális IPL technológia otthon, bőrgyógyászokkal együtt fejlesztve
- Vezeték nélküli vagy vezetékes használat
- Bizonyítottan gyengéd és hatásos kezelés
- Többféle szőrzet- és bőrtípushoz egyaránt megfelel
- SenseIQ technológia a személyre szabott szőrtelenítéshez

Professzionális IPL-kezelés a különféle testrészekhez

- Az intelligens tartozékok az adott testrészhez igazítják a kezelési programot
- Testszőrtelenítő tartozék befelé ívelt kialakítással
- Precíziós arcszőrtelenítő tartozék plusz szűrővel
- Precíziós tartozék a bikinivonal és a hónalj területeihez


Fénypontok

A Lumea megelőzi a szőr újranövését*




Az IPL jelentése „intenzíven pulzáló fény”. A Philips Lumea gyengéd fényimpulzusokat juttat a szőrtüszőkbe, így a tüszők nyugalmi állapotba lépnek. Ennek következtében a szőrszálak növekedése fokozatosan csökken. Ismételt kezeléseket követően bőre érezhetően sima lesz. A szőrszálak visszánövését megakadályozó kezelés még az érzékeny területeken is biztonságos és gyengéd. A klinikailag igazolt, bőrgyógyászokkal együtt kifejlesztett Philips Lumea otthona kényelmében teszi lehetővé az egyszerű és hatékony kezelést.

Igazolt hatékonyságú



Objektív tanulmányok alapján a visszánövő szőr mennyiségében 3 kezelést követően akár 92%-os csökkenés mutatható ki.** Az első négy kezelést kéthetente, majd az ezeket követő nyolc kezelést négyhetente végezze el. 12 kezelés után már hat hónapig tartó, sima bőrt élvezhet*.


Megfelelő szőrzet- és bőrtípusok



A Philips Lumea Prestige hatékonyan működik többféle szőr- és bőrtípus esetén. A természetes sötétszőke, barna és fekete

szőrszálakon, valamint a nagyon fehértől a sötét barnáig terjedő bőrszín esetében működik. Az IPL technológia nagy kontrasztot igényel a haj és a bőr színpigmentje között, ezért (ahogy más IPL-alapú kezeléseket esetében is) a Lumea nem használható fehér, ősz, világos szőke és vörös szőrzet kezelésére, és nem alkalmazható nagyon sötét bőrszín esetén.

SenseIQ technológia



Érzékel. A Lumea SmartSkin érzékelője érzékeli bőrtónusát, és a lehető legkényelmesebb fénybeállításokat jelzi Önnek. Alkalmazkodik. Az intelligens tartozékok az adott testrészhöz igazítják a kezelési programokat. Ápol. Bőrgyógyászokkal közreműködve kifejlesztve és Ön által ihletve, a gyengéd, tartós szőrtelenítésért, még az érzékeny területeken is***.

Testrészek kezelése



Az Ön teste egyedi. Ennek megfelelően a bőr, a test vonalai és kontúrjai is egyedi kezelést érdemelnek. A Lumea teljes test-szőrtelenítő készülék tartozékai kialakításukból adódóan tökéletesen követik a test minden hajlatát, és az adott testrészhöz igazítják a kezelési programokat. A kezelőfelületek maximális érintkezést biztosítanak a bőrrel, fényvesztés nélkül, így hatékony és gyengéd kezelést biztosítanak a kényes vagy érzékeny területeken is.

Precíziós tartozék



A bikinivonal- és hónalj-szőrzet kezeléséhez tervezett, közepes méretű intelligens precíziós tartozék 3 cm²-es kezelőfelülettel van ellátva. Az ívelt kialakítás szorosan követi a test körvonalait, így maximális érintkezést biztosít a bőrrel. Mikor a tartozékot felhelyezik a készülékre, az ezekre a területekre szabott kezelés kerül kiválasztásra.

Testszőrtelenítő tartozék



Termékeink közül az intelligens testszőrtelenítő tartozék rendelkezik a legnagyobb, 4,1 cm²-es kezelőfelülettel, így tökéletes választás a nagyobb területek, például a lábak, karok és a has környékének gyors kezeléséhez. A befelé ívelt kialakítás szorosan követi a test körvonalait, így maximálisan érintkezik a bőrrel. A felhelyezett tartozék az Ön adott testrészére igazított programmal végzi a kezelést. A nők 83%-a elégedett a láb szőrzetének csökkenésével.****

Műszaki adatok

Műszaki adatok – tartozékok

Tartozék a test kezeléséhez: Forma: domborúan ívelt, Ablakméret: 4,1 cm², Testhez szabott kezelés

Tartozék az arc kezeléséhez: Forma: lapos, Ablakméret: 2 cm²-es, extra szűrő, Archoz szabott kezelés

Precíziós tartozék az érzékeny területekhez: Forma: homorúan ívelt, precíz, Ablakméret: 3 cm², Hónaljhoz szabott kezelés, Bikinivonalhoz szabott kezelés

Alkalmazási területek

Testterületek: Kar, Láb, Has

Arc: Áll, Felső ajak, Állkapocsvonal

Érzékeny területek: Hónalj, Bikinivonal

Biztonság és állítható beállítások

Beépített UV-szűrő: Védelmet nyújt a bőr számára az UV-sugaraktól

5 fényenergia-beállítás: Bőrtípushoz állítható

Beépített biztonsági rendszer: Véletlen villanás megakadályozása

Bőrtónus-érzékelő: Érzékeli a bőrtónusát

SmartSkin érzékelő: A megfelelő beállítás igény szerint

Alkalmazás módja

Csúsztat és villant: Gyors alkalmazás

Vezetékes/vezeték nélküli használat:

Vezetékes és vezeték nélküli használat

Lép és villant: Kisebb területek kezeléséhez

Energiaellátás

Feszültség: 100–240 V

Műszaki adatok

Nagy teljesítményű lámpa: Több mint 250 000 villanást biztosít*****

Szerviz

Jótállás: Kétéves globális garancia

Tartozékok

Használati útmutató: Felhasználói kézikönyv

Tárolás: Luxus védőtok

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Alkalmazási idő

Hónalj: 2,5 perc

Bikinivonal: 2 perc

Arc: 1,5 perc

Alsó lábszárak: 8,5 perc

