

PHILIPS

IPL-
ihokarvanpoistolaite

Lumea IPL 7000
Series

5 manuaalista tehoasetusta

2 lisäosaa: vartalo, kasvot

Lumea IPL -sovellus

Johdolliseen käyttöön

BRI921/00



Mahtavia tuloksia, upea hinta-laatusuhde

Nauti sileästä ihosta jopa 12 kuukauden ajan*

Lumea IPL 7000 -sarja takaa sileän ihon tehokkaalla mutta hellävaraisella käsittelyllä. Kullekin kehonosalle on oma lisäosansa.

Hellävarainen ja tehokas käsittely, tuloksena sileä iho pitkään

- Käsittelykerrat vain 2 viikon välein: nopeat tulokset
- Kehitetty helpoksi ja tehokkaaksi yhteistyössä ihotautilääkärien kanssa
- Erittäin pitkä johto joustavaan käsittelyyn

Kattava ratkaisu kasvoille ja vartalolle

- Kattava ratkaisu kasvoille ja vartalolle – kaksi lisäosaa
- Mukana Satin Compact -kynätrimmeri
- Sopii monenlaisille ihon sävyille ja monenvärisille ihokarvoille

Yksilöllistä karvanpoistoa IPL-käsittelyllä

- Ihon sävyn tunnistin ja viisi tehoasetusta
- Tehosta rutiinejasi Philips Lumea IPL -sovelluksella

Kohokohdat

Nopeita tuloksia – kahdesti kuussa



Aloita vain 4 käsittelykerralla 2 viikon välein – se on puolet vähemmän kuin muilla merkeillä. Tee sitten vielä tulosta parantava käsittely kerran kuussa tulosten ylläpitämiseksi.

Ihon sävyn tunnistin



Viisi tehoasetusta tekevät kokemuksestasi mahdollisimman mukavan. Ihon sävyn tunnistin estää sinua käsittelemästä ihoalueita, jotka ovat liian tummia IPL-käsittelyyn.

Erittäin pitkä johto




Kätevä käyttää erittäin pitkän johdon ansiosta, mikä myös helpottaa laitteen liikuttamista iholla.

Kaksi lisäosaa eri alueille




Eri ajopäät vartalolle ja kasvoille toimivat tietyllä nopeudella ja tarkkuudella ja ovat siksi hellävaraisia käyttää myös herkillä alueilla. Kasvoille tarkoitettu lisäosassa on sisäänrakennettu valosuodatin tarkkaan käsittelyyn.

Kehitetty yhdessä dermatologien kanssa



Terveysteknologian johtavana yrityksenä Philips kehitti Lumea IPL -ihokarvojenpoistojärjestelmän yhdessä ihotautilääkärien kanssa helpoksi ja tehokkaaksi kotikäytössä. Kauneushoitoloissa käytettävään teknologiaan perustuva Lumea IPL tarjoaa hellävaraisen käsittelyn herkimmillekin alueille.

Philips Lumea IPL -sovellus



Maksuton opastussovelluksemme auttaa sinua suunnittelemaan käsittelyaikataulun ja myös pitäytymään siinä. Sovellus myös ohjaa sinut

vaihe vaiheelta jokaisen käsittelyn läpi. Sovelluksen on ladannut yli 2,1 miljoonaa käyttäjää.

Satin Compact -kynätrimmeri



Täydennä kauneudenhoitorutiiniasi: Satin Compact -kynätrimmeri on huomaamaton, helposti mukana kulkeva kauneudenhoitoväline, jolla voit poistaa ohuimmatkin kasvojen ihokarvat nopeasti ja helposti.

Useille iho- ja karvatyypeille



IPL tarvitsee ihokarvojen värin pigmentin ja ihon sävyn pigmentin välistä kontrastia, joten se toimii luonnollisen vaaleille, ruskeille tai mustille ihokarvoille ja ihon sävyille vaaleasta keskiruskeaan (I–IV).

Tekniset tiedot

Lisäosien tekniset tiedot

Vartalolisäosa: Ikkunan koko: 4,0 cm², Vartalon käsittely: jalat, käsivarret, vatsa ja kainalat
Kasvolisäosa: Ikkunan koko: 2 cm², lisäsuodatin, Kasvojen käsittely: ylähuuli, leuka ja leukalinja

Turvallisuus ja säädettävät asetukset

Integroitu UV-suodatin: Suojaa ihoa UV-valolta
5 valotehoasetusta: Säädettävissä omalle ihotyyppillesi sopivaksi
Integroitu turvajärjestelmä: Estää tahattomat välähdykset

Käyttötila

Liuku ja välähdys: Nopeaan käsittelyyn
Leima ja välähdys: Pienten alueiden käsittelyyn
Johdoton / johdollinen käyttö: Johdolliseen käyttöön

Kynätrimmeri

Lisätarvikkeet: Kulmakarvaharja, Puhdistusharja
Helppokäyttöinen: Pienikokoinen kahva
Virta: AAA-paristo

Virta

Johdolliseen käyttöön

Tekniset tiedot

Tehokas lamppu: Rakennettu kestäväksi, 250 000 välähdystä, mikä vastaa 20 vuoden pituista lampun käyttöikää**
Jännite: 100–240 V

Lisäosat

Vartalolisäosa (4 cm²): Tarkoitettu ihokarvojen poistamiseen kaulasta alaspäin
Kasvolisäosa (2 cm²): Tarkoitettu ihokarvojen poistamiseen silmistä alaspäin

Huolto

Takuu: 2 vuoden yleinen takuu + 1 vuoden lisätakuu, kun rekisteröit tuotteen 90 päivän sisällä

Pakkauksen sisältö

Käyttöohjeet: Käyttöopas
Säilytys: Meikkipussi
Sovitin: 24 V / 1500 mA
Tarvike: Puhdistusliina

Käyttöaika

Bikininiraja: 4 min
Sääri: 15 min
Kainalat: 2,5 min
Bikininirajat: 4 min
Kasvot: 2 min

