

PHILIPS

IPL - hårfri hud i 8
veckor

Lumea Precision

För kropp och ansikte

15 minuter för att behandla
benen

Kliniskt bevisat resultat

Undvik stickig utväxt och
irriterad hud

 Product Picture

SC2006



Äntligen slipper du raka benen var och varannan dag för slät och hårfri hud

Slipp irriterad hud och stickig utväxt, Lumea IPL reducerar håråterväxten och ger dig len hud i upp till 8 veckor! Äntligen slipper du raka benen var och varannan dag. Lumea Precision IPL är en snabb och säker IPL-lösning för hårborttagning anpassad för både ansikte och kropp. Testa i 120 dagar!

Varaktigt mjukhet

- Len hud varje dag
- Effektivt utan ansträngning

Hårborttagning med IPL-teknik

- Anpassad för säkert hemmabruk
- Lämplig för ett stort antal olika hår- och hudtyper

Skonsam och effektiv applicering på ansiktet och på kroppen

- Precisionstillbehör för säker ansiktsbehandling
- Större tillbehör för kroppshår ger snabbare resultat
- Dra- och blinka-läge ger en bekvämare behandling
- Säker och effektiv även på känsliga områden
- Fem justerbara ljusenergiinställningar

Maximal frihet, minimalt krångel

- Sladdlös bekvämlighet
- Inga reservdelar, inga dolda kostnader

Funktioner

Varaktig mjukhet



Philips Lumea tillämpar lätta ljuspulser på hårroten. På så sätt ramlar håret av naturligt och återväxten förhindras. Om du regelbundet upprepar behandlingen håller du huden len varje dag.

Effektivt utan ansträngning



Våra kliniska studier visar en betydande hårminskning redan efter fyra behandlingar varannan vecka. Behandlingen ger dig en len och hårfri hud. För att bibehålla resultatet upprepar du bara behandlingen vid behov. Behandlingsintervallet kan variera beroende på just din takt för håråterväxt.

IPL-teknik



Philips Lumea använder en innovativ ljusbaserad teknik som kallas IPL (Intense Pulsed Light) som har utvecklats från teknik som används i professionella skönhetsalonger. Philips har anpassat tekniken för säkert och effektivt hemmabruk. Philips har haft ett nära samarbete med ledande dermatologer för att utveckla det här

banbrytande hårborttagningssystemet. I över 10 år har vi gjort utförliga kundundersökningar med mer än 2 000 kvinnor.

Lämpliga hår- och hudtyper

Suitable hair and skin tones

Skin Tone	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brownish black and darker
Hair Color						
Black	✓	✓	✓	✓	✓	⊗
Dark brown	✓	✓	✓	✓	✓	⊗
Brown	✓	✓	✓	✓	✓	⊗
Dark blond	⊗	✓	✓	✓	✓	⊗
Light blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Red	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
White/grey	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

● This product is suitable for you to use ⊗ This product is neither suitable nor safe for your skin and hair type

Philips Lumea fungerar effektivt på (naturligt) mörkblont, brunt och svart hår. Som med andra ljusbaserade behandlingar fungerar Philips Lumea INTE på rött, ljusblont eller vitt/grått hår. Philips Lumea lämpar sig heller INTE för mycket mörk hud.

Fem ljusenergiinställningar



Philips Lumea har fem justerbara ljusenergiinställningar för att garantera en skonsam men effektiv behandling. Vid korrekt användning är Philips Lumeas IPL-behandling säker och skonsam, även på känslig hud och känsliga kroppsdelar.

Tillämpningsområden



Den kan tryggt användas för hårborttagning på ansikte (överläpp, haka och polisonger) och kroppsdelar, inklusive ben, underarmar, bikinilinj, mage och armar.

Sladdlös bekvämlighet



Lumeas unika sladdlösa design är perfekt för maximal räckvidd och enkel användning.

Inga reservdelar krävs



No replacement lamps or gel needed

Philips Lumea är en komplett lösning som levereras körklar. Och framförallt krävs inga reservlampor eller någon gel.

Extra säkerhet för ansiktet



Det här precisionstillbehöret har ett extra inbyggt ljusfilter som gör att det tryggt kan användas på överläppen, hakan och polisongerna. Det kan även användas på andra känsliga delar av kroppen som underarmarna, bikinilinj och områden som är svåra att nå.

Specifikationer

Tillämpningsområden

Områden på kroppen: Ben, Armar, Mage, Bikini, Under armarna

Områden i ansiktet: Haka, Polisonger, Överläpp

Säkerhet och justerbara inställningar

Integrerat UV-filtrer: Skyddar din hud från UV-ljus

Säkerhetsringsystem: Förhindrar oavsiktliga ljussignaler

5 ljusenergiinställningar: Justerbar för din hudtyp

Programläge

Dra och skicka ljuspuls: För bekväm behandling

Applicera och blinka: För behandling på kurviga områden

Användning med eller utan sladd: Trådlös

Effekt

Spänning: 100–240 V

Laddningstid: 100 min.

Körtid: Minimum 370 ljussignaler

Tekniska specifikationer

Lampa med höga prestanda: Producerar <gt/> 140 000 ljussignaler

Tillbehör

Precisionstillbehör (2 cm2): För säker användning på ansiktet

Tillbehör för kroppsbehandling (4cm2): För användning nedanför halsen

Service

Garanti: 2 års global garanti

Artiklar som ingår

Laddare: Flerspänningsladdare

Bruksanvisning: Snabbstartguide

Appliceringstid

Underben: 8 min

Armhåla: 1 min

Bikiniinje: 1 min

Områden i ansiktet: 1 min

