

# PHILIPS



Dispositivo de  
depilación IPL

Lumea IPL 7000  
Series

5 intensidades

1 accesorio: cuerpo

15 minutos para media pierna

Uso con cable



BRI920/00

## Excelentes resultados, excelente precio

Disfrute de 12 meses de piel suave sin vello\*

El sistema Philips Lumea Advanced hace maravillas para reducir la reaparición del vello corporal. Las ligeras pulsaciones de luz, aplicadas de forma regular, mantendrán la piel suave como la seda todos los días.

### Suave y eficaz para lograr una piel suave por más tiempo

- Resultados rápidos con tratamientos solo cada dos semanas
- Desarrollado con dermatólogos para ofrecer un uso sencillo y de alto rendimiento
- Cable extralargo para brindar mayor flexibilidad durante el tratamiento

### Solución completa para el rostro y el cuerpo

- 1 accesorio para el cuerpo
- Incluye lápiz recortador Satin Compact
- Ideal para una amplia variedad de tonos de piel y colores de vello

### Tratamiento personalizado de depilación IPL

- Sensor de tono de piel y 5 ajustes de intensidad
- Optimice su rutina con la aplicación Philips Lumea IPL

## Lumea IPL 7000 Series

Dispositivo de depilación IPL

# Destacados

### 2 veces al mes para obtener resultados rápidos



Comience con la fase inicial de cuatro tratamientos solo cada dos semanas, lo cual representa la mitad del número de tratamientos en comparación con otras marcas. Luego, realice un retoque mensual para mantener los resultados.

### Sensor de tono de piel



Elija entre 5 ajustes de intensidad para lograr una experiencia cómoda. El sensor de tono de piel evita que trate áreas de su piel demasiado oscuras para el tratamiento con IPL.

### Cable extralargo



Conveniente de usar gracias a su cable extralargo que proporciona un acceso fácil y una mejor maniobrabilidad.

### 1 accesorio para el cuerpo



El accesorio para el cuerpo se puede utilizar para conseguir un tratamiento suave y eficaz. La amplia ventana de tratamiento es perfecta para tratar rápidamente zonas corporales más grandes, como las piernas, los brazos y el estómago.

### Desarrollado con dermatólogos



Como un líder en la tecnología de la salud, Philips desarrolló Lumea IPL tras consultar con dermatólogos para brindar un uso fácil y de alto rendimiento en la seguridad de su hogar. Se basa en la tecnología utilizada en salones profesionales, por lo que Lumea IPL ofrece un tratamiento suave, incluso en zonas sensibles.

BRI920/00

### Aplicación IPL Lumea de Philips



Nuestra aplicación gratuita de capacitación ayuda a que planifique y siga su programa de tratamiento y, luego, le proporciona una guía paso a paso por cada sesión. Descargada por más de 2,1 millones de usuarios.

### Lápiz recortador Satin Compact



Complete su rutina de belleza: el lápiz recortador Satin Compact es una herramienta de belleza sencilla que elimina de forma rápida y fácil incluso los vellos faciales más finos.

### Para muchos tipos de piel y cabello



La IPL necesita contraste entre el pigmento del color del vello y el del tono de la piel, por lo tanto, funciona en cabello rubio oscuro, castaño y negro natural, y en pieles claras a morenas de tono medio (I-IV).

# Lumea IPL 7000 Series

Dispositivo de depilación IPL

BRI920/00

## Especificaciones

### Configuración de seguridad y ajustable

**Filtro UV integrado:** Protege la piel de la luz UV  
**5 ajustes de intensidad de la luz:** Se ajusta al tipo de piel

**Sistema de seguridad integrado:** Evita los disparos accidentales

### Modo de aplicación

**Deslice y dispare:** Para una aplicación rápida

**Estampe y dispare:** Para tratamiento en zonas pequeñas

**Uso con y sin cables:** Uso con cable

### Recortador

**Accesorios:** Cepillo de limpieza, Peine para cejas

**Facilidad de uso:** Mango compacto

**Potencia eléctrica:** Batería AAA

### Potencia eléctrica

Uso con cable

### Especificaciones técnicas

**Lámpara de alto rendimiento:** Diseño duradero, 250 000 destellos, equivalentes a 20 años de vida útil de la lámpara\*\*

**Voltaje:** 100-240 V

### Archivos adjuntos

**Accesorio para el cuerpo (4 cm<sup>2</sup>):** Para usar en las zonas del cuerpo que están debajo del cuello

### Servicio

**Garantía:** 2 años de garantía global + 1 año adicional de garantía al registrar el producto en un plazo de 90 días

### Elementos incluidos

**Instrucciones de uso:** Manual del usuario

**Almacenamiento:** Funda de belleza

**Adaptador:** 24V/1500mA

**Accesorio:** Tela de limpieza

### Tiempo de aplicación

**Zona del bikini:** 4 min

**Pierna:** 15 min

**Axilas:** 2,5 min

**Línea del bikini:** 4 min

**Zonas del rostro:** 2 min

### Especificaciones técnicas de los accesorios

**Accesorio para el cuerpo:** Tamaño de la ventana: 4,0 cm<sup>2</sup>, Tratamiento para el cuerpo: piernas, brazos, estómago y axilas

